

SK: LUMEVAGLOW – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PARAMETRE PRODUKTU

Názov produktu: LUMEVAGLOW

Model produktu: ES-1081

Nabíjacie napätie: 5V, 1A

Menovitý výkon: 2,5W

Model batérie: 602535

Parametre batérie: 3,7V, 500mAh

Doba nabíjania: 2 hodiny

Rozmery produktu: 89x47x120mm

Platná norma: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Doba prevádzky: Zariadenie prejde do pohotovostného režimu po 4 minútach a automaticky sa vypne po 1 minúte nečinnosti.

PREDSTAVENIE FUNKCIÍ

Tento produkt je navrhnutý na čistenie pleti, EMS starostlivosť a hydratáciu pri teplej teplote. Integruje kladné a záporné ióny, vysokofrekvenčné vibrácie, červené svetlo, modré svetlo a zelené svetlo.

- **Kladné a záporné ióny:** Na základe princípu priťahovania opačných nábojov bioelektrické prúdy pomáhajú odstraňovať hĺbkové nečistoty z pórov, zatiaľ čo kozmetické zložky prenikajú hlboko do pokožky.
- **Vibrácie:** Zvyšujú pevnosť a elasticitu pokožky a podporujú metabolizmus mechanickou vibráciou a napäťovými stimuláciami.
- **Teplá masáž:** Podporuje absorpciu, zlepšuje textúru pokožky a dodáva jej plnší a mladistvý vzhľad.
- **Červené svetlo:** Preniká hlboko do pokožky, regeneruje kolagén, rozjasňuje pleť a redukuje jemné vrásky.
- **Modré svetlo:** Podporuje syntézu kolagénu, regeneruje pokožku, spevňuje ovisnuté oblasti, zužuje póry a zlepšuje stav mastnej, citlivej a aknóznej pleti.
- **Zelené svetlo:** Zvyšuje využitie kyslíka, podporuje mikrocirkuláciu pokožky, urýchľuje lymfatický odtok, redukuje opuchy a upokojuje pleť.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Režim CLEAN (Očistenie a Export): Odstraňuje hĺbkové nečistoty, zmenšuje póry, redukuje pigmentové škvrny a pomáha pri liečbe akné.

Režim EMS (Elektromuskulárna stimulácia): Podporuje absorpciu kozmetických produktov, aktivitu pokožky a regeneráciu buniek, rozjasňuje pleť a redukuje vrásky.

Režim HOT (Teplý import): Stimuluje cirkuláciu, zlepšuje pevnosť a elasticitu pokožky a udržiava jej hydratáciu pre mladistvý vzhľad.

KOMPONENTY PRODUKTU



1. Hlavica zariadenia na omladenie
2. Červené, modré a zelené svetlo
3. Indikátor prevodovky
4. Indikátor funkcie
5. Regulácia funkcie (Zap./Vyp.)
6. USB nabíjacie rozhranie

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

1. Dlhým stlačením tlačidla napájania na 1,5 sekundy zapnete zariadenie. Počas nabíjania ho nie je možné používať.
2. Počas používania držte indukčné lišty na oboch stranách, aby ste dokončili obvod s telom.
3. Zariadenie využíva technológiu mikroprúdových iónov, preto je mierne brnenie normálne.
4. Pri odstraňovaní hlboko usadených nečistôt použite odličovač alebo čistiacu vodu—nepoužívajte pleťové čistiace gély ani čistiace oleje.
 - Najprv použite zariadenie na vytiahnutie hlboko usadených nečistôt, potom umyte povrchové nečistoty pleťovým čistiacim gélom.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Nepoužívajte, ak ste podstúpili plastickú operáciu tváre, máte kovové implantáty alebo ste tehotná.

2. Utrite hlavicu zariadenia papierovou utierkou. Neumývajte vodou ani sa nedotýkajte kovových povrchov.
 3. Uchovávajte zariadenie mimo kúpeľní a vlhkého prostredia, aby ste predišli skratu.
 4. Každý režim používajte iba raz denne, pričom sa odporúča sekvencia troch režimov na jedno použitie.
 5. Zariadenie je určené iba na použitie na tvári a krku—vyhýbajte sa oblastiam s akné, vyrážkami alebo začervenaním.
 - Osoby s citlivou pokožkou by ho mali používať len raz týždenne.
 6. Pred vykonaním údržby sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Čistenie vlhkou utierkou pri zapnutom stave môže spôsobiť mierne elektrické šoky.
 7. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne roztoky (napr. alkohol, acetón, benzín), pretože môžu spôsobiť poruchy, praskliny alebo zmenu farby.
-

NÁVOD NA POUŽITIE

Režim CLEAN (Čistenie a extrakcia nečistôt)

- Účinne odstraňuje nečistoty z pórov a zlepšuje priesvitnosť pleti. Vyhnite sa hrubým bavlneným tampónom.
- Skombinovaný so zeleným svetlom na podporu využitia kyslíka, zlepšenie mikrocirkulácie a upokojenie pokožky.

Postup:

1. Podržte tlačidlo napájania na 1 sekundu pre vstup do režimu „CLEAN“ (indikátor zeleného svetla).
2. Aplikujte odličovač alebo čistiace mlieko rovnomerne na pokožku. (Zariadenie nie je vodotesné—nenanášajte naň vodu priamo.)
3. Držte kovové indukčné lišty na bokoch pre uzavretie iónového obvodu.
4. Posúvajte zariadenie smerom nahor po tvári a krku.

Režim EMS (Elektromuskulárna stimulácia)

- Stimuluje a uvoľňuje pokožku, pomáha kozmetickým produktom preniknúť hlbšie.
- Skombinovaný s červeným svetlom na revitalizáciu kolagénu, rozjasnenie pleti a redukciu vrások.

Postup:

1. Podržte tlačidlo napájania na 1 sekundu na zapnutie, potom stlačte opäť pre vstup do režimu „EMS“ (indikátor červeného svetla).
2. Aplikujte tonikum alebo pleťové mlieko rovnomerne na pokožku.
3. Držte kovové indukčné lišty pre uzavretie iónového obvodu.
4. Posúvajte zariadenie smerom nahor po tvári a krku.

Režim HOT (Teplý import)

- Jemne prebúdza a uvoľňuje pokožku, obnovuje jej žiarivosť a pružnosť.
- Skombinovaný s modrým svetlom na stimuláciu syntézy kolagénu, zjemnenie pórov a ošetrovanie mastnej, citlivej alebo aknóznej pokožky.

Postup:

1. Podržte tlačidlo napájania na 1 sekundu na zapnutie, potom dvakrát stlačte pre vstup do režimu „HOT“ (indikátor modrého svetla).
2. Aplikujte pleťovú masku alebo sérum rovnomerne na pokožku.
3. Držte kovové indukčné lišty pre uzavretie iónového obvodu.
4. Posúvajte zariadenie smerom nahor po tvári a krku.

ODPORÚČANÉ POHYBY



1. Zdvíhajte od brady k lícu.
2. Zdvíhajte od líca k vonkajšiemu kútiku oka.
3. Zdvíhajte od krku k brade.
4. Zdvíhajte od brady k línii čeľuste.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.