

PL: LUMEVAGLOW – INSTRUKCJA OBSŁUGI

PARAMETRY PRODUKTU

Nazwa produktu: LUMEVAGLOW

Model produktu: ES-1081

Napięcie ładowania: 5V, 1A

Moc znamionowa: 2,5W

Model baterii: 602535

Parametry baterii: 3,7V, 500mAh

Czas ładowania: 2 godziny

Wymiary produktu: 89x47x120mm

Norma wykonawcza: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Czas pracy: Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 4 minutach i automatycznie wyłącza się po 1 minucie bezczynności.

OPIS FUNKCJI

Produkt został zaprojektowany do oczyszczania skóry, pielęgnacji EMS oraz nawilżania w ciepłej temperaturze. Łączy w sobie działanie jonów dodatnich i ujemnych, wibracji o wysokiej częstotliwości, światła czerwonego, niebieskiego i zielonego.

- **Jony dodatnie i ujemne:** Dzięki zasadzie przyciągania ładunków o przeciwnych znakach, bioelektryczne prądy pomagają usuwać głęboko osadzone zanieczyszczenia z porów, jednocześnie umożliwiając składnikom kosmetycznym głębokie wnikanie w skórę.
- **Wibracje:** Poprawiają napięcie skóry, elastyczność i metabolizm poprzez wibracje mechaniczne i stymulację elektryczną.
- **Ciepły masaż:** Wspomaga wchłanianie substancji aktywnych, poprawia strukturę skóry i nadaje jej pełniejszy, młodzieńczy wygląd.
- **Światło czerwone:** Głęboko wnika w skórę, stymulując produkcję kolagenu, rozjaśniając cerę i redukując drobne zmarszczki.
- **Światło niebieskie:** Stymuluje syntezę kolagenu, odmładza skórę, ujędwnia obwisłe partie, zwęża pory i poprawia kondycję skóry tłustej, wrażliwej oraz skłonnej do trądziku.
- **Światło zielone:** Zwiększa wykorzystanie tlenu, wspomaga mikrokrążenie skóry, przyspiesza drenaż limfatyczny, redukuje opuchliznę i koi skórę.

CECHY PRODUKTU

Tryb CLEAN (Oczyszczanie i usuwanie zanieczyszczeń): Usuwa głęboko osadzone zanieczyszczenia, zwęża pory, redukuje przebarwienia i pomaga w leczeniu trądziku.

Tryb EMS (Stymulacja mięśniowa): Zwiększa absorpcję kosmetyków do pielęgnacji skóry, poprawia aktywność skóry oraz wspomaga jej odmładzanie, wybielanie i redukcję zmarszczek.

Tryb HOT (Ciepłe wchłanianie): Pobudza krążenie, poprawia jędrność i elastyczność skóry oraz zapewnia jej odpowiednie nawilżenie i zdrowy blask.

KOMPONENTY PRODUKTU



1. Głowica urządzenia odmładzającego
2. Światło czerwone, niebieskie i zielone
3. Kontrolka poziomu intensywności
4. Kontrolka funkcji
5. Regulacja funkcji (Włącz/Wyłącz)
6. Port ładowania USB

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Nie można go używać podczas ładowania.
2. Podczas użytkowania trzymaj elektrody po obu stronach, aby zamknąć obwód z ciałem.
3. Urządzenie wykorzystuje technologię mikroprądów jonowych, więc lekkie mrowienie jest normalnym zjawiskiem.
4. Podczas usuwania głębokich zanieczyszczeń używaj płynu do demakijażu lub toniku – nie stosuj żeli do mycia twarzy ani olejków.
 - Najpierw użyj urządzenia do wyciągnięcia głęboko osadzonych zanieczyszczeń, a następnie umyj powierzchnię skóry żelem do twarzy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Urządzenie nie jest zalecane dla osób po operacjach plastycznych twarzy, z metalowymi implantami ani dla kobiet w ciąży.
2. Przetrzyj głowicę urządzenia chusteczką. Nie myj jej wodą ani nie dotykaj metalowych powierzchni.
3. Trzymaj urządzenie z dala od łazienek i wilgotnego otoczenia, aby uniknąć zwarcia.

4. Używaj każdego trybu tylko raz dziennie, najlepiej stosując sekwencję trzech trybów.
5. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku na twarz i szyję – unikaj stosowania na obszarach z trądzikiem, przebarwieniami lub zaczerwienieniem.
o Osoby z wrażliwą skórą powinny stosować urządzenie tylko raz w tygodniu.
6. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed czyszczeniem. Użycie wilgotnej ściereczki przy włączonym urządzeniu może powodować lekkie porażenie prądem.
7. Nie używaj żrących środków czyszczących (np. alkoholu, acetonu, benzyny), ponieważ mogą one powodować awarie, pęknięcia lub odbarwienia.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Tryb CLEAN (Oczyszczanie i usuwanie zanieczyszczeń)

- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia z porów i poprawia przejrzystość skóry. Unikaj grubych wacików kosmetycznych.
- W połączeniu ze światłem zielonym wspomaga wykorzystanie tlenu, poprawia mikrokążenie i koi skórę.

Kroki:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć tryb „CLEAN” (zielona kontrolka).
2. Równomiernie nałóż płyn do demakijażu lub tonik na skórę. (Urządzenie nie jest wodoodporne – nie rozpylaj na nie wody.)
3. Trzymaj elektrody boczne, aby zamknąć obwód jonowy.
4. Przesuwaj urządzenie w górę wzdłuż twarzy i szyi.

Tryb EMS (Stymulacja mięśniowa)

- Stymuluje i relaksuje skórę, pomagając kosmetykom głęboko wnikać w jej strukturę.
- W połączeniu ze światłem czerwonym stymuluje kolagen, rozjaśnia skórę i redukuje zmarszczki.

Kroki:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a następnie naciśnij ponownie, aby przejść do trybu „EMS” (czerwona kontrolka).
2. Równomiernie nałóż tonik lub emulsję na skórę.
3. Trzymaj elektrody boczne, aby zamknąć obwód jonowy.
4. Przesuwaj urządzenie w górę wzdłuż twarzy i szyi.

Tryb HOT (Ciepłe wchłanianie)


- Delikatnie pobudza i relaksuje skórę, przywracając jej blask i elastyczność.

- W połączeniu ze światłem niebieskim stymuluje syntezę kolagenu, zwęża pory i pomaga w pielęgnacji skóry tłustej, wrażliwej oraz skłonnej do trądziku.

Kroki:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a następnie naciśnij dwa razy, aby przejść do trybu „HOT” (niebieska kontrolka).
2. Równomiernie nałóż maseczkę lub serum na skórę.
3. Trzymaj elektrody boczne, aby zamknąć obwód jonowy.
4. Przesuwaj urządzenie w górę wzdłuż twarzy i szyi.

ZAŁECANE RUCHY



1. Unoś skórę od brody do policzków.
2. Unoś skórę od policzków do zewnętrznego kącika oka.
3. Unoś skórę od szyi do brody.
4. Unoś skórę od brody do linii żuchwy.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.