

SI: LUMEVAGLOW – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PARAMETRI IZDELKA

Ime izdelka: LUMEVAGLOW

Model izdelka: ES-1081

Polnilna napetost: 5V, 1A

Nazivna moč: 2,5 W

Model baterije: 602535

Parametri baterije: 3,7V, 500mAh

Čas polnjenja: 2 uri

Velikost izdelka: 89x47x120 mm

Standardi: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Čas delovanja: Naprava preide v stanje pripravljenosti po 4 minutah in se samodejno izklopi po 1 minuti neaktivnosti.

PREDSTAVITEV FUNKCIJ

Ta izdelek je zasnovan za čiščenje kože, EMS nego in vlaženje pri topli temperaturi. Združuje pozitivne in negativne ione, visoko frekvenčne vibracije, rdečo, modro in zeleno svetlobo.

- **Pozitivni in negativni ioni:** Načelo privlačnosti nasprotnih nabojev omogoča, da bioelektrični tokovi odstranijo globoko umazanijo iz por, hkrati pa kozmetične sestavine prodrejo v globlje plasti kože.
- **Vibracije:** Povečajo čvrstost, elastičnost in metabolizem kože z mehanskimi vibracijami in napetostno stimulacijo.
- **Topla masaža:** Spodbuja vpijanje hranilnih snovi, izboljšuje teksturo kože in ji daje mladosten, napet videz.
- **Rdeča svetloba:** Globoko prodre v kožo, revitalizira kolagen, posvetli polt ter zmanjša drobne linije in gube.
- **Modra svetloba:** Spodbuja sintezo kolagena, pomlajuje kožo, zateguje ohlapne predele, zmanjšuje pore in izboljšuje mastno, občutljivo ter aknasto kožo.
- **Zelena svetloba:** Izboljša izrabo kisika v celicah, spodbuja mikrocirkulacijo kože, pospešuje limfno drenažo, zmanjšuje otekanje in pomirja kožo.

LASTNOSTI IZDELKA

Način CLEAN (čiščenje in izločanje): Odstranjuje globoko umazanijo, zmanjšuje pore, posvetli temne madeže in pomaga pri aknah.

Način EMS (EMS nega): Spodbuja vpijanje izdelkov za nego kože, povečuje aktivnost kože ter prispeva k pomlajevanju, posvetlitvi in zmanjšanju gub.

Način HOT (toplo vpijanje): Spodbuja cirkulacijo, izboljšuje čvrstost in elastičnost kože ter ohranja njeno vlažnost za mladosten sijaj.

KOMPONENTE IZDELKA



1. Glava za pomlajevanje kože
2. Rdeča, modra in zelena svetloba
3. Indikatorska lučka prestav
4. Indikatorska lučka funkcij
5. Gumb za vklop/izklop in nastavitve funkcij
6. USB polnilni priključek

NAVODILA ZA UPORABO

1. Držite gumb za vklop 1,5 sekunde, da vklopite napravo. Med polnjenjem je uporaba onemogočena.
2. Med uporabo držite indukcijske letvice na obeh straneh naprave za vzpostavitev kroženja toka skozi telo.
3. Zaradi mikro-tokovne ion tehnologije lahko čutite rahlo mravljinčenje, kar je povsem normalno.
4. Pri odstranjevanju globoke umazanije uporabite odstranjevalec ličil ali čistilno vodo—ne uporabljajte čistilnega gela ali olja.
 - Najprej uporabite napravo za izvlek nečistoč, nato pa površinsko umazanijo odstranite z obraznim čistilom.

VARNOSTNI UKREPI

1. Uporaba ni priporočljiva za osebe, ki so prestale plastične operacije obraza, imajo kovinske vsadke ali so noseče.

2. Čistite glavo naprave s papirnatim robčkom. Ne spirajte je z vodo in ne dotikajte se kovinskih površin.
3. Naprave ne shranjujte v kopalnici ali vlažnih prostorih, da preprečite kratke stike.
4. Vsak način uporabljajte največ enkrat dnevno; priporočljivo je zaporedno uporabljati vse tri načine.
5. Naprava je namenjena negi obraza in vratu—izogibajte se predelom z aknami, mozolji ali rdečico.
 - Osebe z občutljivo kožo naj jo uporabljajo največ enkrat tedensko.
6. Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napravo. Čiščenje z mokro krpo ob vklopu lahko povzroči električne sunke.
7. Ne uporabljajte korozivnih tekočin (alkohol, aceton, bencin), saj lahko povzročijo okvare, razpoke ali razbarvanje naprave.

NAVODILA ZA UPORABO NAČINOV

Način CLEAN (čiščenje in izločanje)

- Učinkovito odstranjuje nečistoče iz por in izboljša prosojnost kože. Izogibajte se uporabi debelih bombažnih blazinic.
- Kombinacija z zeleno svetlobo izboljšuje mikrocirkulacijo in pomirja kožo.

Koraki:

1. Držite gumb za vklop 1 sekundo za preklp v način "CLEAN" (indikator zelene svetlobe).
2. Na kožo enakomerno nanesite odstranjevalec ličil ali čistilni losjon. (Naprava ni vodoodporna—ne pršite vode neposredno nanjo.)
3. Držite kovinske indukcijske letvice za vzpostavitev ionizacijskega kroženja.
4. Premikajte glavo naprave po obrazu in vratu v smeri navzgor.

Način EMS (elektromišična stimulacija)

- Spodbuja in sprošča kožo, omogoča globlje vpijanje izdelkov za nego kože.
- Kombinacija z rdečo svetlobo pomaga pri revitalizaciji kolagena, posvetlitvi kože in zmanjšanju gub.

Koraki:

1. Držite gumb za vklop 1 sekundo za vklop, nato pritisnite še enkrat za preklp v način "EMS" (indikator rdeče svetlobe).
2. Na kožo enakomerno nanesite tonik ali losjon.
3. Držite kovinske indukcijske letvice za vzpostavitev ionizacijskega kroženja.
4. Premikajte glavo naprave po obrazu in vratu v smeri navzgor.


Način HOT (toplo vpijanje)

- Nežno prebuja in sprošča kožo ter obnavlja njen sijaj in elastičnost.
- Kombinacija z modro svetlobo spodbuja sintezo kolagena, zmanjšuje pore in izboljšuje mastno, občutljivo ter aknasto kožo.

Koraki:

1. Držite gumb za vklop 1 sekundo za vklop, nato dvakrat pritisnite za preklop v način "HOT" (indikator modre svetlobe).
2. Na kožo enakomerno nanesite masko ali serum.
3. Držite kovinske indukcijske letvice za vzpostavitev ionizacijskega kroženja.
4. Premikajte glavo naprave po obrazu in vratu v smeri navzgor.

PRIPOROČENI GIBI



1. Dvig od brade proti licu.
2. Dvig od lica proti zunanjemu očesnemu kotu.
3. Dvig od vratu proti bradi.
4. Dvig od brade proti čeljusti.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.