

HR: LUMEVAGLOW – KORISNIČKI PRIRUČNIK

PARAMETRI PROIZVODA

Naziv proizvoda: LUMEVAGLOW

Model proizvoda: ES-1081

Napon punjenja: 5V, 1A

Nazivna snaga: 2,5 W

Model baterije: 602535

Parametri baterije: 3,7V, 500mAh

Vrijeme punjenja: 2 sata

Veličina proizvoda: 89x47x120 mm

Standardi: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Vrijeme rada: Uređaj prelazi u stanje pripravnosti nakon 4 minute i automatski se isključuje nakon 1 minute neaktivnosti.

OPIS FUNKCIJA

Ovaj proizvod je dizajniran za čišćenje kože, EMS njegu i hidrataciju uz toplu temperaturu. Integrira pozitivne i negativne ione, visokofrekventne vibracije, crveno, plavo i zeleno svjetlo.

- **Pozitivni i negativni ioni:** Načelo privlačenja suprotnih naboja omogućuje bioelektričnim strujama da izvuku dubinsku nečistoću iz pora, dok kozmetički sastojci prodiru u dublje slojeve kože.
- **Vibracije:** Povećavaju čvrstoću, elastičnost i metabolizam kože putem mehaničkih vibracija i stimulacije naponom.
- **Topla masaža:** Pospješuje apsorpciju hranjivih tvari, poboljšava teksturu kože i daje joj mladenački, zategnut izgled.
- **Crveno svjetlo:** Prodire duboko u kožu, revitalizira kolagen, posvjetljuje ten i smanjuje fine linije i bore.
- **Plavo svjetlo:** Potiče sintezu kolagena, pomlađuje kožu, učvršćuje opuštena područja, smanjuje pore i poboljšava stanje masne, osjetljive i aknaste kože.
- **Zeleno svjetlo:** Poboljšava iskorištavanje kisika u stanicama, potiče mikrocirkulaciju kože, ubrzava limfnu drenažu, smanjuje natečenost i umiruje kožu.

ZNAČAJKE PROIZVODA

Način CLEAN (čišćenje i izlučivanje): Uklanja dubinsku nečistoću, smanjuje pore, posvjetljuje tamne mrlje i pomaže u tretiranju akni.

Način EMS (EMS njega): Poboljšava apsorpciju proizvoda za njegu kože, povećava aktivnost kože te doprinosi pomlađivanju, posvjetljivanju i smanjenju bora.

Način HOT (topla apsorpcija): Potiče cirkulaciju, poboljšava čvrstoću i elastičnost kože te održava njenu hidrataciju za mladenački sjaj.

KOMPONENTE PROIZVODA



1. Glava za pomlađivanje kože
2. Crveno, plavo i zeleno svjetlo
3. Indikatorska lampica načina rada
4. Indikatorska lampica funkcija
5. Gumb za uključivanje/isključivanje i podešavanje funkcija
6. USB priključak za punjenje

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. Držite gumb za uključivanje 1,5 sekundi kako biste uključili uređaj. Tijekom punjenja uređaj nije moguće koristiti.
2. Tijekom korištenja držite indukcijske trake na obje strane uređaja kako biste uspostavili protok struje kroz tijelo.
3. Zbog tehnologije mikrostrujnog iona može se osjetiti lagano peckanje, što je sasvim normalno.
4. Pri uklanjanju dubinske nečistoće koristite sredstvo za uklanjanje šminke ili micelarnu vodu—ne koristite gel ili ulje za čišćenje.
 - Prvo koristite uređaj za izvlačenje nečistoća, a zatim uklonite površinsku prljavštinu sredstvom za čišćenje lica.

SIGURNOSNE MJERE

1. Ne preporučuje se osobama koje su prošle estetske zahvate na licu, imaju metalne implantate ili su trudne.

2. Očistite glavu uređaja papirnatom maramicom. Ne perite je vodom niti je dodirujte metalnim površinama.
 3. Ne držite uređaj u kupaonici niti u vlažnim okruženjima kako biste izbjegli kratke spojeve.
 4. Svaki način rada koristite samo jednom dnevno, preporučuje se korištenje sva tri načina po sesiji.
 5. Uređaj je namijenjen isključivo za lice i vrat—izbjegavajte područja s aknama, prištićima ili crvenilom.
 - Osobe s osjetljivom kožom trebaju ga koristiti najviše jednom tjedno.
 6. Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj. Čišćenje vlažnom krpom dok je uređaj uključen može uzrokovati blage električne udare.
 7. Ne koristite korozivne otopine (alkohol, aceton, benzin) za čišćenje uređaja jer mogu uzrokovati kvarove, pukotine ili promjenu boje.
-

UPUTE ZA KORIŠTENJE NAČINA RADA

Način CLEAN (čišćenje i izlučivanje)

- Učinkovito uklanja nečistoće iz pora i poboljšava prozirnost kože. Izbjegavajte korištenje debelih pamučnih blazinica.
- Kombinacija sa zelenim svjetlom poboljšava mikrocirkulaciju i umiruje kožu.

Koraci:

1. Držite gumb za uključivanje 1 sekundu kako biste prešli u način "CLEAN" (indikator zelene svjetlosti).
2. Na kožu ravnomjerno nanesite sredstvo za uklanjanje šminke ili losion za čišćenje. (Uređaj nije vodootporan—ne prskajte vodu izravno na njega.)
3. Držite metalne indukcijske trake kako biste uspostavili ionizacijski protok.
4. Glavu uređaja pomičite prema gore duž lica i vrata.

Način EMS (elektromišićna stimulacija)

- Potiče i opušta kožu, omogućava dublju apsorpciju proizvoda za njegu kože.
- Kombinacija s crvenim svjetlom pomaže u revitalizaciji kolagena, posvjetljivanju kože i smanjenju bora.

Koraci:

1. Držite gumb za uključivanje 1 sekundu kako biste uključili uređaj, a zatim ponovno pritisnite za ulazak u način "EMS" (indikator crvene svjetlosti).
2. Na kožu ravnomjerno nanesite tonik ili losion.
3. Držite metalne indukcijske trake kako biste uspostavili ionizacijski protok.
4. Glavu uređaja pomičite prema gore duž lica i vrata.

Način HOT (topla apsorpcija)


- Nježno budi i opušta kožu te vraća njen sjaj i elastičnost.

- Kombinacija s plavim svjetlom potiče sintezu kolagena, smanjuje pore i poboljšava stanje masne, osjetljive i aknaste kože.

Koraci:

1. Držite gumb za uključivanje 1 sekundu kako biste uključili uređaj, a zatim dvaput pritisnite za ulazak u način "HOT" (indikator plave svjetlosti).
2. Na kožu ravnomjerno nanesite masku ili serum.
3. Držite metalne indukcijske trake kako biste uspostavili ionizacijski protok.
4. Glavu uređaja pomičite prema gore duž lica i vrata.

PREPORUČENI POKRETI



1. Podizanje od brade prema obrazima.
2. Podizanje od obraza prema vanjskom kutu oka.
3. Podizanje od vrata prema bradi.
4. Podizanje od brade prema čeljusti.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.