

HU: LUMEVAGLOW – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKPARAMÉTEREK

Termék neve: LUMEVAGLOW

Termék modell száma: ES-1081

Töltési feszültség: 5V, 1A

Névleges teljesítmény: 2,5W

Akkumulátor modell száma: 602535

Akkumulátor paraméterei: 3,7V, 500mAh

Töltési idő: 2 óra

Termék mérete: 89x47x120 mm

Végrehajtási szabvány: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Működési idő: A készülék 4 perc után készenléti módba lép, és 1 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

FUNKCIÓBEMUTATÁS

Ez a termék bőrtisztításra, EMS bőrápolásra és meleg hőmérsékletű hidratálásra szolgál. Pozitív és negatív ionokat, nagyfrekvenciás rezgést, vörös, kék és zöld fényt egyesít.

- **Pozitív és negatív ionok:** Az ellentétes töltések vonzásának elvét alkalmazva a bioelektromos áramok segítenek eltávolítani a mélyen lerakódott szennyeződések a pórusokból, miközben a kozmetikai hatóanyagok mélyen behatolnak a bőrbe.
- **Rezgés:** Mechanikai vibrációval és feszültségstimulációval fokozza a bőr feszeségét, rugalmasságát és anyagcseréjét.
- **Meleg masszáz:** Elősegíti a hatóanyagok felszívódását, javítja a bőr textúráját, és fiatalos, telt megjelenést biztosít.
- **Vörös fény:** Mélyen behatolva revitalizálja a kollagént, ragyogóbbá teszi a bőrt, és csökkenti a finom vonalakat és ráncokat.
- **Kék fény:** Serkenti a kollagénszintézist, megújítja a bőrt, feszesíti a megereszkedett területeket, finomítja a pórusokat, és javítja a zsíros, érzékeny és pattanásos bőr állapotát.
- **Zöld fény:** Fokozza az oxigénfelhasználást, serkenti a bőr mikrokeringését, gyorsítja a nyirokkeringést, csökkenti a duzzanatot és nyugtatja a bőrt.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

CLEAN mód (Tisztítás és mélytisztítás): Eltávolítja a mélyen lerakódott szennyeződések, összehúzza a pórusokat, halványítja az elszíneződéseket, és segít a pattanások kezelésében.

EMS mód (EMS bőrápolás): Fokozza a bőrápoló termékek felszívódását, növeli a bőr aktivitását, és segíti a bőr regenerálódását, fehéritését és a ráncok csökkentését.

HOT mód (Meleg beépítés): Serkenti a vérkeringést, javítja a bőr feszeségét és rugalmasságát, valamint fenntartja a bőr hidratáltságát a fiatalos ragyogás érdekében.

TERMÉKALKATRÉSZEK



1. Fialalító készülékfej
2. Vörös, kék és zöld fény
3. Fokozatjelző lámpa
4. Funkciójelző lámpa
5. Funkcióvezérlés (Be/Ki)
6. USB töltőcsatlakozó

HASZNÁLATI MEGJEGYZÉSEK

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1,5 másodpercig a készülék bekapcsolásához. Töltés közben nem használható.
2. Használat közben tartsa az indukciós sávokat mindkét oldalon, hogy biztosítsa a testtel való áramkört.
3. A készülék mikroáramú iontechnológiát használ, ezért enyhe bizsergő érzés normális.
4. A mélyen lerakódott szennyeződések eltávolításához használjon sminklemosót vagy tisztítóvizet—ne használjon arclemosó gélt vagy tisztító olajokat.
 - Először használja a készüléket a mélyen lerakódott szennyeződések eltávolítására, majd mossa le a felszíni szennyeződések arctisztítóval.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Nem ajánlott olyan személyek számára, akik arcesztétikai műtéten estek át, fémimplantátummal rendelkeznek, vagy terhesek.

2. A kezelőfejet törölje le egy papírzsebkendővel. Ne mossa vízzel, és ne érintse fémfelületekhez.
3. Tartsa távol a készüléket fürdőszobától és párás környezettől a rövidzárlat elkerülése érdekében.
4. Minden módot naponta csak egyszer használjon, a javasolt használati sorrendben három mód kombinálható egy kezelés során.
5. A készülék kizárólag arc- és nyakápolásra szolgál—kerülje az aknés, gyulladt vagy kipirosodott területeket.
 - Az érzékeny bőrűek hetente csak egyszer használják.
6. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva karbantartás előtt. A készülék bekapcsolt állapotban történő nedves törlőkendővel való tisztítása enyhe áramütést okozhat.
7. Ne használjon maró hatású tisztítószeret (pl. alkohol, aceton, benzin) a készülék tisztításához, mert ezek meghibásodást, repedéseket vagy elszíneződést okozhatnak.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CLEAN mód (Tisztítás és mélytisztítás)

- Hatékonyan eltávolítja a pórusokban lévő szennyeződések és fokozza a bőr tisztaságát. Kerülje a vastag vattakorongok használatát.
- A zöld fényel kombinálva fokozza az oxigénfelhasználást, javítja a mikrokeringést és nyugtatja a bőrt.

Lépések:

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 másodpercig a "CLEAN" mód aktiválásához (zöld fényjelző).
2. Vigyen fel egyenletesen sminklemosót vagy tisztítófolyadékot a bőrre. (A készülék nem vízálló—ne permetezzen rá vizet.)
3. Tartsa az indukciós sávokat a testtel való áramkör biztosítása érdekében.
4. Simítsa végig a készüléket felfelé az arcon és a nyakon.

EMS mód (Elektromos izomstimuláció)

- Serkenti és ellazítja a bőrt, elősegítve a bőrpoló termékek mélyebb felszívódását.
- A vörös fényel kombinálva revitalizálja a kollagént, ragyogóbbá teszi a bőrt, és csökkenti a ráncokat.

Lépések:

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 másodpercig a készülék indításához, majd nyomja meg újra az "EMS" mód aktiválásához (vörös fényjelző).
2. Vigyen fel egyenletesen tonikot vagy hidratálót a bőrre.
3. Tartsa az indukciós sávokat a testtel való áramkör biztosítása érdekében.
4. Simítsa végig a készüléket felfelé az arcon és a nyakon.


HOT mód (Meleg beépítés)

- Kíméletesen ébreszti és ellazítja a bőrt, helyreállítva annak ragyogását és rugalmasságát.
- A kék fényvel kombinálva serkenti a kollagénszintézist, finomítja a pórusokat, és kezeli a zsíros, érzékeny vagy aknés bőrt.

Lépések:

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 másodpercig a készülék indításához, majd nyomja meg kétszer a "HOT" mód aktiválásához (kék fényjelző).
2. Vigyen fel egyenletesen arcmaszkot vagy szérumot a bőrére.
3. Tartsa az indukciós sávokat a testtel való áramkör biztosítása érdekében.
4. Simítsa végig a készüléket felfelé az arcon és a nyakon.

AJÁNLOTT MOZGÁSIRÁNYOK



1. Emelés az álltól az orcák felé.
2. Emelés az orcáktól a külső szemzug felé.
3. Emelés a nyaktól az áll felé.
4. Emelés az álltól az állkapocs vonaláig.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.