

LT: LUMEVAGLOW – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO PARAMETRAI

Gaminio pavadinimas: LUMEVAGLOW

Gaminio modelio Nr.: ES-1081

Įkrovimo įtampa: 5V, 1A

Nominali galia: 2,5W

Baterijos modelio Nr.: 602535

Baterijos parametrai: 3,7V, 500mAh

Įkrovimo laikas: 2 valandos

Gaminio dydis: 89x47x120 mm

Atitinkami standartai: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Darbo laikas: Įrenginys pereina į budėjimo režimą po 4 minučių ir automatiškai išsijungia po 1 minutės neveikimo.

FUNKCIJŲ APŽVALGA

Šis prietaisas skirtas odos valymui, EMS priežiūrai ir drėkinimui šiltoje temperatūroje. Jis apjungia teigiamus ir neigiamus jonus, aukšto dažnio vibraciją, raudoną, mėlyną ir žalią šviesą.

- **Teigiami ir neigiami jonai:** Naudojant priešingų krūvių traukos principą, bioelektriniai srautai padeda pašalinti giliai esančius nešvarumus iš porų, o kosmetikos ingredientai įsiskverbia giliai į odą.
- **Vibracija:** Mechaninė vibracija ir įtampos stimuliacija pagerina odos stangrumą, elastingumą ir medžiagų apykaitą.
- **Šiltas masažas:** Skatina medžiagų įsisavinimą, gerina odos tekstūrą ir suteikia putlią, jaunatvišką išvaizdą.
- **Raudona šviesa:** Giliai įsiskverbia į odą, skatina kolageno atsinaujinimą, šviesina odą ir mažina smulkias raukšles.
- **Mėlyna šviesa:** Skatina kolageno sintezę, atnaujiną odą, stangrina suglebusias vietas, mažina poras ir gerina riebią, jautrią bei į aknę linkusią odą.
- **Žalia šviesa:** Pagerina deguonies įsisavinimą, skatina odos mikrocirkuliaciją, spartina limfos drenažą, mažina paburkimą ir ramina odą.

GAMINIO SAVYBĖS

CLEAN režimas (Valymas ir išvedimas): Pašalina giliai esančius nešvarumus, sutraukia poras, mažina odos spalvos pokyčius ir padeda gydyti aknę.

EMS režimas (EMS priežiūra): Pagerina odos gebėjimą įsisavinti priežiūros priemones, aktyvina odą, skatina jos atsinaujinimą, balina ir mažina raukšles.

HOT režimas (Šiltas įsisavinimas): Skatina kraujotaką, gerina odos stangrumą ir elastingumą bei palaiko odos drėkinimą jaunatviškam švytėjimui.

GAMINIO KOMPONENTAI



1. Atgaivinimo galvutė
2. Raudona, mėlyna ir žalia šviesa
3. Pavaros indikatoriaus lemputė
4. Funkcijos indikatoriaus lemputė
5. Funkcijų reguliavimas (Įjungimas/Išjungimas)
6. USB įkrovimo sąsaja

NAUDOJIMO PASTABOS

1. Ilgai spauskite maitinimo mygtuką 1,5 sekundės, kad įjungtumėte prietaisą. Jis negali būti naudojamas įkrovimo metu.
2. Naudojimo metu laikykite indukcines juostas iš abiejų pusių, kad užbaigtumėte grandinę su kūnu.
3. Prietaisas naudoja mikro-srovės jonų technologiją, todėl lengvas dilgčiojimo pojūtis yra normalus.
4. Giliai esančių nešvarumų ištraukimui naudokite makiažo valiklį arba valomąjį vandenį— nenaudokite veido prausiklių ar aliejinių valiklių.
 - Pirmiausia naudokite prietaisą giliems nešvarumams pašalinti, tada nuplaukite paviršinius nešvarumus su veido prausikliu.

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Netinka asmenims, kuriems atlikta veido plastinė operacija, turintiems metalinius implantus ar esant nėštumui.
2. Nuprauskite įvedimo galvutę servetėle. Neplaukite vandeniu ir nelieskite metalinių paviršių.

3. Laikykite prietaisą atokiau nuo vonios kambario ir drėgnos aplinkos, kad išvengtumėte trumpųjų jungimų.
 4. Kiekvieną režimą naudokite tik vieną kartą per dieną, rekomenduojama sekti trijų režimų seką per vieną naudojimą.
 5. Prietaisas skirtas tik veido ir kaklo sričiai—venkite vietų su akne, dėmėmis ar paraudimais.
 - Turintiems jautrią odą rekomenduojama naudoti tik kartą per savaitę.
 6. Prieš atliekant techninę priežiūrą, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas. Valymas drėgnu rankšluosčiu esant įjungtam įrenginiui gali sukelti silpnus elektros impulsus.
 7. Nenaudokite korozinių tirpalų (pvz., alkoholio, acetono, benzino) prietaisui valyti, nes jie gali sukelti veikimo sutrikimus, įtrūkimus ar spalvos pokyčius.
-

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

CLEAN režimas (Valymas ir išvedimas)

- Efektyviai pašalina porose esančius nešvarumus ir pagerina odos skaidrumą. Venkite storų vatos diskelių.
- Derinamas su žalia šviesa, kuri skatina deguonies įsisavinimą, gerina mikrocirkuliaciją ir ramina odą.

Veiksmų seka:

1. Paspauskite maitinimo mygtuką 1 sekundei, kad įjungtumėte „CLEAN“ režimą (žalias indikatoriaus signalas).
2. Tolygiai paskirstykite makiažo valiklį ar valomąjį losjoną ant odos. (Prietaisas nėra atsparus vandeniui—nepurkškite vandens tiesiai ant jo.)
3. Laikykite metalines indukcinės juostas iš abiejų pusių, kad užbaigtumėte jonų grandinę.
4. Vilkite prietaisą aukštyn išilgai veido ir kaklo.

EMS režimas (Elektrinė raumenų stimuliacija)

- Stimuliuoja ir atpalaiduoja odą, padeda giliai įsiskverbti odos priežiūros priemonėms.
- Derinamas su raudona šviesa, kuri skatina kolageno atsinaujinimą, šviesina odą ir mažina raukšles.

Veiksmų seka:

1. Paspauskite maitinimo mygtuką 1 sekundei, tada dar kartą paspauskite, kad įjungtumėte „EMS“ režimą (raudonas indikatoriaus signalas).
2. Tolygiai paskirstykite toniką ar losjoną ant odos.
3. Laikykite metalines indukcinės juostas, kad užbaigtumėte jonų grandinę.
4. Vilkite prietaisą aukštyn išilgai veido ir kaklo.

HOT režimas (Šiltas įsisavinimas)


- Švelniai pažadina ir atpalaiduoja odą, atkuriant jos spindesį ir elastingumą.

- Derinamas su mėlyna šviesa, kuri skatina kolageno sintezę, sutraukia poras ir gydo riebią, jautrią ar į aknę linkusią odą.

Veiksmų seka:

1. Paspauskite maitinimo mygtuką 1 sekunde, tada paspauskite du kartus, kad įjungtumėte „HOT“ režimą (mėlynas indikatorius signalas).
2. Tolygiai paskirstykite veido kaukę ar serumą ant odos.
3. Laikykite metalines indukcinės juostas, kad užbaigtumėte jonų grandinę.
4. Vilkite prietaisą aukštyn išilgai veido ir kaklo.

REKOMENDUOJAMI JUDESIAI



1. Kilnokite nuo smakro link skruostų.
2. Kilnokite nuo skruostų link išorinės akių srities.
3. Kilnokite nuo kaklo link smakro.
4. Kilnokite nuo smakro link žandikaulio linijos.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.