

GR: LUMEVAGLOW – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: LUMEVAGLOW

Αριθμός μοντέλου προϊόντος: ES-1081

Τάση φόρτισης: 5V, 1A

Ονομαστική ισχύς: 2.5W

Αριθμός μοντέλου μπαταρίας: 602535

Παράμετροι μπαταρίας: 3.7V, 500mAh

Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες

Μέγεθος προϊόντος: 89x47x120mm

Εκτελεστικό πρότυπο: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Χρόνος λειτουργίας: Η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής μετά από 4 λεπτά και κλείνει αυτόματα μετά από 1 λεπτό αδράνειας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για καθαρισμό του δέρματος, φροντίδα EMS και ενυδάτωση σε ζεστή θερμοκρασία. Ενσωματώνει θετικά και αρνητικά ιόντα, υψηλή συχνότητα δόνησης, κόκκινο φως, μπλε φως και πράσινο φως.

- **Θετικά και αρνητικά ιόντα:** Χρησιμοποιώντας την αρχή της αντίθετης έλξης φορτίων, τα βιοηλεκτρικά ρεύματα βοηθούν στην εξαγωγή βαθέων ρύπων από τους πόρους, ενώ τα συστατικά καλλυντικών διεισδύουν βαθιά στο δέρμα.
- **Δόνηση:** Ενισχύει τη σφιχτότητα, την ελαστικότητα και τον μεταβολισμό του δέρματος μέσω μηχανικής δόνησης και διέγερσης τάσης.
- **Ζεστό Μασάζ:** Ενισχύει την απορρόφηση, βελτιώνει την υφή του δέρματος και προσφέρει ένα γεμάτο, νεανικό αποτέλεσμα.
- **Κόκκινο φως:** Διαπερνά βαθιά για να αναζωογονήσει το κολλαγόνο, να φωτίσει το δέρμα και να μειώσει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες.
- **Μπλε φως:** Ενεργοποιεί τη σύνθεση του κολλαγόνου, αναζωογονεί το δέρμα, συσφίγγει τις χαλαρές περιοχές, βελτιώνει τους πόρους και βοηθά το λιπαρό, ευαίσθητο και με τάση ακμής δέρμα.
- **Πράσινο φως:** Ενισχύει την αξιοποίηση του οξυγόνου, προάγει τη μικροκυκλοφορία του δέρματος, επιταχύνει τη λεμφική αποστράγγιση, μειώνει το πρήξιμο και καταπραΰνει το δέρμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CLEAN Mode (Καθαρισμός και Εξαγωγή): Αφαιρεί βαθιά ρύπους, συσφίγγει τους πόρους, εξασθενεί τη δυσχρωμία και βοηθά στη θεραπεία της ακμής.

EMS Mode (Φροντίδα EMS): Ενισχύει την απορρόφηση των προϊόντων φροντίδας του δέρματος, ενισχύει τη δραστηριότητα του δέρματος και υποστηρίζει την αναζωογόνηση του δέρματος, την απολέукανση και τη μείωση των ρυτίδων.

HOT Mode (Ζεστό Εισαγωγή): Ενεργοποιεί την κυκλοφορία, βελτιώνει τη σφικτότητα και την ελαστικότητα του δέρματος και διατηρεί την ενυδάτωση του δέρματος για μια νεανική λάμψη.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Κεφαλή συσκευής αναζωογόνησης
 2. Κόκκινο, μπλε και πράσινο φως
 3. Ενδεικτική λυχνία ταχυτήτων
 4. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
 5. Ρύθμιση λειτουργίας (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
 6. Θύρα φόρτισης USB
-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 1,5 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.
 2. Κρατήστε τις επαγωγικές μπάρες και από τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια της χρήσης για να ολοκληρωθεί το κύκλωμα με το σώμα.
 3. Η συσκευή χρησιμοποιεί τεχνολογία ιόντων μικρορεύματος, οπότε είναι φυσιολογικό να αισθανθείτε μια ήπια αίσθηση μυρμηγκιάσματος.
 4. Κατά την αφαίρεση βαθιών ρυτίδων, χρησιμοποιήστε ντεμακιγιάζ ή νερό καθαρισμού — μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προσώπου ή έλαια καθαρισμού.
 - Αρχικά, χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να εξαγάγετε τους βαθιούς ρύπους, στη συνέχεια πλύντε τη επιφανειακή βρωμιά με ένα καθαριστικό προσώπου.
-

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Δεν συνιστάται για άτομα που έχουν υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική προσώπου, έχουν μεταλλικά εμφυτεύματα ή είναι έγκυες.

2. Σκουπίστε την κεφαλή εισαγωγής με έναν χαρτομάντιλο. Μην το πλένετε με νερό ή αγγίζετε τις μεταλλικές επιφάνειες.
 3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μπάνια και υγρά περιβάλλοντα για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.
 4. Χρησιμοποιήστε κάθε λειτουργία μόνο μία φορά την ημέρα, με συνιστώμενη τριάδα λειτουργιών ανά χρήση.
 5. Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση στο πρόσωπο και τον λαιμό—αποφύγετε περιοχές με ακμή, κηλίδες ή ερυθρότητα.
 - Οι άνθρωποι με ευαίσθητο δέρμα θα πρέπει να τη χρησιμοποιούν μόνο μία φορά την εβδομάδα.
 6. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από τη συντήρηση. Ο καθαρισμός με υγρή πετσέτα ενώ είναι ενεργοποιημένη μπορεί να προκαλέσει ήπιους ηλεκτροσόκ.
 7. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά διαλύματα (π.χ. αλκοόλ, ακετόνη, βενζίνη) για τον καθαρισμό της συσκευής, καθώς μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, ρωγμές ή αποχρωματισμό.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CLEAN Mode (Καθαρισμός και Εξαγωγή)

- Αφαιρεί αποτελεσματικά τους ρύπους από τους πόρους και ενισχύει τη διαφάνεια του δέρματος. Αποφύγετε τα χοντρά βαμβακερά μαξιλαράκια.
- Συνδυάζεται με πράσινο φως για να προάγει την αξιοποίηση του οξυγόνου, να βελτιώσει τη μικροκυκλοφορία και να καταπραΰνει το δέρμα.

Βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο για να εισέλθετε στη λειτουργία "CLEAN" (ένδειξη πράσινου φωτός).
2. Εφαρμόστε το καθαριστικό ή το λοσιόν ντεμακιγιάζ ομοιόμορφα στο δέρμα. (Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη—μην ψεκάζετε νερό απευθείας πάνω της.)
3. Κρατήστε τις μεταλλικές μπάρες επαγωγής και στις δύο πλευρές για να ολοκληρώσετε το κύκλωμα ιόντων.
4. Ολισθήστε τη συσκευή προς τα πάνω κατά μήκος του προσώπου και του λαιμού.

EMS Mode (Ηλεκτρομυϊκή Διέγερση)

- Διεγείρει και χαλαρώνει το δέρμα, βοηθώντας τα προϊόντα περιποίησης να διεισδύσουν βαθιά.
- Συνδυάζεται με κόκκινο φως για την αναζωογόνηση του κολλαγόνου, την αποχρωματισμό του δέρματος και τη μείωση των ρυτίδων.

Βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο για να ξεκινήσει, στη συνέχεια πατήστε ξανά για να εισέλθετε στη λειτουργία "EMS" (ένδειξη κόκκινου φωτός).
2. Εφαρμόστε τονωτικό ή λοσιόν ομοιόμορφα στο δέρμα.
3. Κρατήστε τις μεταλλικές μπάρες επαγωγής για να ολοκληρώσετε το κύκλωμα ιόντων.
4. Ολισθήστε τη συσκευή προς τα πάνω κατά μήκος του προσώπου και του λαιμού.


HOT Mode (Ζεστή Εισαγωγή)

- Ήπια ξυπνά και χαλαρώνει το δέρμα, αποκαθιστώντας τη λάμψη και την ελαστικότητα.
- Συνδυάζεται με μπλε φως για να διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου, να βελτιώσει τους πόρους και να θεραπεύσει το λιπαρό, ευαίσθητο ή επιρρεπές σε ακμή δέρμα.

Βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο για να ξεκινήσει, στη συνέχεια πατήστε δύο φορές για να εισέλθετε στη λειτουργία "HOT" (ένδειξη μπλε φωτός).
2. Εφαρμόστε μάσκα προσώπου ή ορό ομοιόμορφα στο δέρμα.
3. Κρατήστε τις μεταλλικές μπάρες επαγωγής για να ολοκληρώσετε το κύκλωμα ιόντων.
4. Ολισθήστε τη συσκευή προς τα πάνω κατά μήκος του προσώπου και του λαιμού.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ



1. Σηκώστε από το πηγούνι προς το μάγουλο.
2. Σηκώστε από το μάγουλο προς την εξωτερική περιοχή του ματιού.
3. Σηκώστε από το λαιμό προς το πηγούνι.
4. Σηκώστε από το πηγούνι προς την γραμμή του σαγονιού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.