


EN: SMILY – USER MANUAL

Product structure



1. Cleaner Head
2. +Key/-Key
3. ON/OFF button
4. DC Charger

This product is small in shape and convenient to carry. It allows you to clean your teeth at home. This product uses a clean head with the same structure as dentist. It can effectively remove obvious dental calculus, and also have certain cleaning effect on dental plaque and tooth stains.

Product features

- Professional grade alloy metal cleaning head, cleaning effect very nice;
- Five adjustable, suitable for different needs;
- Intelligent high frequency vibration, effective removal of dental calculus and so on;
- Whole body design, beautiful and generous;
- The battery is durable and practical.

Safety warnings

- Metal head of the tooth cleaner, not replaceable
- Do not place products in direct sunlight. Put at -10 C to 40 C indoor environment
- Do not wash or soak the product for a long time
- Products are restricted to adults only. Please keep them property after use, avoid children's contact, so that children will not be injured by mistake.
- The product contains batteries. Do not place products in a fire or high temperature container to avoid fire or explosion
- In case of product quality problem, please do not disassemble yourself. Please return to original plant for repair


Product Specifications

- Rated voltage : 3.7V
- Rated current : 130mA
- Battery capacity : 300mAh
- Standby current : 520uA
- Product size : 183.6x30x22.3mm
- Product weight : 53.6g
- Charging voltage : 5V
- Motor noise : 560dB

Usage

Before first use, the product must be charged fully (full charge: 2 hours). For the location of the charging port, please refer to number 4 under Product structure.

Press the boot button to turn on, adjust the key position through the upper and lower adjustment buttons, and start cleaning the parts that need cleaning (reference picture below). After cleaning the teeth, wash the metal head with flowing clean water. Clean the Department to wipe the body of the tooth cleaner.



Charger

1. This product uses the DC interface charging mode, the user takes out the distribution DC interface charging line, the DC interface is inserted into the machine back socket, and the USB interface is inserted at the end of the charger.
2. After entering the charging mode, the tooth cleaner enters the closed state. At this time, the machine will stop working
3. In charging, the light at the bottom is red and full of is green light (reference picture below).

INSTRUCTIONS FOR RECYCLING AND DISPOSAL:




This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.

SI: SMILY - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Struktura izdelka



1. Čistilna glava
2. Gumb +/Gumb -
3. gumb za vklop/izklop
4. Polnilec za enosmerni tok

Ta izdelek je majhne oblike in priročen za prenašanje. Omogoča vam, da si zobe očistite kar doma. Ta izdelek uporablja čistilno glavo z enako strukturo kot zobozdravnik. Učinkovito lahko odstrani očitni zobni kamen, ima pa tudi določen učinek čiščenja zobnih oblog in zobnih madežev.

Značilnosti izdelka

- Profesionalna kovinska čistilna glava iz zlitine, učinek čiščenja je zelo lep;
- Pet nastavljivih nastavkov, primernih za različne potrebe;
- Inteligentne visokofrekvenčne vibracije, učinkovito odstranjevanje zobnega kamna itd;
- Celotna oblika telesa, lepa in velikodušna ;
- Baterija je vzdržljiva in praktična.

Varnostna opozorila

- Kovinska glava čistilnika zob, ki je ni mogoče zamenjati.
- Izdelkov ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo. Postavite v notranje okolje od -10 C do 40 C
- Izdelka ne umivajte in ne namakajte dlje časa.
- Izdelki so namenjeni samo odraslim osebam. Prosimo, da jih po uporabi hranite v lasti, izogibajte se stiku z otroki, da se otroci po pomoti ne bi poškodovali.
- Izdelek vsebuje baterije. Da bi se izognili požaru ali eksploziji, izdelkov ne postavljajte v ogenj ali posodo z visoko temperaturo.
- V primeru težav s kakovostjo izdelka ne razstavlajte sami. Prosimo, da izdelek vrnete v popravilo prvotnemu obratu.

Specifikacije izdelka

- Nazivna napetost: 3,7 V
- Nazivni tok: 130 mA
- Kapaciteta baterije: 300 mAh
- Tok v stanju pripravljenosti: 520uA
- Velikost izdelka: 183,6x30x22,3 mm
- Teža izdelka: 53,6 g
- Polnilna napetost: 5V
- Hrup motorja: 560 dB

Uporaba

Pred prvo uporabo je treba izdelek popolnoma napolniti (polno polnjenje: 2 uri). Lokacijo polnilnega priključka si oglejte na številki 4 v razdelku Struktura izdelka.

Za vklop pritisnite gumb za zagon, z zgornjim in spodnjim nastavitvenim gumbom prilagodite položaj ključa in začnite čistiti dele, ki jih je treba očistiti (glejte spodnjo sliko). Po čiščenju zob kovinsko glavo sperite s tekočo čisto vodo. Očistite oddelek za brisanje telesa čistilnika zob.



Polnilec

1. Ta izdelek uporablja način polnjenja z vmesnikom DC, uporabnik izvleče distribucijsko linijo za polnjenje z vmesnikom DC, vmesnik DC vstavi v zadnjo vtičnico naprave, vmesnik USB pa vstavi na konec polnilnika.
2. Po vstopu v način polnjenja preide čistilec zob v zaprto stanje. V tem času stroj preneha delovati
3. Pri polnjenju je lučka na dnu rdeča, polna pa je zelena lučka (referenčna slika spodaj).

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:




Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

HR: SMILY – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Struktura proizvoda



1. Čistač glave
2. +Tipka/-Tipka
3. Tipka UKLJUČENO/ISKLJUČENO
4. DC Punjač

Ovaj proizvod je malenog oblika i praktičan za nošenje. Omogućuje vam čišćenje zuba kod kuće. Proizvod koristi čistu glavu s istom strukturom kao zubar. Učinkovito može ukloniti očigledni zubni kamenac, a također ima određeni učinak čišćenja zubnog plaka i mrlja na zubima.

Značajke proizvoda:

- Čistač s glavom od legure profesionalne klase, vrlo učinkovito čišćenje;
- Pet podesivih postavki, pogodno za različite potrebe;
- Inteligentna visokofrekventna vibracija, učinkovito uklanjanje zubnog kamenca i slično;
- Dizajn cijelog tijela, lijep i velikodušan;
- Baterija je izdržljiva i praktična.

Upozorenja o sigurnosti:

- Metalna glava čistača zuba nije zamjenjiva.
- Ne stavljajte proizvod na izravnu sunčevu svjetlost. Držite ga u unutarnjem okruženju od -10 °C do 40 °C.
- Ne perite ili ne natapajte proizvod dugi vremenski period.
- Proizvodi su namijenjeni samo odraslima. Nakon upotrebe, čuvajte ih pravilno izvan dohvata djece kako bi se spriječile ozljede djece.
- Proizvod sadrži baterije. Ne stavljajte proizvod u vatru ili posudu visoke temperature kako biste izbjegli požar ili eksploziju.

- U slučaju problema s kvalitetom proizvoda, nemojte ga rastavljati sami. Vratite ga u originalnu tvornicu na popravak.

Specifikacije proizvoda:

- Naponski razred: 3,7V
- Nominirana struja: 130mA
- Kapacitet baterije: 300mAh
- Standby struja: 520uA
- Veličina proizvoda: 183,6x30x22,3mm
- Težina proizvoda: 53,6g
- Naponsko punjenje: 5V
- Buka motora: 56dB

Korištenje:

Prije prvog korištenja, proizvod mora biti potpuno napunjen (puna napunjenost: 2 sata). Za lokaciju priključka za punjenje, pogledajte broj 4 pod Struktura proizvoda. Pritisnite tipku za uključivanje, podesite položaj tipke pomoću gornjih i donjih tipki za podešavanje, i počnite čistiti dijelove koji trebaju čišćenje (referentna slika ispod). Nakon čišćenja zuba, operite metalnu glavu tekućom čistom vodom. Očistite odjeljak za brisanje tijela čistača zuba.



Punjač:

1. Ovaj proizvod koristi DC sučelje načina punjenja. Korisnik izvlači priloženu DC liniju za punjenje, DC sučelje se umeće u utičnicu na stražnjoj strani uređaja, a USB sučelje se umeće na kraju punjača.
2. Nakon što uđe u način punjenja, čistač zuba ulazi u stanje mirovanja. U ovom trenutku uređaj će prestati raditi.
3. Tijekom punjenja, svjetlo na dnu je crveno, a kada je puno, zeleno svjetlo (referentna slika ispod).

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:




Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.

IT: SMILY - MANUALE D'USO

Struttura del prodotto



1. Testina di pulizia
2. +Tasto/chave
3. Pulsante ON/OFF
4. Caricatore DC

Questo prodotto è piccolo e comodo da trasportare. Permette di pulire i denti a casa. Questo prodotto utilizza una testina di pulizia con la stessa struttura del dentista. È in grado di rimuovere efficacemente il tartaro dentale evidente e di avere un certo effetto pulente sulla placca dentale e sulle macchie dei denti.

Caratteristiche del prodotto

- Testina di pulizia in lega metallica di livello professionale, effetto di pulizia molto piacevole;
- Cinque regolabili, adatte alle diverse esigenze;
- Vibrazione intelligente ad alta frequenza, efficace rimozione del tartaro dentale e così via;
- Design dell'intero corpo, bello e generoso ;
- La batteria è durevole e pratica.

Avvertenze di sicurezza

- La testina metallica del pulitore dentale non è sostituibile.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole. Mettere in un ambiente interno da -10 C a 40 C
- Non lavare o mettere in ammollo il prodotto per lungo tempo
- I prodotti sono riservati agli adulti. Si prega di conservarli dopo l'uso, evitando il contatto con i bambini, in modo che questi ultimi non si feriscano per errore.
- Il prodotto contiene batterie. Per evitare incendi o esplosioni, non collocare il prodotto in un contenitore a temperatura elevata.
- In caso di problemi di qualità del prodotto, non smontarlo. Si prega di restituire il prodotto allo stabilimento originale per la riparazione.

Specifiche del prodotto

- Tensione nominale: 3,7 V

- Corrente nominale: 130mA
- Capacità della batteria: 300mAh
- Corrente di standby: 520uA
- Dimensioni del prodotto: 183,6x30x22,3mm
- Peso del prodotto: 53,6 g
- Tensione di carica: 5 V
- Rumore del motore: 560dB

Utilizzo

Prima del primo utilizzo, il prodotto deve essere caricato completamente (carica completa: 2 ore). Per la posizione della porta di ricarica, fare riferimento al numero 4 della sezione Struttura del prodotto. Premere il pulsante di avvio per accendere il prodotto, regolare la posizione dei tasti tramite i pulsanti di regolazione superiore e inferiore e iniziare a pulire le parti che ne hanno bisogno (vedere l'immagine sottostante). Dopo la pulizia dei denti, lavare la testa metallica con acqua pulita corrente. Pulire il reparto per pulire il corpo del pulisci-denti.



Caricatore

1. Questo prodotto utilizza la modalità di ricarica con interfaccia DC, l'utente estrae la linea di ricarica dell'interfaccia DC di distribuzione, l'interfaccia DC viene inserita nella presa posteriore della macchina e l'interfaccia USB viene inserita all'estremità del caricatore.
2. Dopo aver inserito la modalità di ricarica, il pulitore dentale entra nello stato di chiusura. A questo punto, la macchina smette di funzionare.
3. Durante la ricarica, la luce in basso è rossa e quella piena è verde (immagine di riferimento sotto).

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:




Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.

DE/AT: SMILY - BENUTZERHANDBUCH

Aufbau des Produkts



1. Reinigerkopf
2. +Taste/Taste
3. EIN/AUS-Taste
4. DC-Ladegerät

Dieses Produkt ist klein in der Form und bequem zu tragen. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Zähne zu Hause zu reinigen. Dieses Produkt verwendet einen Reinigungskopf mit der gleichen Struktur wie beim Zahnarzt. Es kann offensichtlichen Zahnstein effektiv entfernen und hat auch eine gewisse Reinigungswirkung auf Zahnbelag und Zahnflecken.

Merkmale des Produkts

- Professionelle Qualität Legierung Metall Reinigungskopf, Reinigungseffekt sehr schön;
- Fünf einstellbare, geeignet für verschiedene Bedürfnisse;
- Intelligente Hochfrequenz-Vibration, effektive Entfernung von Zahnstein und so weiter;
- Ganzkörper-Design, schön und großzügig ;
- Die Batterie ist langlebig und praktisch.

Sicherheitswarnungen

- Metallkopf des Zahnreinigers, nicht austauschbar
- Legen Sie die Produkte nicht in direktes Sonnenlicht. In Innenräumen bei -10 C bis 40 C aufbewahren.
- Waschen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht für längere Zeit einweichen.
- Die Produkte sind nur für Erwachsene bestimmt. Bitte bewahren Sie sie nach dem Gebrauch auf und vermeiden Sie den Kontakt mit Kindern, damit diese nicht versehentlich verletzt werden.
- Das Produkt enthält Batterien. Legen Sie das Produkt nicht in ein Feuer oder einen Behälter mit hoher Temperatur, um Feuer oder Explosionen zu vermeiden.

-Falls ein Qualitätsproblem auftritt, nehmen Sie das Produkt bitte nicht selbst auseinander. Bitte senden Sie das Produkt zur Reparatur an das Originalwerk zurück.

Produktspezifikationen

- Nennspannung: 3,7V
- Nennstrom : 130mA
- Batteriekapazität: 300mAh
- Standby-Strom : 520uA
- Produktgröße : 183.6x30x22.3mm
- Produktgewicht : 53.6g
- Ladespannung : 5V
- Motorgeräusch : 560dB

Verwendung

Vor der ersten Verwendung muss das Produkt vollständig aufgeladen werden (volle Ladung: 2 Stunden). Die Position des Ladeanschlusses finden Sie unter Nummer 4 im Abschnitt Produktstruktur. Drücken Sie den Startknopf, um das Gerät einzuschalten, stellen Sie die Schlüsselposition mit den oberen und unteren Einstellknöpfen ein und beginnen Sie mit der Reinigung der Teile, die gereinigt werden müssen (siehe Abbildung unten). Nach der Reinigung der Zähne, waschen Sie den Metallkopf mit fließendem sauberem Wasser. Reinigen Sie die Abteilung, um den Körper des Zahnreinigers abzuwischen.



Ladegerät

1. Dieses Produkt verwendet den DC-Schnittstellen-Lademodus, der Benutzer nimmt die DC-Schnittstellen-Ladeleitung heraus, die DC-Schnittstelle wird in die hintere Buchse des Geräts gesteckt, und die USB-Schnittstelle wird am Ende des Ladegeräts eingesteckt.
2. Nach dem Eintritt in den Lademodus geht der Zahnreiniger in den geschlossenen Zustand über. Zu diesem Zeitpunkt hört das Gerät auf zu arbeiten.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die untere Lampe rot und die volle Lampe grün (siehe Abbildung unten).

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:




Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

CZ: SMILY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Struktura výrobku



- 1.Čistící hlava
- 2.+Klíč/klíč
- 3.Tlačítko ON/OFF
- 4.DC nabíječka

Tento výrobek má malý tvar a pohodlně se přenáší. Umožňuje vám čistit si zuby doma. Tento výrobek používá čisticí hlavici se stejnou konstrukcí jako zubař. Dokáže účinně odstranit zjevný zubní kámen a má také určitý čisticí účinek na zubní plak a skvrny na zubech.

Vlastnosti výrobku

- Profesionální čisticí hlavice ze slitiny kovů, velmi pěkný čisticí účinek;
- Pět nastavitelných, vhodné pro různé potřeby;
- Inteligentní vysokofrekvenční vibrace, účinné odstraňování zubního kamene apod;
- Design celého těla, krásný a velkorysý ;
- Baterie je odolná a praktická.

Bezpečnostní upozornění

- Kovová hlava čističe zubů, není vyměnitelná.
- Neumisťujte výrobky na přímé sluneční světlo. Umístěte do vnitřního prostředí o teplotě -10 C až 40 C.
- Výrobek dlouho nemyjte ani nenamáčejte.
- Výrobky jsou určeny pouze pro dospělé osoby. Po použití je prosím uchovávejte ve vlastnictví, zamezte kontaktu s dětmi, aby nedošlo k náhodnému poranění dětí.
- Výrobek obsahuje baterie. Výrobky nekladějte do ohně nebo nádoby s vysokou teplotou, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
- V případě problému s kvalitou výrobku jej sami nerozebírejte. Vraťte je prosím do původního závodu k opravě

Specifikace výrobku

- Jmenovité napětí: 3,7 V
- Jmenovitý proud : 130 mA
- Kapacita baterie : 300mAh
- Pohotovostní proud : 520uA
- Rozměry výrobku : 183,6x30x22,3 mm
- Hmotnost výrobku: 53,6 g
- Nabíjecí napětí: 5V
- Hlučnost motoru: 560 dB

Použití

Před prvním použitím je nutné výrobek plně nabít (plné nabití: 2 hodiny). Umístění nabíjecího portu naleznete pod číslem 4 v části Struktura výrobku.

Stisknutím tlačítka spouštění se zapnete, nastavte polohu klíče pomocí horního a dolního nastavovacího tlačítka a začněte čistit části, které je třeba vyčistit (viz obrázek níže). Po vyčištění zubů omyjte kovovou hlavu proudem čisté vody. Vyčistěte oddělení pro otírání těla čističe zubů.



Nabíječka

1. Tento výrobek používá režim nabíjení pomocí stejnosměrného rozhraní, uživatel vyndá distribuční nabíjecí linku stejnosměrného rozhraní, stejnosměrné rozhraní se vloží do zadní zásuvky strojek a rozhraní USB se vloží na konec nabíječky.
2. Po vstupu do režimu nabíjení přejde čistič zubů do uzavřeného stavu. V tomto okamžiku strojek přestane pracovat
3. Při nabíjení svítí kontrolka ve spodní části červeně a při plném stavu svítí zeleně (viz obrázek níže).

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:




Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.

PL: SMILY - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Struktura produktu



1. Głowica czyszcząca
2. +Key/-Key
3. Przycisk ON/OFF
4. Ładowarka DC

Ten produkt ma niewielki kształt i jest wygodny do przenoszenia. Umożliwia czyszczenie zębów w domu. Produkt wykorzystuje głowicę czyszczącą o takiej samej strukturze jak u dentysty. Może skutecznie usuwać oczywisty kamień nazębny, a także ma pewne działanie czyszczące na płytkę nazębną i przebarwienia zębów.

Cechy produktu

- Profesjonalna głowica czyszcząca ze stopu metalu, bardzo dobry efekt czyszczenia;
- Pięć regulowanych, odpowiednich do różnych potrzeb;
- Inteligentne wibracje o wysokiej częstotliwości, skuteczne usuwanie kamienia nazębnego itp;
- Konstrukcja całego korpusu, piękna i hojna ;
- Bateria jest trwała i praktyczna.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Metalowa głowka urządzenia do czyszczenia zębów, niewymienna.
- Nie wystawiać produktów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze od -10 C do 40 C
- Nie myć ani nie moczyć produktu przez dłuższy czas.
- Produkty są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Po użyciu należy je przechowywać, unikać kontaktu z dziećmi, aby dzieci nie doznały obrażeń przez pomyłkę.
- Produkt zawiera baterie. Nie należy umieszczać produktów w pojemnikach z ogniem lub wysoką temperaturą, aby uniknąć pożaru lub wybuchu.

-W przypadku problemów z jakością produktu, nie należy demontować go samodzielnie. Produkt należy odesłać do oryginalnego zakładu w celu naprawy

Specyfikacja produktu

- Napięcie znamionowe: 3,7V
- Prąd znamionowy: 130mA
- Pojemność baterii: 300mAh
- Prąd czuwania: 520uA
- Rozmiar produktu: 183.6x30x22.3mm
- Waga produktu: 53.6g
- Napięcie ładowania: 5V
- Hałas silnika: 560dB

Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem produkt należy w pełni naładować (pełne ładowanie: 2 godziny). Lokalizacja portu ładowania znajduje się pod numerem 4 w sekcji Struktura produktu.

Naciśnij przycisk rozruchu, aby włączyć urządzenie, wyreguluj położenie klucza za pomocą górnego i dolnego przycisku regulacji i rozpocznij czyszczenie części, które wymagają czyszczenia (patrz rysunek poniżej). Po wyczyszczeniu zębów należy umyć metalową głowicę strumieniem czystej wody. Wyczyść dział, aby wytrzeć korpus urządzenia do czyszczenia zębów.



Ładowarka

- 1.Ten produkt wykorzystuje tryb ładowania interfejsu DC, użytkownik wyjmuje linię ładowania interfejsu DC, interfejs DC jest wkładany do tylnego gniazda urządzenia, a interfejs USB jest wkładany na końcu ładowarki.
- 2.Po wejściu w tryb ładowania, urządzenie do czyszczenia zębów przechodzi w stan zamknięty. W tym momencie urządzenie przestanie działać
- 3.Podczas ładowania dioda na dole świeci się na czerwono, a dioda pełna świeci się na zielono (patrz ilustracja poniżej).

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:




Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.

HU: SMILY - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A termék szerkezete



1. tisztítófej
- 2.+Key/kulcs
- 3.ON/OFF gomb
- 4.DC töltő

Ez a termék kis méretű és kényelmesen hordozható. Lehetővé teszi az otthoni fogmosást. Ez a termék a fogorvosával megegyező felépítésű tisztítófejet használ. Hatékonyan eltávolíthatja a nyilvánvaló fogköveket, és bizonyos tisztító hatással rendelkezik a fogkőre és a fogfoltokra is.

A termék jellemzői

- Professzionális minőségű ötvöztött fém tisztítófej, nagyon szép tisztító hatás;
- Öt állítható, különböző igényeknek megfelelő;
- Intelligens nagyfrekvenciás rezgés, a fogkő hatékony eltávolítása stb;
- Egész test kialakítása, szép és nagyvonalú ;
- Az akkumulátor tartós és praktikus.

Biztonsági figyelmeztetések

- A fogtisztító fém feje, nem cserélhető ki.
- Ne tegye a termékeket közvetlen napfénybe. Tegye -10 C és 40 C közötti beltéri környezetbe
- Ne mossa vagy áztassa a terméket hosszú időn keresztül
- A termékek kizárólag felnőtteknek készültek. Kérjük, használat után tartsa őket tulajdonban, kerülje a gyermekek érintkezését, hogy a gyermekek ne sérüljenek meg véletlenül.
- A termék elemeket tartalmaz. Ne tegye a termékeket tűz vagy magas hőmérsékletű tartályba a tűz vagy robbanás elkerülése érdekében
- A termék minőségi problémája esetén, kérjük, ne szerelje szét saját maga. Kérjük, javításra küldje vissza az eredeti üzembe

Termék specifikációi

- Névleges feszültség : 3,7V
- Névleges áram : 130mA
- Akkumulátor kapacitása : 300mAh
- Készenléti áram : 520uA
- Termék mérete : 183.6x30x22.3mm
- Termék súlya : 53.6g
- Töltési feszültség : 5V
- Motorzaj : 560dB

Használat

Az első használat előtt a terméket teljesen fel kell tölteni (teljes feltöltés: 2 óra). A töltőcsatlakozás helyét lásd a 4. szám alatt a Termék felépítése alatt.

A bekapcsoláshoz nyomja meg a boot gombot, állítsa be a billentyű pozícióját a felső és alsó állítógombok segítségével, és kezdje el tisztítani a tisztításra szoruló részeket (lásd az alábbi képet). A fogak tisztítása után mossa le a fémfejet folyó tiszta vízzel. Tisztítsa meg a részleget a fogtisztító testének letörléséhez.



Töltőeszköz

- 1.Ez a termék DC interfész töltési módot használ, a felhasználó kiveszi az elosztó DC interfész töltővezetékét, az egyenáramú interfészt a gép hátsó aljzatába helyezi, és az USB interfészt a töltő végére helyezi.
- 2.A töltési üzemmódba való belépést követően a fogtisztító zárt állapotba kerül. Ekkor a gép leáll
- 3.Töltés közben az alján lévő lámpa piros, a teljes pedig zöld fényt mutat (lásd az alábbi hivatkozási képet).

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:




Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.

BG: SMILY - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Структура на продукта



1. Почистваща глава
2. +Ключ/ключ
3. Бутон за включване/изключване
4. DC зарядно устройство

Този продукт е с малка форма и е удобен за пренасяне. Той ви позволява да почиствате зъбите си у дома. Този продукт използва почистваща глава със същата структура като тази на зъболекаря. Той може ефективно да отстранява очевидни зъбни камъни, а също така има определен почистващ ефект върху зъбната плака и петната по зъбите.

Характеристики на продукта

- Професионален клас метална глава за почистване от алуминиева сплав, почистващ ефект много добър;
- Пет регулируеми, подходящи за различни нужди;
- Интелигентна високочестотна вибрация, ефективно отстраняване на зъбен камък и др;
- Дизайн на цялото тяло, красив и щедър ;
- Батерията е издръжлива и практична.

Предупреждения за безопасност

- Метална глава на уреда за почистване на зъби, която не може да се сменя
- Не поставяйте продуктите на пряка слънчева светлина. Поставете при температура от -10 C до 40 C на закрито
- Не мийте и не накусвайте продукта за дълго време
- Продуктите са предназначени само за възрастни. Моля, съхранявайте ги в имот след употреба, избягвайте контакт с деца, за да не се наранят децата по погрешка.
- Продуктът съдържа батерии. Не поставяйте продуктите в огън или в контейнер с висока температура, за да избегнете пожар или експлозия

-В случай на проблем с качеството на продукта, моля, не го разглобявайте сами. Моля, върнете продукта в оригиналния завод за ремонт

Спецификации на продукта

- Номинално напрежение: 3,7 V
- Номинален ток: 130mA
- Капацитет на батерията : 300mAh
- Ток в режим на готовност: 520uA
- Размер на продукта: 183,6x30x22,3 mm
- Тегло на продукта: 53,6 g
- Напрежение на зареждане: 5V
- Шум на двигателя: 560dB

Употреба

Преди първата употреба продуктът трябва да се зареди напълно (пълно зареждане: 2 часа). За местоположението на порта за зареждане, моля, вижте номер 4 в раздел Структура на продукта.

Натиснете бутона за зареждане, за да се включите, регулирайте позицията на ключа чрез горния и долния бутон за регулиране и започнете да почиствате частите, които се нуждаят от почистване (вижте снимката по-долу). След като почистите зъбите, измийте металната глава с течаща чиста вода. Почистете отдела, за да извършете тялото на уреда за почистване на зъби.



Зарядно устройство

1. Този продукт използва режим на зареждане с интерфейс за постоянен ток, потребителят изважда разпределителната линия за зареждане на интерфейса за постоянен ток, интерфейсът за постоянен ток се поставя в задния контакт на машината, а USB интерфейсът се поставя в края на зарядното устройство.
2. След влизане в режим на зареждане, уредът за почистване на зъби влиза в затворено състояние. В този момент машината ще спре да работи
3. В режим на зареждане, светлината в долната част е червена, а пълната е зелена (вижте снимката по-долу).

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:




Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.

LV: SMILY - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Produkta struktūra



1. Tīrītāja galviņa
2. +Klauvess/atslēga
3. ieslēgšanas/izslēgšanas poga
4. līdzstrāvas lādētājs

Šis izstrādājums ir nelielas formas un ērts pārnēsāšanai. Tas ļauj tīrīt zobus mājās. Šajā izstrādājumā tiek izmantota tīrīšanas galviņa ar tādu pašu struktūru kā zobārstam. Ar to var efektīvi noņemt acīmredzamu zobu aplikumu, kā arī tam ir noteikta tīrīšanas iedarbība uz zobu aplikumu un zobu traipiem.

Izstrādājuma īpašības

- Profesionālas kvalitātes sakausējuma metāla tīrīšanas galviņa, tīrīšanas efekts ir ļoti labs;
- piecas regulējamas, piemērotas dažādām vajadzībām;
- Inteliģenta augstfrekvences vibrācija, kas efektīvi noņem zobakmeni utt;
- Visa korpusa dizains, skaists un dāsns ;
- Akumulators ir izturīgs un praktisks.

Drošības brīdinājumi

- Zobu tīrītāja metāla galviņa nav nomaināma.
- Nenovietojiet izstrādājumus tiešos saules staros. Uztādiet no -10 C līdz 40 C iekštelpās.
- Ražojumu ilgstoši nemazgājiet un nemērcējiet.
- Izstrādājumus drīkst lietot tikai pieaugušie. Lūdzu, glabājiet tos īpašumā pēc lietošanas, izvairieties no bērnu saskares, lai bērni kļūdas dēļ netiktu ievainoti.
- Izstrādājumā ir baterijas. Lai izvairītos no ugunsgrēka vai sprādziena, nenovietojiet izstrādājumus ugunī vai augstas temperatūras traukā.

-Izstrādājuma kvalitātes problēmu gadījumā, lūdzu, neizjauciet to paši. Lūdzu, atdodiet oriģinālajā ražotnē remontam.

Izstrādājuma specifikācijas

- Nominālais spriegums: 3,7 V
- Nominālā strāva: 130 mA
- Akumulatora ietilpība : 300mAh
- Gaidīšanas strāva: 520uA
- Izstrādājuma izmērs: 183,6x30x22,3 mm
- Izstrādājuma svars: 53,6g
- Uzlādes spriegums: 5V
- Motora troksnis: 560dB

Lietošana

Pirms pirmās lietošanas reizes izstrādājums ir pilnībā jāuzlādē (pilnīga uzlāde: 2 stundas). Par uzlādes pieslēgvietas atrašanās vietu skatiet 4. numuru sadaļā Produkta struktūra.

Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtos, noregulējiet atslēgas pozīciju, izmantojot augšējo un apakšējo regulēšanas pogu, un sāciet tīrīt tās daļas, kuras nepieciešams tīrīt (sk. attēlu zemāk). Pēc zobu tīrīšanas nomazgājiet metāla galviņu ar tekošu tīru ūdeni. Notīriet departamentu, lai noslaucītu zobu tīrītāja korpusu.



Lādētājs

- 1.Šajā izstrādājumā tiek izmantots līdzstrāvas interfeisa uzlādes režīms, lietotājs izņem sadales līdzstrāvas interfeisa uzlādes līniju, līdzstrāvas interfeiss tiek ievietots mašīnas aizmugurējā kontaktligzdā, un USB interfeiss tiek ievietots lādētāja galā.
- 2.Pēc ieiešanas uzlādes režīmā zobu tīrītājs pāriet slēgtā stāvoklī. Šajā laikā mašīna pārtrauks darboties
3. Uzlādes režīmā apakšējā daļā ir sarkana gaisma, bet pilnā ir zaļa gaisma (atsauce uz attēlu zemāk).

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:




Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.

LT: SMILY - VARTOTOJO VADOVAS

Produkto struktūra



- 1.valymo galvutė
- 2.+Key/key
- 3.jjungimo / išjungimo mygtukas
- 4.nuolatinės srovės įkroviklis

Šis gaminys yra nedidelės formos ir patogus nešiotis. Su juo galite valyti dantis namuose. Šiame gaminyje naudojama tokios pat struktūros kaip ir odontologo valomoji galvutė. Jis gali veiksmingai pašalinti akivaizdžius dantų akmenis, taip pat turi tam tikrą valymo poveikį dantų apnašoms ir dantų dėmėms.

Gaminio savybės

- Profesionalios klasės lydinio metalo valymo galvutė, valymo poveikis labai geras;
- Penkios reguliuojamos galvutės, tinkančios įvairiems poreikiams;
- Pažangi aukšto dažnio vibracija, veiksmingai šalina dantų akmenis ir pan;
- Viso korpuso dizainas, gražus ir dailus ;
- Akumuliatorius yra patvarus ir praktiškas.

Saugos įspėjimai

- Metalinė dantų valytuvo galvutė, nekeičiama
- Nestatykite gaminių tiesioginiuose saulės spinduliuose. Dėkite nuo -10 C iki 40 C patalpų aplinkoje
- Gaminio ilgai neplaukite ir nemirkykite.
- Gaminiai skirti tik suaugusiesiems. Po naudojimo laikykite juos nuosavybėje, venkite vaikų kontakto, kad vaikai nesusižeistų per klaidą.
- Gaminyje yra baterijų. Kad išvengtumėte gaisro ar sprogdimo, nedėkite gaminių į ugnies ar aukštos temperatūros indą.
- Iškilius gaminio kokybės problemas, neišardykite jo patys. Prašome grąžinti į originalią gamyklą remontui

Gaminio specifikacijos

- Nominali įtampa: 3,7 V
- Vardinė srovė: 130 mA
- Akumuliatoriaus talpa: 300 mAh
- Budėjimo režimo srovė: 520uA
- Produkto dydis: 183,6x30x22,3 mm
- Gaminio svoris: 53,6 g
- Įkrovimo įtampa: 5V
- Variklio keliamas triukšmas: 560 dB

Naudojimas

Prieš naudojant gaminį pirmą kartą, jį reikia visiškai įkrauti (pilnas įkrovimas: 2 valandos). Įkrovimo prievado vietą rasite 4 numeriu pažymėtoje dalyje "Gaminio struktūra".

Paspauskite įkrovos mygtuką, kad įsijungtų, viršutiniu ir apatiniu reguliavimo mygtukais sureguliuokite rakto padėtį ir pradėkite valyti tas dalis, kurias reikia valyti (žr. toliau pateiktą paveikslėlį). Išvalę dantis, metalinę galvutę nuplaukite tekančiu švriu vandeniu. Nuvalykite departamentą, kad nuvalytumėte dantų valytuvo korpusą.



Įkroviklis

1. Šiame gaminyje naudojamas nuolatinės srovės sąsajos įkrovimo režimas, naudotojas išima paskirstymo nuolatinės srovės sąsajos įkrovimo liniją, nuolatinės srovės sąsaja įkišama į aparato galinį lizdą, o USB sąsaja įkišama įkroviklio gale.
2. Įjungus įkrovimo režimą, dantų valytuvus pereina į uždara būseną. Tuo metu aparatas nustoja veikti
3. Įkrovimo metu apačioje esanti lemputė yra raudona, o pilna yra žalia (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:




Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.

GR: SMILY - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Δομή προϊόντος



- 1.κεφαλή καθαρισμού
- 2.+κλειδί/κλειδί
- 3.Πλήκτρο ON/OFF
- 4.Φορτιστής DC

Αυτό το προϊόν έχει μικρό σχήμα και είναι βολικό για μεταφορά. Σας επιτρέπει να καθαρίζετε τα δόντια σας στο σπίτι. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί μια κεφαλή καθαρισμού με την ίδια δομή με τον οδοντίατρο. Μπορεί να αφαιρέσει αποτελεσματικά την προφανή οδοντική πέτρα και να έχει επίσης συγκεκριμένο αποτέλεσμα καθαρισμού στην οδοντική πλάκα και τους λεκέδες των δοντιών.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

- Επαγγελματική κεφαλή καθαρισμού από κράμα μετάλλων επαγγελματικής ποιότητας, αποτέλεσμα καθαρισμού πολύ ωραίο,
- Πέντε ρυθμιζόμενες, κατάλληλες για διαφορετικές ανάγκες,
- Ευφυής δόνηση υψηλής συχνότητας, αποτελεσματική αφαίρεση οδοντικής πέτρας κ.ο.κ,
- Σχεδιασμός ολόκληρου του σώματος, όμορφος και γενναιόδωρος ,
- Η μπαταρία είναι ανθεκτική και πρακτική.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Μεταλλική κεφαλή του οδοντοκαθαριστή, δεν αντικαθίσταται
- Μην τοποθετείτε τα προϊόντα σε άμεσο ηλιακό φως. Τοποθετήστε σε εσωτερικό περιβάλλον -10 C έως 40 C
- Μην πλένετε ή μουλιάζετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Τα προϊόντα προορίζονται μόνο για ενήλικες. Παρακαλείστε να τα διατηρείτε ιδιοκτησία μετά τη χρήση, αποφύγετε την επαφή των παιδιών, ώστε να μην τραυματιστούν τα παιδιά από λάθος.
- Το προϊόν περιέχει μπαταρίες. Μην τοποθετείτε τα προϊόντα σε φωτιά ή σε δοχείο υψηλής θερμοκρασίας για να αποφύγετε πυρκαγιά ή έκρηξη

-Σε περίπτωση προβλήματος ποιότητας του προϊόντος, παρακαλούμε να μην το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας. Παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν στο αρχικό εργοστάσιο για επισκευή.

Προδιαγραφές προϊόντος

- Ονομαστική τάση: 3.7V
- Ονομαστικό ρεύμα: 130mA
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 300mAh
- Ρεύμα αναμονής : 520uA
- Μέγεθος προϊόντος : 183.6x30x22.3mm
- Βάρος προϊόντος : 53.6g
- Τάση φόρτισης : 5V
- Θόρυβος κινητήρα : 560dB

Χρήση

Πριν από την πρώτη χρήση, το προϊόν πρέπει να φορτιστεί πλήρως (πλήρης φόρτιση: 2 ώρες). Για τη θέση της θύρας φόρτισης, ανατρέξτε στον αριθμό 4 στην ενότητα Δομή του προϊόντος.

Πιέστε το κουμπί εκκίνησης για να ενεργοποιηθεί, ρυθμίστε τη θέση του πλήκτρου μέσω των άνω και κάτω κουμπιών ρύθμισης και ξεκινήστε τον καθαρισμό των τμημάτων που χρειάζονται καθαρισμό (βλ. παρακάτω εικόνα). Μετά τον καθαρισμό των δοντιών, πλύνετε τη μεταλλική κεφαλή με τρεχούμενο καθαρό νερό. Καθαρίστε το τμήμα για να σκουπίσετε το σώμα του καθαριστή δοντιών.



Φορτιστής

1. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τη λειτουργία φόρτισης διεπαφής DC, ο χρήστης βγάζει τη γραμμή φόρτισης διεπαφής DC διανομής, η διεπαφή DC εισάγεται στην πίσω υποδοχή του μηχανήματος και η διεπαφή USB εισάγεται στο άκρο του φορτιστή.
2. Μετά την είσοδο στη λειτουργία φόρτισης, ο οδοντοκαθαριστής εισέρχεται στην κλειστή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, το μηχάνημα θα σταματήσει να λειτουργεί.
3. Κατά τη φόρτιση, η λυχνία στο κάτω μέρος είναι κόκκινη και γεμάτη είναι πράσινη λυχνία (εικόνα αναφοράς παρακάτω).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.