

DE: VIBEFACE – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: VIBEFACE

Modell: 618

Betriebsspannung: 3,7 V

Nennleistung: 5 W

Nettogewicht: 220 g

Ladeeingang: 5,0 V --- 1 A

Produktabmessungen: 290 × 105 × 40 mm

Packungsinhalt:

- 1 × VIBEFACE Gesichtsmassagegerät
- 1 × USB-Ladekabel
- 1 × Benutzerhandbuch

Hinweis: Im Einklang mit unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, Produktspezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

EINLEITUNG

VIBEFACE kombiniert fortschrittliche EMS-Technologie (elektrische Muskelstimulation), BIO-Mikrostromtechnologie und EP-Technologie zur Hautverjüngung mit einem Design aus zwei Massagerollen. Die sanfte Mikrostromstimulation hilft, den Muskeltonus zu verbessern, die Hautfestigkeit zu unterstützen und zu einem jugendlicheren Erscheinungsbild beizutragen.

Die ergonomischen Doppelrollen folgen den Konturen von Gesicht und Körper und bieten eine angenehme Lifting- und Knetmassage. Mit sanftem Druck gleiten die Rollen gleichmäßig über die Haut, fördern die Durchblutung und verbessern die Aufnahme von Hautpflegeprodukten.

BETRIEBSMODI

EMS-Modus

Elektrische Muskelstimulation hilft, die Gesichtsmuskulatur zu aktivieren, den Muskeltonus zu verbessern und die Elastizität der Haut zu unterstützen.

BIO-Modus

Die biomimetische Mikrostromtechnologie ahmt die natürlichen elektrischen Signale des Körpers nach und hilft, die Hautfestigkeit und Revitalisierung zu fördern.

EP-Modus

Die Elektroporationstechnologie hilft, die Aufnahme von Hautpflegeprodukten zu verbessern, unterstützt die Kollagenproduktion und kann das Erscheinungsbild feiner Linien reduzieren.

PRODUKTMERKMALE

- 3 Betriebsmodi: EMS, BIO und EP
- 19 einstellbare Intensitätsstufen
- Doppelte Lifting-Massagerollen
- Wiederaufladbarer Lithium-Akku
- Einfaches Umschalten der Modi mit nur einer Taste

KOMPONENTEN



1. Modusanzeige (EMS / BIO / EP)
2. Massagerollen
3. Ladeanzeige
4. Anzeige der Intensitätsstufe
5. Taste zur Erhöhung der Intensität (+)
6. Ein-/Aus- / Modustaste
7. Taste zur Verringerung der Intensität (-)

Status der Ladeanzeige:

- Blinkendes weißes Licht: Wird geladen
- Durchgehend weißes Licht: Vollständig geladen

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG


Tragen Sie vor der Anwendung eine kleine Menge Wasser, Serum, Lotion oder Gesichtssessenz auf den Behandlungsbereich auf. Befeuchtete Haut verbessert die Leitfähigkeit, sorgt für eine gleichmäßigere Stromverteilung und hilft, ein mögliches Kribbeln zu reduzieren.

Erstanwenden wird empfohlen, mit der niedrigsten Intensitätsstufe zu beginnen und diese bei Bedarf schrittweise zu erhöhen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Aufladen des Geräts

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Anwendung vollständig auf.
- Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladeanschluss.
- Schließen Sie das USB-Ende an eine geeignete 5-V-Stromquelle an.
- Die Ladeanzeige blinkt während des Ladevorgangs.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft.
- Eine vollständige Aufladung dauert etwa 2 Stunden.



Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die Ein-/Aus- / Modustaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Halten Sie dieselbe Taste erneut gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Modus auswählen

Drücken Sie kurz die Ein-/Aus- / Modustaste, um zwischen EMS-, BIO- und EP-Modus zu wechseln.

Intensität einstellen

- Drücken Sie die Taste „+“, um die Intensität zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste „-“, um die Intensität zu verringern.
- Das Gerät bietet 19 einstellbare Intensitätsstufen.

ANWENDUNG

Geeignete Anwendungsbereiche:

1. Hals (nur Rollenmassage)
2. Gesicht
3. Arme
4. Beine



Gesichtsmassage

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht und tragen Sie Wasser, Serum, Lotion oder Gesichtssessenz auf.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den gewünschten Modus.
3. Beginnen Sie mit einer niedrigen Intensitätsstufe.
4. Rollen Sie das Gerät sanft nach oben vom Kinn zu den Wangen.
5. Fahren Sie von den Mundwinkeln in Richtung Ohren fort.
6. Bewegen Sie das Gerät von der Mitte der Stirn nach außen zu den Schläfen.
7. Führen Sie jede Bewegung langsam aus und wiederholen Sie sie 3-5 Minuten pro Bereich.

Halsmassage

1. Tragen Sie Wasser oder Lotion auf den Halsbereich auf.
2. Verwenden Sie nur die Rollen.
3. Verwenden Sie den EMS-Modus nicht am Hals.
4. Bewegen Sie die Rollen nach oben vom Halsansatz zur Kieferlinie.
5. Wiederholen Sie die Bewegung sanft für mehrere Minuten.

Armmassage

1. Gleiten Sie mit den Rollen vom Handgelenk nach oben zur Schulter.
2. Verwenden Sie mäßigen Druck.
3. Wiederholen Sie jede Bewegung mehrmals.

Beinmassage

1. Bewegen Sie die Rollen vom Knöchel nach oben zum Oberschenkel.
2. Verwenden Sie langsame, gleichmäßige Bewegungen.
3. Wiederholen Sie die Anwendung an allen gewünschten Bereichen zur besseren Entspannung und Durchblutung.

Empfohlene Anwendungsdauer

- Gesicht: 5–10 Minuten pro Anwendung
 - Hals: 3–5 Minuten pro Anwendung
 - Arme und Beine: 5–10 Minuten pro Bereich
 - 3–5 Mal pro Woche oder nach Wunsch verwenden
-

WARTUNG UND REINIGUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
 - Das Gerät ist nicht wasserdicht.
 - Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
 - Spülen Sie das Gerät nicht direkt unter fließendem Wasser ab.
 - Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
 - Wischen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
 - Halten Sie den Ladeanschluss stets trocken.
 - Verwenden Sie keine ätzenden, scheuernden oder flüchtigen Reinigungsmittel.
 - Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es alle 3 Monate vollständig auf, um die Akkuleistung zu erhalten.
-

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Das Gerät sollte nach jeder Anwendung gereinigt werden, um die Ansammlung von Ölen, Hautpflegeprodukten und anderen Rückständen zu vermeiden.

GEFAHR

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Stromschlag oder Feuer führen.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel oder ein kompatibles Kabel, das den angegebenen Anforderungen entspricht.
 - Legen Sie das Gerät nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es ungewöhnlich heiß wird, Geruch abgibt, sich verformt oder Anzeichen von Beschädigung zeigt.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von entzündlichen Gasen, Flüssigkeiten, Aerosolen, Alkohol, Benzol oder explosiven Materialien.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit medizinischen elektronischen Geräten.
-

VORSICHT

- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Hautreizungen oder Produktschäden führen.
- Üben Sie während der Massage nur sanften Druck aus.
- Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Unwohlsein, Schmerzen, Hautreizungen oder ungewöhnliche Reaktionen auftreten.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder fehlerhaftes Gerät.

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die in diesem Handbuch beschriebenen.
- Entfernen Sie Schmuck, Uhren und andere Metallgegenstände vor der Anwendung.
- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ohne Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen bestimmt.

WER DIESES PRODUKT NICHT VERWENDEN SOLLTE

Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn Sie:

- Eine Metallallergie haben.
- Eine verminderte Hautempfindlichkeit haben.
- Sich in schlechtem körperlichem Zustand befinden.
- Zu Blutergüssen oder Purpura neigen.
- Unter Alkoholeinfluss stehen.
- Unter extremer Müdigkeit leiden.
- Hautinfektionen, Dermatitis oder offene Wunden haben.
- Blutgerinnungsstörungen wie Hämophilie haben.
- Sich in der frühen Schwangerschaft befinden, kürzlich entbunden haben oder schwangerschaftsbedingte Komplikationen haben.

Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt, wenn Sie:

- Empfindliche Haut haben.
- In medizinischer Behandlung sind.
- Kürzlich operiert wurden.
- Medizinische Implantate oder implantierte elektronische Geräte haben.
- An Osteoporose oder Knochenanomalien leiden.
- In den letzten 3 Monaten im vorgesehenen Behandlungsbereich eine Operation, Laserbehandlung oder ein tiefes chemisches Peeling hatten.

Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben oder unsicher sind, ob dieses Produkt für Sie geeignet ist, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.