

CS: VIBEFACE – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název produktu: VIBEFACE

Model: 618

Provozní napětí: 3,7 V

Jmenovitý výkon: 5 W

Čistá hmotnost: 220 g

Vstup pro nabíjení: 5,0 V $\pm$ 1 A

Rozměry produktu: 290 × 105 × 40 mm

Obsah balení:

- 1 × Obličejový masážní přístroj VIBEFACE
- 1 × USB nabíjecí kabel
- 1 × Uživatelská příručka

Poznámka: V souladu s naší politikou neustálého zlepšování produktů si vyhrazujeme právo změnit specifikace a design produktu bez předchozího upozornění.

ÚVOD

VIBEFACE kombinuje pokročilou technologii EMS (elektrická stimulace svalů), BIO mikroproudovou technologii a EP technologii omlazení pokožky s konstrukcí dvojitých masážních válečků. Jemná mikroproudová stimulace pomáhá zlepšit svalový tonus, podporuje pevnost pokožky a přispívá k mladistvějšímu vzhledu.

Ergonomické dvojité válečky přesně kopírují kontury obličeje a těla a poskytují pohodlnou liftingovou a hnětací masáž. Při jemném tlaku válečky hladce kloužou po pokožce, pomáhají zlepšit cirkulaci a zvyšují vstřebávání produktů péče o pleť.

PROVOZNÍ REŽIMY

Režim EMS

Elektrická stimulace svalů pomáhá aktivovat obličejové svaly, zlepšit svalový tonus a podpořit elasticitu pokožky.

Režim BIO

Biomimetická mikroproudová technologie napodobuje přirozené elektrické signály těla a pomáhá podporovat pevnost a revitalizaci pokožky.

Režim EP

Technologie elektroporace pomáhá zlepšit vstřebávání produktů péče o pleť, podporuje tvorbu kolagenu a může snížit viditelnost jemných linek.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 3 provozní režimy: EMS, BIO a EP
- 19 nastavitelných úrovní intenzity
- Dvojité liftingové masážní válečky
- Dobíjecí lithiová baterie
- Jednoduché přepínání režimů jedním tlačítkem

SOUČÁSTI



1. Displej režimu (EMS / BIO / EP)
2. Masážní válečky
3. Kontrolka nabíjení
4. Displej úrovně intenzity
5. Tlačítko pro zvýšení intenzity (+)
6. Tlačítko zapnutí / režimu
7. Tlačítko pro snížení intenzity (-)

Stav kontrolky nabíjení:

- Blikající bílé světlo: Nabíjení
- Stálé bílé světlo: Plně nabito

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


Před použitím naneste malé množství vody, séra, pleťového mléka nebo pleťové esence na ošetřovanou oblast. Hydratovaná pokožka zlepšuje vodivost, zajišťuje rovnoměrnější rozložení proudu a pomáhá snížit případné brnění.

Prvním uživatelům se doporučuje začít na nejnižší úrovni intenzity a postupně ji podle potřeby zvyšovat.

POKYNY K POUŽITÍ

Nabíjení zařízení

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
- Připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu portu.
- USB konec připojte k vhodnému zdroji napájení 5 V.
- Kontrolka během nabíjení bliká.
- Po dokončení nabíjení kontrolka svítí nepřetržitě.
- Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.



Zapnutí a vypnutí

- Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / režimu přibližně 2 sekundy pro zapnutí zařízení.
- Znovu stiskněte a podržte stejné tlačítko pro vypnutí zařízení.

Výběr režimu

Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí / režimu přepínáte mezi režimy EMS, BIO a EP.

Nastavení intenzity

- Stisknutím tlačítka „+“ zvýšíte intenzitu.
- Stisknutím tlačítka „-“ snížíte intenzitu.
- Zařízení nabízí 19 nastavitelných úrovní intenzity.

JAK POUŽÍVAT

Vhodné oblasti použití:

1. Krk (pouze masáž válečky)
2. Obličej
3. Paže
4. Nohy



Masáž obličeje

1. Očistěte obličej a naneste vodu, sérum, pleťové mléko nebo pleťovou esenci.
2. Zapněte zařízení a zvolte požadovaný režim.
3. Začněte s nízkou úrovní intenzity.
4. Jemně posouvejte zařízení směrem nahoru od brady k tvářím.
5. Pokračujte od koutků úst směrem k uším.
6. Pohybujte zařízením od středu čela směrem ven ke spánkům.
7. Každý pohyb provádějte pomalu a opakujte 3–5 minut na každou oblast.

Masáž krku

1. Naneste vodu nebo pleťové mléko na oblast krku.
2. Používejte pouze válečky.
3. Nepoužívejte režim EMS na krku.
4. Pohybujte válečky směrem nahoru od spodní části krku k linii čelisti.
5. Jemně opakujte několik minut.

Masáž paží

1. Posouvejte válečky směrem nahoru od zápěstí k rameni.
2. Používejte mírný tlak.
3. Každý pohyb několikrát opakujte.

Masáž nohou

1. Pohybujte válečky směrem nahoru od kotníku ke stehnu.
2. Používejte pomalé a plynulé pohyby.
3. Opakujte na všech požadovaných oblastech pro lepší relaxaci a cirkulaci.

Doporučená doba použití

- Obličej: 5–10 minut na jedno použití
 - Krk: 3–5 minut na jedno použití
 - Paže a nohy: 5–10 minut na jednu oblast
 - Používejte 3–5krát týdně nebo podle potřeby
-

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním zařízení vypněte.
 - Zařízení není vodotěsné.
 - Neponořujte zařízení do vody.
 - Neoplachujte zařízení přímo pod tekoucí vodou.
 - Povrch čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
 - Po čištění otřete měkkým suchým hadříkem.
 - Nabíjecí port udržujte vždy suchý.
 - Nepoužívejte korozivní, abrazivní ani těkavé čisticí prostředky.
 - Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte každé 3 měsíce, aby se zachoval výkon baterie.
-

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Zařízení by mělo být po každém použití vyčištěno, aby se zabránilo hromadění olejů, produktů péče o pleť a dalších zbytků.

NEBEZPEČÍ

Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel nebo kompatibilní kabel, který splňuje uvedené požadavky.
 - Nevkládejte zařízení do ohně ani jej nevystavujte vysokým teplotám.
 - Nepoužívejte zařízení, pokud se neobvykle zahřívá, vydává zápach, deformuje se nebo vykazuje známky poškození.
 - Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých plynů, kapalin, aerosolů, alkoholu, benzenu nebo výbušných materiálů.
 - Nepoužívejte zařízení společně s lékařským elektronickým vybavením.
-

UPOZORNĚNÍ

- Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění, podráždění pokožky nebo poškození produktu.
- Během masáže vyvíjejte pouze jemný tlak.
- Pokud se objeví nepohodlí, bolest, podráždění pokožky nebo neobvyklé reakce, okamžitě přestaňte zařízení používat.
- Nepoužívejte poškozené nebo nefunkční zařízení.

- Před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než které jsou popsány v této příručce.
- Před použitím odstraňte šperky, hodinky a jiné kovové předměty.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
- Neskladujte zařízení ve vlhkém prostředí.
- Tento přístroj není určen k používání dětmi ani osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez dozoru odpovědné dospělé osoby.

KDO BY TENTO PRODUKT NEMĚL POUŽÍVAT

NEPOUŽÍVEJTE tento produkt, pokud:

- Máte alergii na kovy.
- Máte sníženou citlivost pokožky.
- Jste ve špatném fyzickém stavu.
- Máte sklon k tvorbě modřin nebo purpuře.
- Jste pod vlivem alkoholu.
- Pociťujete extrémní únavu.
- Máte kožní infekce, dermatitidu nebo otevřené rány.
- Máte poruchy krvácivosti, jako je hemofilie.
- Jste v rané fázi těhotenství, nedávno jste porodila nebo máte komplikace související s těhotenstvím.

Před použitím se poraďte s lékařem, pokud:

- Máte citlivou pokožku.
- Podstupujete lékařskou léčbu.
- Nedávno jste podstoupili operaci.
- Máte lékařské implantáty nebo implantovaná elektronická zařízení.
- Trpíte osteoporózou nebo kostními abnormalitami.
- Během posledních 3 měsíců jste v zamýšlené ošetřované oblasti podstoupili operaci, laserové ošetření nebo hluboký chemický peeling.

Pokud máte jakékoli zdravotní obavy nebo si nejste jisti, zda je tento produkt pro vás vhodný, poraďte se před použitím se svým lékařem.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.