

EL: VIBEFACE – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: VIBEFACE

Μοντέλο: 618

Τάση λειτουργίας: 3,7 V

Ονομαστική ισχύς: 5 W

Καθαρό βάρος: 220 g

Είσοδος φόρτισης: 5,0 V — 1 A

Διαστάσεις προϊόντος: 290 × 105 × 40 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 1 × Συσκευή μασάζ προσώπου VIBEFACE
- 1 × Καλώδιο φόρτισης USB
- 1 × Εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Σύμφωνα με την πολιτική μας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τις προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του προϊόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το VIBEFACE συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία EMS (ηλεκτρική μυϊκή διέγερση), τεχνολογία BIO μικρορεύματος και τεχνολογία EP για αναζωογόνηση της επιδερμίδας με σχεδιασμό διπλών κυλίνδρων μασάζ. Η ήπια διέγερση με μικρορεύμα βοηθά στη βελτίωση του μυϊκού τόνου, υποστηρίζει τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας και συμβάλλει σε πιο νεανική όψη.

Οι εργονομικοί διπλοί κύλινδροι ακολουθούν τις καμπύλες του προσώπου και του σώματος, προσφέροντας άνετο lifting και ζυμωτικό μασάζ. Με ήπια πίεση, οι κύλινδροι γλιστρούν ομαλά πάνω στην επιδερμίδα, βοηθώντας στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στην ενίσχυση της απορρόφησης των προϊόντων περιποίησης.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λειτουργία EMS

Η ηλεκτρική μυϊκή διέγερση βοηθά στην ενεργοποίηση των μυών του προσώπου, στη βελτίωση του μυϊκού τόνου και στην υποστήριξη της ελαστικότητας της επιδερμίδας.

Λειτουργία BIO

Η βιομιμητική τεχνολογία μικρορεύματος μιμείται τα φυσικά ηλεκτρικά σήματα του σώματος, βοηθώντας στη βελτίωση της σφριγηλότητας και της αναζωογόνησης της επιδερμίδας.

Λειτουργία EP

Η τεχνολογία ηλεκτροπόρωσης βοηθά στη βελτίωση της απορρόφησης των προϊόντων περιποίησης, υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου και μπορεί να μειώσει την όψη των λεπτών γραμμών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 3 τρόποι λειτουργίας: EMS, BIO και EP
- 19 ρυθμιζόμενα επίπεδα έντασης
- Διπλοί κύλινδροι μασάζ lifting
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- Εύκολη αλλαγή λειτουργίας με ένα κουμπί

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



1. Οθόνη λειτουργίας (EMS / BIO / EP)
2. Κύλινδροι μασάζ
3. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
4. Οθόνη επιπέδου έντασης
5. Κουμπί αύξησης έντασης (+)
6. Κουμπί ενεργοποίησης / λειτουργίας
7. Κουμπί μείωσης έντασης (-)

Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας φόρτισης:

- Λευκό φως που αναβοσβήνει: Φόρτιση
- Σταθερό λευκό φως: Πλήρως φορτισμένο

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ


Πριν από τη χρήση, εφαρμόστε μικρή ποσότητα νερού, ορού, λοσιόν ή essence προσώπου στην περιοχή θεραπείας. Η ενυδατωμένη επιδερμίδα βελτιώνει την αγωγιμότητα, εξασφαλίζει πιο ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος και βοηθά στη μείωση πιθανής αίσθησης μυρμηγκιάσματος.

Για χρήστες που χρησιμοποιούν τη συσκευή για πρώτη φορά, συνιστάται να ξεκινούν από το χαμηλότερο επίπεδο έντασης και να το αυξάνουν σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φόρτιση της συσκευής

- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
- Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα φόρτισης.
- Συνδέστε το άκρο USB σε κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας 5 V.
- Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη.
- Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 2 ώρες.



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης / λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε και κρατήστε ξανά πατημένο το ίδιο κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Επιλογή λειτουργίας

Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης / λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών EMS, BIO και EP.

Ρύθμιση έντασης

- Πατήστε το κουμπί «+» για να αυξήσετε την ένταση.
- Πατήστε το κουμπί «-» για να μειώσετε την ένταση.
- Η συσκευή διαθέτει 19 ρυθμιζόμενα επίπεδα έντασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατάλληλες περιοχές χρήσης:

1. Λαιμός (μόνο μασάζ με κυλίνδρους)
2. Πρόσωπο
3. Χέρια
4. Πόδια



Μασάζ προσώπου

1. Καθαρίστε το πρόσωπο και εφαρμόστε νερό, ορό, λοσιόν ή essence προσώπου.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
3. Ξεκινήστε με χαμηλό επίπεδο έντασης.
4. Κυλήστε απαλά τη συσκευή προς τα πάνω από το πηγούνι προς τα μάγουλα.
5. Συνεχίστε από τις γωνίες του στόματος προς τα αυτιά.
6. Μετακινήστε τη συσκευή από το κέντρο του μετώπου προς τα έξω, προς τους κροτάφους.
7. Εκτελέστε κάθε κίνηση αργά και επαναλάβετε για 3-5 λεπτά σε κάθε περιοχή.

Μασάζ λαιμού

1. Εφαρμόστε νερό ή λοσιόν στην περιοχή του λαιμού.
2. Χρησιμοποιήστε μόνο τους κυλίνδρους.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία EMS στον λαιμό.
4. Μετακινήστε τους κυλίνδρους προς τα πάνω από τη βάση του λαιμού προς τη γραμμή της γνάθου.
5. Επαναλάβετε απαλά για αρκετά λεπτά.

Μασάζ χεριών

1. Μετακινήστε τους κυλίνδρους προς τα πάνω από τον καρπό προς τον ώμο.
2. Χρησιμοποιήστε μέτρια πίεση.
3. Επαναλάβετε κάθε κίνηση αρκετές φορές.

Μασάζ ποδιών

1. Μετακινήστε τους κυλίνδρους προς τα πάνω από τον αστράγαλο προς τον μηρό.
2. Χρησιμοποιήστε αργές και σταθερές κινήσεις.
3. Επαναλάβετε σε όλες τις επιθυμητές περιοχές για καλύτερη χαλάρωση και κυκλοφορία.

Συνιστώμενος χρόνος χρήσης

- Πρόσωπο: 5–10 λεπτά ανά συνεδρία
 - Λαιμός: 3–5 λεπτά ανά συνεδρία
 - Χέρια και πόδια: 5–10 λεπτά ανά περιοχή
 - Χρησιμοποιήστε 3–5 φορές την εβδομάδα ή κατά προτίμηση
-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
 - Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.
 - Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
 - Μην ξεπλένετε τη συσκευή απευθείας κάτω από τρεχούμενο νερό.
 - Καθαρίστε την επιφάνεια με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
 - Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε με μαλακό, στεγνό πανί.
 - Διατηρείτε τη θύρα φόρτισης πάντα στεγνή.
 - Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, λειαντικά ή πτητικά καθαριστικά.
 - Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την πλήρως κάθε 3 μήνες για να διατηρείται η απόδοση της μπαταρίας.
-

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση ελαίων, προϊόντων περιποίησης και άλλων υπολειμμάτων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης ή συμβατό καλώδιο που πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε φωτιά και μην την εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ζεσταθεί ασυνήθιστα, αναδίδει οσμή, παραμορφωθεί ή παρουσιάζει σημάδια βλάβης.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια, υγρά, αερολύματα, αλκοόλ, βενζόλιο ή εκρηκτικά υλικά.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μαζί με ιατρικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
-

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ερεθισμό της επιδερμίδας ή βλάβη του προϊόντος.
- Κατά το μασάζ εφαρμόζετε μόνο ήπια πίεση.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν παρουσιαστεί δυσφορία, πόνος, ερεθισμός της επιδερμίδας ή ασυνήθιστες αντιδράσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη ή δυσλειτουργική συσκευή.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Αφαιρέστε κοσμήματα, ρολόγια και άλλα μεταλλικά αντικείμενα πριν από τη χρήση.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη από υπεύθυνο ενήλικα.

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν:

- Έχετε αλλεργία στα μέταλλα.
- Έχετε μειωμένη αισθητικότητα της επιδερμίδας.
- Βρίσκεστε σε κακή φυσική κατάσταση.
- Έχετε τάση για μώλωπες ή πορφύρα.
- Βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ.
- Νιώθετε υπερβολική κόπωση.
- Έχετε δερματικές λοιμώξεις, δερματίτιδα ή ανοιχτές πληγές.
- Έχετε διαταραχές αιμορραγίας, όπως αιμορροφιλία.
- Βρίσκεστε στα πρώτα στάδια εγκυμοσύνης, έχετε γεννήσει πρόσφατα ή έχετε επιπλοκές που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη.

Συμβουλευτείτε γιατρό πριν από τη χρήση εάν:

- Έχετε ευαίσθητη επιδερμίδα.
- Λαμβάνετε ιατρική θεραπεία.
- Έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση.
- Έχετε ιατρικά εμφυτεύματα ή εμφυτευμένες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Πάσχετε από οστεοπόρωση ή οστικές ανωμαλίες.
- Τους τελευταίους 3 μήνες έχετε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, θεραπεία με λέιζερ ή βαθύ χημικό peeling στην προβλεπόμενη περιοχή θεραπείας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ιατρική ανησυχία ή δεν είστε βέβαιοι εάν αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για εσάς, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.