

HR: VIBEFACE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: VIBEFACE

Model: 618

Radni napon: 3,7 V

Nazivna snaga: 5 W

Neto težina: 220 g

Ulaz za punjenje: 5,0 V --- 1 A

Dimenzije proizvoda: 290 × 105 × 40 mm

Sadržaj pakiranja:

- 1 × VIBEFACE masažer za lice
- 1 × USB kabel za punjenje
- 1 × Korisnički priručnik

Napomena: U skladu s našom politikom kontinuiranog unapređenja proizvoda, zadržavamo pravo izmjene specifikacija i dizajna proizvoda bez prethodne obavijesti.

UVOD

VIBEFACE kombinira naprednu EMS tehnologiju (električna stimulacija mišića), BIO mikrostrujnu tehnologiju i EP tehnologiju pomlađivanja kože s dizajnom dvostrukih masažnih valjaka. Nježna mikrostrujna stimulacija pomaže poboljšati tonus mišića, podržava čvrstoću kože i doprinosi mlađem izgledu.

Ergonomski oblikovani dvostruki valjci prate konture lica i tijela, pružajući ugodnu lifting i gnječeću masažu. Uz nježan pritisak, valjci glatko klize po koži, pomažu poboljšati cirkulaciju i povećati apsorpciju proizvoda za njegu kože.

RADNI NAČINI

EMS način

Električna stimulacija mišića pomaže aktivirati mišiće lica, poboljšati tonus mišića i podržati elastičnost kože.

BIO način

Biomimetička mikrostrujna tehnologija oponaša prirodne električne signale tijela, pomažući poboljšati čvrstoću i revitalizaciju kože.

EP način

Tehnologija elektroporacije pomaže poboljšati apsorpciju proizvoda za njegu kože, podržava proizvodnju kolagena i može smanjiti vidljivost sitnih linija.

ZNAČAJKE PROIZVODA

- 3 načina rada: EMS, BIO i EP
- 19 podesivih razina intenziteta
- Dvostruki lifting masažni valjci
- Punjiva litijaska baterija
- Jednostavno prebacivanje načina rada jednim gumbom

KOMPONENTE



1. Zaslon načina rada (EMS / BIO / EP)
2. Masažni valjci
3. Indikatorsko svjetlo punjenja
4. Prikaz razine intenziteta
5. Gumb za povećanje intenziteta (+)
6. Gumb za uključivanje / odabir načina rada
7. Gumb za smanjenje intenziteta (-)

Status indikatora punjenja:

- Treperće bijelo svjetlo: Punjenje
- Neprekidno bijelo svjetlo: Potpuno napunjeno

PRIJE PRVE UPORABE


Prije uporabe nanesite malu količinu vode, seruma, losiona ili esencije za lice na područje tretmana. Hidratizirana koža poboljšava provodljivost, osigurava ravnomjerniju raspodjelu struje i pomaže smanjiti osjećaj trnaca.

Korisnicima koji uređaj koriste prvi put preporučuje se započeti s najnižom razinom intenziteta i postupno je povećavati prema potrebi.

UPUTE ZA UPORABU

Punjenje uređaja

- Prije prve uporabe potpuno napunite uređaj.
- Spojite kabel za punjenje na priključak za punjenje.
- USB kraj spojite na odgovarajući izvor napajanja od 5 V.
- Indikatorsko svjetlo treperi tijekom punjenja.
- Kada je punjenje završeno, indikatorsko svjetlo ostaje stalno uključeno.
- Potpuno punjenje traje približno 2 sata.



Uključivanje i isključivanje

- Pritisnite i držite gumb za uključivanje / način rada približno 2 sekunde kako biste uključili uređaj.
- Ponovno pritisnite i držite isti gumb kako biste isključili uređaj.

Odabir načina rada

Kratko pritisnite gumb za uključivanje / način rada za prebacivanje između EMS, BIO i EP načina rada.

Podešavanje intenziteta

- Pritisnite gumb "+" za povećanje intenziteta.
- Pritisnite gumb "-" za smanjenje intenziteta.
- Uređaj nudi 19 podesivih razina intenziteta.

KAKO KORISTITI

Prikladna područja uporabe:

1. Vrat (samo masaža valjcima)
2. Lice
3. Ruke
4. Noge



Masaža lica

1. Očistite lice i nanesite vodu, serum, losion ili esenciju za lice.
2. Uključite uređaj i odaberite željeni način rada.
3. Započnite s niskom razinom intenziteta.
4. Nježno pomičite uređaj prema gore od brade prema obrazima.
5. Nastavite od kutova usana prema ušima.
6. Pomičite uređaj od sredine čela prema sljepoočnicama.
7. Svaki pokret izvodite polako i ponavljajte 3-5 minuta po području.

Masaža vrata

1. Nanesite vodu ili losion na područje vrata.
2. Koristite samo valjke.
3. Nemojte koristiti EMS način rada na vratu.
4. Pomičite valjke prema gore od baze vrata prema liniji čeljusti.
5. Nježno ponavljajte nekoliko minuta.

Masaža ruku

1. Pomičite valjke prema gore od zapešća prema ramenu.
2. Koristite umjeren pritisak.
3. Svaki pokret ponovite nekoliko puta.

Masaža nogu

1. Pomičite valjke prema gore od gležnja prema bedru.
2. Koristite spore i ravnomjerne pokrete.
3. Ponavljajte na svim željenim područjima radi boljeg opuštanja i cirkulacije.

Preporučeno vrijeme uporabe

- Lice: 5–10 minuta po tretmanu
 - Vrat: 3–5 minuta po tretmanu
 - Ruke i noge: 5–10 minuta po području
 - Koristiti 3–5 puta tjedno ili prema želji
-

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Isključite uređaj prije čišćenja.
 - Uređaj nije voodootporan.
 - Nemojte uranjati uređaj u vodu.
 - Nemojte ispirati uređaj pod tekućom vodom.
 - Površinu očistite mekom, blago navlaženom krpom.
 - Nakon čišćenja obrišite suhom i mekom krpom.
 - Priključak za punjenje uvijek održavajte suhim.
 - Nemojte koristiti koroziorna, abrazivna ili hlapljiva sredstva za čišćenje.
 - Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, potpuno ga napunite svaka 3 mjeseca kako biste održali performanse baterije.
-

SIGURNOSNE MJERE

Pažljivo pročitajte sve upute prije uporabe ovog proizvoda.

Uređaj treba očistiti nakon svake uporabe kako bi se spriječilo nakupljanje ulja, proizvoda za njegu kože i drugih ostataka.

OPASNOST

Nepridržavanje ovih uputa može rezultirati tjelesnim ozljedama, električnim udarom ili požarom.

- Koristite isključivo priloženi kabel za punjenje ili kompatibilni kabel koji zadovoljava navedene zahtjeve.
 - Nemojte stavljati uređaj u vatru niti ga izlagati visokim temperaturama.
 - Nemojte koristiti uređaj ako postane neuobičajeno vruć, ispušta miris, deformira se ili pokazuje znakove oštećenja.
 - Nemojte koristiti uređaj u blizini zapaljivih plinova, tekućina, aerosola, alkohola, benzena ili eksplozivnih materijala.
 - Nemojte koristiti uređaj zajedno s medicinskom elektroničkom opremom.
-

OPREZ

- Nepridržavanje ovih uputa može rezultirati ozljedama, iritacijom kože ili oštećenjem proizvoda.
- Tijekom masaže primjenjujte samo blagi pritisak.
- Odmah prekinite uporabu ako se pojavi nelagoda, bol, iritacija kože ili neuobičajene reakcije.
- Nemojte koristiti oštećen ili neispravan uređaj.
- Isključite uređaj prije čišćenja ili održavanja.

- Nemojte koristiti uređaj u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.
- Prije uporabe uklonite nakit, satove i druge metalne predmete.
- Ambalažu držite izvan dohvata djece.
- Nemojte pohranjivati uređaj u vlažnim prostorima.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu djece ili osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora odgovorne odrasle osobe.

TKO NE SMIJE KORISTITI OVAJ PROIZVOD

NEMOJTE koristiti ovaj proizvod ako:

- Imate alergiju na metale.
- Imate smanjenu osjetljivost kože.
- Nalazite se u lošem fizičkom stanju.
- Skloni ste nastanku modrica ili purpure.
- Pod utjecajem ste alkohola.
- Patite od izrazitog umora.
- Imate kožne infekcije, dermatitis ili otvorene rane.
- Imate poremećaje zgrušavanja krvi poput hemofilije.
- Nalazite se u ranoj fazi trudnoće, nedavno ste rodili ili imate komplikacije povezane s trudnoćom.

Prije uporabe posavjetujte se s liječnikom ako:

- Imate osjetljivu kožu.
- Primite medicinski tretman.
- Nedavno ste bili podvrgnuti operaciji.
- Imate medicinske implantate ili ugrađene elektroničke uređaje.
- Bolujete od osteoporoze ili abnormalnosti kostiju.
- U posljednja 3 mjeseca imali ste operaciju, laserski tretman ili duboki kemijski piling na području predviđenom za tretman.

Ako imate bilo kakve zdravstvene tegobe ili niste sigurni je li ovaj proizvod prikladan za vas, prije uporabe posavjetujte se sa svojim liječnikom.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.