

IT: VIBEFACE – MANUALE D'USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: VIBEFACE

Modello: 618

Tensione di funzionamento: 3,7 V

Potenza nominale: 5 W

Peso netto: 220 g

Ingresso di ricarica: 5,0 V $\pm$ 1 A

Dimensioni del prodotto: 290 × 105 × 40 mm

Contenuto della confezione:

- 1 × Massaggiatore viso VIBEFACE
- 1 × Cavo di ricarica USB
- 1 × Manuale d'uso

Nota: In conformità con la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e il design del prodotto senza preavviso.

INTRODUZIONE

VIBEFACE combina la tecnologia EMS avanzata (stimolazione muscolare elettrica), la tecnologia BIO a microcorrente e la tecnologia EP per il ringiovanimento della pelle con un design a doppi rulli massaggianti. La delicata stimolazione a microcorrente aiuta a migliorare il tono muscolare, sostiene la compattezza della pelle e contribuisce a un aspetto più giovane.

I doppi rulli ergonomici seguono le curve del viso e del corpo, offrendo un confortevole massaggio lifting e modellante. Con una leggera pressione, i rulli scorrono dolcemente sulla pelle, aiutando a migliorare la circolazione e ad aumentare l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Modalità EMS

La stimolazione muscolare elettrica aiuta ad attivare i muscoli del viso, migliorare il tono muscolare e sostenere l'elasticità della pelle.

Modalità BIO

La tecnologia biomimetica a microcorrente imita i segnali elettrici naturali del corpo, aiutando a migliorare la compattezza e la rivitalizzazione della pelle.

Modalità EP

La tecnologia di elettroporazione aiuta a migliorare l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle, sostiene la produzione di collagene e può ridurre la visibilità delle linee sottili.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 3 modalità operative: EMS, BIO ed EP
- 19 livelli di intensità regolabili
- Doppi rulli massaggianti lifting
- Batteria al litio ricaricabile
- Cambio modalità semplice con un solo pulsante

COMPONENTI



1. Display modalità (EMS / BIO / EP)
2. Rulli massaggianti
3. Spia indicatrice di ricarica
4. Display livello di intensità
5. Pulsante aumento intensità (+)
6. Pulsante accensione / modalità
7. Pulsante diminuzione intensità (-)

Stato della spia di ricarica:

- Luce bianca lampeggiante: In carica
- Luce bianca fissa: Completamente carico

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO


Prima dell'uso, applicare una piccola quantità di acqua, siero, lozione o essenza per il viso sull'area da trattare. La pelle idratata migliora la conducibilità, garantisce una distribuzione più uniforme della corrente e aiuta a ridurre eventuali sensazioni di formicolio.

Per chi utilizza il dispositivo per la prima volta, si consiglia di iniziare dal livello di intensità più basso e aumentarlo gradualmente secondo necessità.

ISTRUZIONI PER L'USO

Ricarica del dispositivo

- Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
- Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica.
- Collegare l'estremità USB a una fonte di alimentazione adatta da 5 V.
- La spia indicatrice lampeggia durante la ricarica.
- Quando la ricarica è completa, la spia rimane accesa in modo fisso.
- Una ricarica completa richiede circa 2 ore.



Accensione e spegnimento

- Tenere premuto il pulsante accensione / modalità per circa 2 secondi per accendere il dispositivo.
- Tenere nuovamente premuto lo stesso pulsante per spegnere il dispositivo.

Selezione della modalità

Premere brevemente il pulsante accensione / modalità per passare tra le modalità EMS, BIO ed EP.

Regolazione dell'intensità

- Premere il pulsante "+" per aumentare l'intensità.
 - Premere il pulsante "-" per diminuire l'intensità.
 - Il dispositivo offre 19 livelli di intensità regolabili.
-

COME UTILIZZARE

Aree di utilizzo adatte:

1. Collo (solo massaggio con rulli)
2. Viso
3. Braccia
4. Gambe



Massaggio del viso

1. Pulire il viso e applicare acqua, siero, lozione o essenza per il viso.
2. Accendere il dispositivo e selezionare la modalità desiderata.
3. Iniziare con un livello di intensità basso.
4. Far scorrere delicatamente il dispositivo verso l'alto dal mento alle guance.
5. Continuare dagli angoli della bocca verso le orecchie.
6. Muovere il dispositivo dal centro della fronte verso le tempie.
7. Eseguire ogni movimento lentamente e ripetutamente per 3-5 minuti per area.

Massaggio del collo

1. Applicare acqua o lozione sulla zona del collo.
2. Utilizzare solo i rulli.
3. Non utilizzare la modalità EMS sul collo.
4. Muovere i rulli verso l'alto dalla base del collo fino alla linea della mandibola.
5. Ripetere delicatamente per alcuni minuti.

Massaggio delle braccia

1. Far scorrere i rulli verso l'alto dal polso alla spalla.
2. Utilizzare una pressione moderata.
3. Ripetere ogni movimento più volte.

Massaggio delle gambe

1. Muovere i rulli verso l'alto dalla caviglia alla coscia.
2. Utilizzare movimenti lenti e costanti.
3. Ripetere su tutte le aree desiderate per favorire rilassamento e circolazione.

Tempo di utilizzo consigliato

- Viso: 5–10 minuti per sessione
 - Collo: 3–5 minuti per sessione
 - Braccia e gambe: 5–10 minuti per area
 - Utilizzare 3–5 volte a settimana o secondo necessità
-

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Spegnerne il dispositivo prima della pulizia.
 - Il dispositivo non è impermeabile.
 - Non immergere il dispositivo in acqua.
 - Non risciacquare il dispositivo direttamente sotto acqua corrente.
 - Pulire la superficie con un panno morbido leggermente umido.
 - Dopo la pulizia, asciugare con un panno morbido e asciutto.
 - Mantenere sempre asciutta la porta di ricarica.
 - Non utilizzare detergenti corrosivi, abrasivi o volatili.
 - Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, caricarlo completamente ogni 3 mesi per mantenere le prestazioni della batteria.
-

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

Il dispositivo deve essere pulito dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di oli, prodotti per la cura della pelle e altri residui.

PERICOLO

Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni personali, scosse elettriche o incendio.

- Utilizzare solo il cavo di ricarica fornito o un cavo compatibile che soddisfi i requisiti specificati.
 - Non gettare il dispositivo nel fuoco né esporlo ad alte temperature.
 - Non utilizzare il dispositivo se diventa insolitamente caldo, emette odore, si deforma o mostra segni di danneggiamento.
 - Non utilizzare il dispositivo vicino a gas, liquidi, aerosol, alcool, benzene o materiali esplosivi infiammabili.
 - Non utilizzare il dispositivo insieme ad apparecchiature elettroniche mediche.
-

ATTENZIONE

- Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, irritazione della pelle o danni al prodotto.
- Durante il massaggio applicare solo una pressione delicata.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di fastidio, dolore, irritazione cutanea o reazioni insolite.
- Non utilizzare un dispositivo danneggiato o malfunzionante.

- Spegnerne il dispositivo prima della pulizia o della manutenzione.
 - Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.
 - Rimuovere gioielli, orologi e altri oggetti metallici prima dell'uso.
 - Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
 - Non conservare il dispositivo in ambienti umidi.
 - Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali senza la supervisione di un adulto responsabile.
-

CHI NON DEVE UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO

NON utilizzare questo prodotto se:

- Si è allergici ai metalli.
- Si ha una ridotta sensibilità cutanea.
- Si è in cattive condizioni fisiche.
- Si è soggetti a lividi o porpora.
- Si è sotto l'effetto di alcool.
- Si avverte estrema stanchezza.
- Si hanno infezioni cutanee, dermatite o ferite aperte.
- Si hanno disturbi della coagulazione, come l'emofilia.
- Si è nelle prime fasi della gravidanza, si ha partorito di recente o si hanno complicazioni legate alla gravidanza.

Consultare un medico prima dell'uso se:

- Si ha la pelle sensibile.
- Si sta ricevendo un trattamento medico.
- Si è stati recentemente sottoposti a intervento chirurgico.
- Si hanno impianti medici o dispositivi elettronici impiantati.
- Si soffre di osteoporosi o anomalie ossee.
- Negli ultimi 3 mesi si è stati sottoposti a intervento chirurgico, trattamento laser o peeling chimico profondo nell'area prevista per il trattamento.

In caso di dubbi medici o se non si è sicuri che questo prodotto sia adatto, consultare il proprio medico prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.