

LV: VIBEFACE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: VIBEFACE

Modelis: 618

Darba spriegums: 3,7 V

Nominālā jauda: 5 W

Neto svars: 220 g

Uzlādes ieeja: 5,0 V $\pm$ 1 A

Produkta izmēri: 290 × 105 × 40 mm

Iepakojuma saturs:

- 1 × VIBEFACE sejas masāžas ierīce
- 1 × USB uzlādes kabelis
- 1 × Lietotāja rokasgrāmata

Piezīme: Saskaņā ar mūsu nepārtrauktas produktu uzlabošanas politiku mēs paturam tiesības mainīt produkta specifikācijas un dizainu bez iepriekšēja brīdinājuma.

IEVADS

VIBEFACE apvieno modernu EMS tehnoloģiju (elektriskā muskuļu stimulācija), BIO mikrostrāvas tehnoloģiju un EP ādas atjaunošanas tehnoloģiju ar dubulto masāžas rullīšu dizainu. Maigā mikrostrāvas stimulācija palīdz uzlabot muskuļu tonusu, atbalsta ādas tvirtumu un veicina jauneklīgāku izskatu.

Ergonomiskie dubultie rullīši cieši pielāgojas sejas un ķermeņa kontūrām, nodrošinot ērtu liftinga un mīcīšanas masāžu. Ar maigu spiedienu rullīši gludi slīd pa ādu, palīdzot uzlabot asinsriti un veicināt ādas kopšanas līdzekļu uzsūkšanos.

DARBĪBAS REŽĪMI

EMS režīms

Elektriskā muskuļu stimulācija palīdz aktivizēt sejas muskuļus, uzlabot muskuļu tonusu un atbalstīt ādas elastību.

BIO režīms

Biomimētiskā mikrostrāvas tehnoloģija atdarina ķermeņa dabiskos elektriskos signālus, palīdzot uzlabot ādas tvirtumu un atjaunošanos.

EP režīms

Elektroporācijas tehnoloģija palīdz uzlabot ādas kopšanas līdzekļu uzsūkšanos, atbalsta kolagēna ražošanu un var samazināt smalko līniju redzamību.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

- 3 darbības režīmi: EMS, BIO un EP
- 19 regulējami intensitātes līmeņi
- Dubulti liftinga masāžas rullīši
- Uzlādējama litija baterija
- Vienkārša režīmu pārslēgšana ar vienu pogu

KOMPONENTI



1. Režīma displejs (EMS / BIO / EP)
2. Masāžas rullīši
3. Uzlādes indikatora gaismā
4. Intensitātes līmeņa displejs
5. Intensitātes palielināšanas poga (+)
6. Ieslēgšanas / režīma poga
7. Intensitātes samazināšanas poga (-)

Uzlādes indikatora statuss:

- Mirgojoša balta gaismā: Notiek uzlāde
- Nepārtraukta balta gaismā: Pilnībā uzlādēts

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS


Pirms lietošanas uzklājiēt nelielu daudzumu ūdens, seruma, losjona vai sejas esences uz apstrādājamās zonas. Mitrināta āda uzlabo vadītspēju, nodrošina vienmērīgāku strāvas sadalījumu un palīdz mazināt iespējamu tirpšanas sajūtu.

Pirmreizējiem lietotājiem ieteicams sākt ar zemāko intensitātes līmeni un pakāpeniski to palielināt pēc vajadzības.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Ierīces uzlāde

- Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet ierīci.
- Pievienojiet uzlādes kabeli uzlādes portam.
- USB galu pievienojiet piemērotam 5 V barošanas avotam.
- Uzlādes indikators mirgo uzlādes laikā.
- Kad uzlāde ir pabeigta, indikatora gaisma paliek nepārtraukti iedegta.
- Pilna uzlāde aizņem aptuveni 2 stundas.



Ieslēgšana un izslēgšana

- Nospiediet un turiet ieslēgšanas / režīma pogu aptuveni 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci.
- Vēlreiz nospiediet un turiet to pašu pogu, lai izslēgtu ierīci.

Režīma izvēle

Īsi nospiediet ieslēgšanas / režīma pogu, lai pārslēgtos starp EMS, BIO un EP režīmiem.

Intensitātes regulēšana

- Nospiediet pogu "+", lai palielinātu intensitāti.
- Nospiediet pogu "-", lai samazinātu intensitāti.
- Ierīce piedāvā 19 regulējamus intensitātes līmeņus.

KĀ LIETOT

Piemērotas lietošanas zonas:

1. Kakls (tikai masāža ar rullīšiem)
2. Seja
3. Rokas
4. Kājas



Sejas masāža

1. Notīriet seju un uzklājiet ūdeni, serumu, losjonu vai sejas esenci.
2. Ieslēdziet ierīci un izvēlieties vēlamo režīmu.
3. Sāciet ar zemu intensitātes līmeni.
4. Maigi virziet ierīci uz augšu no zoda uz vaigiem.
5. Turpiniet no mutes kaktiņiem uz ausīm.
6. Virziet ierīci no pieres centra uz āru virzienā uz deniņiem.
7. Katru kustību veiciet lēni un atkārtojiet 3–5 minūtes katrā zonā.

Kakla masāža

1. Uzklājiet ūdeni vai losjonu kakla zonai.
2. Izmantojiet tikai rullīšus.
3. Nelietojiet EMS režīmu uz kakla.
4. Virziet rullīšus uz augšu no kakla pamatnes uz žokļa līniju.
5. Maigi atkārtojiet vairākas minūtes.

Roku masāža

1. Virziet rullīšus uz augšu no plaukstu locītavas uz plecu.
2. Izmantojiet mērenu spiedienu.
3. Katru kustību atkārtojiet vairākas reizes.

Kāju masāža

1. Virziet rullīšus uz augšu no potītes uz augšstilbu.
2. Izmantojiet lēnas un vienmērīgas kustības.
3. Atkārtojiet visās vēlamajās zonās labākai relaksācijai un asinsritei.

Ieteicamais lietošanas laiks

- Seja: 5–10 minūtes vienā reizē
 - Kakls: 3–5 minūtes vienā reizē
 - Rokas un kājas: 5–10 minūtes katrai zonai
 - Lietojiet 3–5 reizes nedēļā vai pēc vajadzības
-

APKOPE UN TĪRĪŠANA

- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci.
 - Ierīce nav ūdensizturīga.
 - Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
 - Neskalojiet ierīci tieši zem tekoša ūdens.
 - Virsmu tīriet ar mīkstu, nedaudz mitru drānu.
 - Pēc tīrīšanas noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu.
 - Uzlādes portu vienmēr uzturiet sausu.
 - Nelietojiet kodīgus, abrazīvus vai gaistošus tīrīšanas līdzekļus.
 - Ja ierīce netiks lietota ilgāku laiku, pilnībā uzlādējiet to ik pēc 3 mēnešiem, lai saglabātu baterijas veiktspēju.
-

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet visus norādījumus.

Ierīce jātīra pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu eļļu, ādas kopšanas līdzekļu un citu atlikumu uzkrāšanos.

BĪSTAMI

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

- Izmantojiet tikai komplektā iekļauto uzlādes kabeli vai saderīgu kabeli, kas atbilst norādītajām prasībām.
 - Nelieciet ierīci ugunī un nepakļaujiet to augstām temperatūrām.
 - Nelietojiet ierīci, ja tā kļūst neparasti karsta, izdala smaku, deformējas vai tai ir bojājumu pazīmes.
 - Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu gāzu, šķidrumu, aerosolu, alkohola, benzola vai sprādzienbīstamu materiālu tuvumā.
 - Nelietojiet ierīci kopā ar medicīniskām elektroniskām iekārtām.
-

UZMANĪBU

- Šo norādījumu neievērošana var izraisīt traumas, ādas kairinājumu vai produkta bojājumus.
- Masāžas laikā izmantojiet tikai maigu spiedienu.
- Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja rodas diskomforts, sāpes, ādas kairinājums vai neparastas reakcijas.
- Nelietojiet bojātu vai nepareizi darbojošos ierīci.

- Pirms tīršanas vai apkopes izslēdziet ierīci.
- Nelietojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot tos, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Pirms lietošanas noņemiet rotaslietas, pulksteņus un citus metāla priekšmetus.
- Iepakojuma materiālus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet ierīci mitrā vidē.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām bez atbildīga pieaugušā uzraudzības.

KAM NEVAJADZĒTU LIETOT ŠO PRODUKTU

NELIETOJIET šo produktu, ja:

- Jums ir alerģija pret metāliem.
- Jums ir samazināta ādas jutība.
- Jūs esat sliktā fiziskā stāvoklī.
- Jums ir nosliece uz zilumiem vai purpuru.
- Jūs esat alkohola reibumā.
- Jūtat ārkārtēju nogurumu.
- Jums ir ādas infekcijas, dermatīts vai atvērtas brūces.
- Jums ir asiņošanas traucējumi, piemēram, hemofīlija.
- Jūs esat grūtniecības sākumposmā, nesen dzemdējāt vai jums ir ar grūtniecību saistītas komplikācijas.

Pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja:

- Jums ir jutīga āda.
- Jūs saņemat medicīnisku ārstēšanu.
- Jums nesen veikta operācija.
- Jums ir medicīniskie implantanti vai implantētas elektroniskās ierīces.
- Jums ir osteoporoze vai kaulu anomālijas.
- Pēdējo 3 mēnešu laikā paredzētajā apstrādes zonā jums veikta operācija, lāzerterapija vai dziļais ķīmiskais pīlings.

Ja jums ir jebkādas medicīniskas bažas vai neesat pārliecināts, vai šis produkts jums ir piemērots, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.