

SK: VIBEFACE – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: VIBEFACE

Model: 618

Prevádzkové napätie: 3,7 V

Menovitý výkon: 5 W

Čistá hmotnosť: 220 g

Vstup na nabíjanie: 5,0 V $\pm$ 1 A

Rozmery produktu: 290 × 105 × 40 mm

Obsah balenia:

- 1 × Masážny prístroj na tvár VIBEFACE
- 1 × USB nabíjací kábel
- 1 × Používateľská príručka

Poznámka: V súlade s našou politikou neustáleho zlepšovania produktov si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie a dizajn produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

ÚVOD

VIBEFACE kombinuje pokročilú technológiu EMS (elektrická stimulácia svalov), BIO mikroprúdovú technológiu a EP technológiu omladenia pokožky s dizajnom dvojitého masážneho valčeka. Jemná mikroprúdová stimulácia pomáha zlepšiť svalový tonus, podporuje pevnosť pokožky a prispieva k mladistvejšiemu vzhľadu.

Ergonomické dvojité valčeky presne kopírujú kontúry tváre a tela a poskytujú pohodlnú liftingovú a hnetaciu masáž. Pri jemnom tlaku valčeky hladko kĺžu po pokožke, pomáhajú zlepšiť cirkuláciu a zvyšujú vstrebávanie produktov starostlivosti o pleť.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Režim EMS

Elektrická stimulácia svalov pomáha aktivovať svaly tváre, zlepšiť svalový tonus a podporiť elasticitu pokožky.

Režim BIO

Biomimetická mikroprúdová technológia napodobňuje prirodzené elektrické signály tela a pomáha podporovať pevnosť a revitalizáciu pokožky.

Režim EP

Technológia elektroporácie pomáha zlepšiť vstrebávanie produktov starostlivosti o pleť, podporuje tvorbu kolagénu a môže znížiť viditeľnosť jemných liniek.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 3 prevádzkové režimy: EMS, BIO a EP
- 19 nastaviteľných úrovní intenzity
- Dvojité liftingové masážne valčeky
- Nabíjateľná lítiová batéria
- Jednoduché prepínanie režimov jedným tlačidlom

SÚČASTI



1. Displej režimu (EMS / BIO / EP)
2. Masážne valčeky
3. Kontrolka nabíjania
4. Displej úrovne intenzity
5. Tlačidlo na zvýšenie intenzity (+)
6. Tlačidlo napájania / režimu
7. Tlačidlo na zníženie intenzity (-)

Stav kontrolky nabíjania:

- Blikajúce biele svetlo: Nabíjanie
- Stále biele svetlo: Plne nabité

PRED PRVÝM POUŽITÍM


Pred použitím naneste malé množstvo vody, séra, pleťového mlieka alebo pleťovej esencie na ošetrovanú oblasť. Hydratovaná pokožka zlepšuje vodivosť, zabezpečuje rovnomernejšie rozloženie prúdu a pomáha znížiť prípadné mravčenie.

Prvým používateľom sa odporúča začať s najnižšou úrovňou intenzity a postupne ju podľa potreby zvyšovať.

POKYNY NA POUŽITIE

Nabíjanie zariadenia

- Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.
- Pripojte nabíjací kábel k nabíjaciemu portu.
- USB koniec pripojte k vhodnému zdroju napájania 5 V.
- Kontrolka počas nabíjania bliká.
- Po dokončení nabíjania kontrolka svieti nepretržite.
- Úplné nabitie trvá približne 2 hodiny.



Zapnutie a vypnutie

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania / režimu približne 2 sekundy, aby ste zariadenie zapli.
- Znova stlačte a podržte rovnaké tlačidlo, aby ste zariadenie vypli.

Výber režimu

Krátkym stlačením tlačidla napájania / režimu prepínate medzi režimami EMS, BIO a EP.

Nastavenie intenzity

- Stlačením tlačidla „+“ zvýšite intenzitu.
- Stlačením tlačidla „-“ znížite intenzitu.
- Zariadenie ponúka 19 nastaviteľných úrovní intenzity.

AKO POUŽÍVAŤ

Vhodné oblasti použitia:

1. Krk (iba masáž valčekmi)
2. Tvár
3. Ruky
4. Nohy



Masáž tváre

1. Očistite tvár a naneste vodu, sérum, pleťové mlieko alebo pleťovú esenciu.
2. Zapnite zariadenie a vyberte požadovaný režim.
3. Začnite s nízkou úrovňou intenzity.
4. Jemne posúvajte zariadenie smerom nahor od brady k lícam.
5. Pokračujte od kútikov úst smerom k ušiam.
6. Pohybujte zariadením od stredu čela smerom von k spánkom.
7. Každý pohyb vykonávajte pomaly a opakujte 3–5 minút na každú oblasť.

Masáž krku

1. Naneste vodu alebo pleťové mlieko na oblasť krku.
2. Používajte iba valčeky.
3. Nepoužívajte režim EMS na krku.
4. Pohybujte valčekmi smerom nahor od spodnej časti krku k línii čeluste.
5. Jemne opakujte niekoľko minút.

Masáž rúk

1. Posúvajte valčeky smerom nahor od zápästia k ramenu.
2. Používajte mierny tlak.
3. Každý pohyb niekoľkokrát zopakujte.

Masáž nôh

1. Pohybujte valčekmi smerom nahor od členka k stehnu.
2. Používajte pomalé a rovnomerné pohyby.
3. Opakujte na všetkých požadovaných oblastiach pre lepšiu relaxáciu a cirkuláciu.

Odporúčaný čas používania

- Tvár: 5–10 minút na jedno použitie
 - Krk: 3–5 minút na jedno použitie
 - Ruky a nohy: 5–10 minút na jednu oblasť
 - Používajte 3–5-krát týždenne alebo podľa potreby
-

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením zariadenie vypnite.
 - Zariadenie nie je vodotesné.
 - Neponárajte zariadenie do vody.
 - Neoplachujte zariadenie priamo pod tečúcou vodou.
 - Povrch čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
 - Po čistení utrite mäkkou suchou handričkou.
 - Nabíjací port vždy udržiavajte suchý.
 - Nepoužívajte korozívne, abrazívne ani prchavé čistiace prostriedky.
 - Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, úplne ho nabite každé 3 mesiace, aby sa zachoval výkon batérie.
-

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte všetky pokyny.

Zariadenie by sa malo po každom použití vyčistiť, aby sa zabránilo hromadeniu olejov, produktov starostlivosti o pleť a iných zvyškov.

NEBEZPEČENSTVO

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Používajte iba dodaný nabíjací kábel alebo kompatibilný kábel, ktorý spĺňa uvedené požiadavky.
 - Nevkladajte zariadenie do ohňa ani ho nevystavujte vysokým teplotám.
 - Nepoužívajte zariadenie, ak sa neobvykle zahrieva, vydáva zápach, deformuje sa alebo vykazuje známky poškodenia.
 - Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých plynov, kvapalín, aerosólov, alkoholu, benzénu alebo výbušných materiálov.
 - Nepoužívajte zariadenie spolu s lekársym elektronickým vybavením.
-

UPOZORNENIE

- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu, podráždeniu pokožky alebo poškodeniu produktu.
- Počas masáže vyvíjajte iba jemný tlak.
- Ak sa objaví nepohodlie, bolesť, podráždenie pokožky alebo neobvyklé reakcie, okamžite prestaňte zariadenie používať.
- Nepoužívajte poškodené alebo nefunkčné zariadenie.

- Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite.
- Nepoužívajte zariadenie na iné účely, než ktoré sú opísané v tejto príručke.
- Pred použitím odstráňte šperky, hodinky a iné kovové predmety.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.
- Neskladujte zariadenie vo vlhkom prostredí.
- Tento prístroj nie je určený na používanie deťmi ani osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami bez dohľadu zodpovednej dospeléj osoby.

KTO BY TENTO PRODUKT NEMAL POUŽÍVAŤ

NEPOUŽÍVAJTE tento produkt, ak:

- Máte alergiu na kovy.
- Máte zníženú citlivosť pokožky.
- Ste v zlom fyzickom stave.
- Máte sklon k tvorbe modrín alebo purpuru.
- Ste pod vplyvom alkoholu.
- Pociťujete extrémnu únavu.
- Máte kožné infekcie, dermatitídu alebo otvorené rany.
- Máte poruchy krvácania, ako je hemofília.
- Ste v ranom štádiu tehotenstva, nedávno ste porodili alebo máte komplikácie súvisiace s tehotenstvom.

Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak:

- Máte citlivú pokožku.
- Podstupujete lekársku liečbu.
- Nedávno ste podstúpili operáciu.
- Máte lekárske implantáty alebo implantované elektronické zariadenia.
- Trpíte osteoporózou alebo kostnými abnormalitami.
- Počas posledných 3 mesiacov ste v zamýšľanej ošetrovanej oblasti podstúpili operáciu, laserové ošetrenie alebo hlboký chemický peeling.

Ak máte akékoľvek zdravotné obavy alebo si nie ste istí, či je tento produkt pre vás vhodný, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.