

FIXEDFEET

Bütyökkorrigáló



HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Gyógyítsa meg a nagylábujj ízületének fájdalmát ezzel a sebmentes, műtétmentes bütyök kezeléssel.

A CSOMAG TARTALMA:

1 pár bütyök korrigáló lábujjvédő

TERMÉKLEÍRÁS:

Anyag: nejlón, poliuretán

Méret: S (36-38)/M (39-42)

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a terméket a használati útmutatóban leírtakon kívül másra, mert az károsodáshoz vagy sérüléshez vezethet.
- Amennyiben a termék bőrrirritációt okoz, azonnal hagyja abba a termék viselését és forduljon orvoshoz.
- Ügyeljen arra, hogy a rögzítőelem ne tapadjon más ruhákhoz, mert ez károsíthatja azokat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Az orvosi minőségű gél védi a bőrt járás és testmozgás közben. A gélpárna védi az érzékeny bütyök területét, hogy megelőzze a fájdalmas kidörzsölődést.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS ÉS JELLEMZŐK: Ez a bütyökkorrektor diszkréten viselhető cipő, zokni és harisnya alatt, miközben láthatatlan védelmet biztosít. Mindenféle cipővel viselhető, még a legelegánsabbakkal is.

A terméket közvetlenül a bőrön kell viselni.



1

Nyissa szét a terméket és tegye át a lábujjak hegyét a nyíláson.



2

Ügyeljen arra, hogy a nagy lábujját a kis lyukkal ellátott részbe tegye.

Húzza meg annyira, hogy a lábfej hátsó része átférjen a nagy nyíláson.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Mosási utasítások

- 30 fok alatti kézi mosás.
- Ne használjon fehérítőt. Használjon semleges mosószert, amely nem tartalmaz klórt vagy fehérítő összetevőket.
- Közvetlen napfénytől védett, jól szellőző helyen szárítsa meg a terméket, például árnyékban vagy egy szobában. Nem szárítható szárítógépben.
- Nem vasalható.
- Ne tisztítsa szárazon.

Tárolási útmutató

Ne tegye ki közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek vagy más, károsító körülményeknek. Jól szellőző helyen tárolja.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.