

FIXEDFEET

Hallux valgus-corrector



HANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van ons product.

Genees de pijn in uw grote teengewricht met deze niet-invasieve, niet-chirurgische hallux valgus-behandeling.

PAKKET BESTAAT UIT:

1 paar hallux valgus-kous correctors

PRODUCTSPECIFICATIES:

Materiaal: nylon, polyurethaan

Maat: S (36-38)/M (39-42)

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik dit product niet op een andere manier dan in deze handleiding wordt uitgelegd, aangezien dit kan leiden tot schade of letsel.
- Als het product huidirritaties veroorzaakt, stop dan onmiddellijk met het dragen van het product en raadpleeg een arts.
- Zorg ervoor dat de sluiting niet aan andere kleding kleeft, aangezien dit de kleding kan beschadigen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Gel van medische kwaliteit beschermt de huid tijdens het lopen en sporten. Het gelkussen werkt als een buffer om het gevoelige gebied van de hallux valgus af te schermen om pijnlijke wrijving te voorkomen.

BEDOELD GEBRUIK EN KENMERKEN: Deze hallux valgus-beschermer kan discreet in schoenen, sokken en kousen worden gedragen voor onzichtbare bescherming. Kan in alle soorten schoenen worden gedragen, inclusief uw meest elegante paar.

Dit product is bedoeld om direct op de huid te worden gedragen.



1

Maak het product open en steek de toppen van de tenen door de opening.



2

Zorg ervoor dat u de grote teen in het gedeelte met het kleine gaatje in de punt steekt.

Trek zodat de achterkant van de voet door de grote opening past.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Wasinstructies

- Handwas onder de 30 graden.
- Niet bleken. Gebruik een neutraal wasmiddel dat geen witmakers of blekende ingrediënten bevat.
- Droog het product op een goed geventileerde plaats uit de buurt van direct zonlicht, d.w.z. in de schaduw of in een kamer. Droog niet in de droogtrommel.
- Niet strijken.
- Niet stomen.

Bewaarinstructies

Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen of andere omstandigheden die schade kunnen veroorzaken. Bewaar op een droge en goed geventileerde plaats.

Instructies voor recycling en verwijdering



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.