

FIXEDFEET

Ortopedski korektor za prste na nogah



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

S tem neinvazivnim, ne-kirurškim zdravljenjem pozdravite bolečine v sklepu nožnega palca.

PAKET VKLJUČUJE:

1 par korektorjev za prste na nogah

SPECIFIKACIJE IZDELKA:

Material: najlon, poliuretan

Velikost: S (36-38) / M (39-42)

OPOZORILA

- Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je opisano v navodilih za uporabo, saj lahko povzročite škodo ali poškodbe.
- Če izdelek povzroči draženje kože, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
- Pazite, da se pašček ne drži drugih oblačil, daj jih lahko poškoduje.

NAVODILA:

Medicinski gel vložki ščitijo kožo med hojo in vadbo. Gel vložek deluje kot blažilnik za zaščito občutljivega področja ukrivljenega palca in preprečuje boleče drgnjenje.

NAMEN UPORABE IN OSTALE PODROBNOSTI: Korektor lahko kot nevidno zaščito diskretno nosite pod čevlji, nogavicami in hlačnimi nogavicami. Lahko ga nosite z vsemi vrstami čevljev, vključno z vašim najbolj elegantnim parom.

Izdelek je namenjen neposrednem nošenju na koži.



1

Skozi drugo veliko odprtino vstavite ostale prste.



2

Pazite, da palec vstavite v pravi del korektorja (majhen predel z odprtino).

Namestite tako, da zadnji del stopala ustreza veliki odprtini.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Navodila za pranje

- Ročno pranje pod 30 stopinj.
- Ne uporabljajte belila. Uporabite nevtralni detergent, ki ne vsebuje sestavin za beljenje.
- Izdelek sušite na dobro prezračnem mestu stran od neposredne sončne svetlobe, tj. v senci ali v sobi. Ne sušite v sušilnem stroju.
- Ne likajte.
- Ni primerno za suho čiščenje.

Navodila za vzdrževanje

Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visokim temperaturam ali drugim pogojem, ki bi lahko izdelek poškodovali. Shranjujte v suhem prostoru z dobrim prezračevanjem.

Navodila za recikliranje in odlaganje



Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem za oddajo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.