

FIXEDFEET

Suure varba nuki korrigeerija



KASUTUSJUHEND

Täname, et otsite meie toote.

Eemaldage valu oma suure varba liigesest selle mitteinvasiivse, mittekirurgilise ravimeetodiga.

KARBIS ON:

1 paar suure varba nukki korrigeeriv ortoos

TOOTE TÄPSUSTUS:

Materjal: Nailon, Polüuretaan

Suurus: S (36-38)/M (39-42)

HOIATUSED

- Ärge kasutage seda toodet teisiti kui käesolevas kasutusjuhendis on selgitatud, sest siis võivad tekkida kahjustused või vigastused.
- Kui toode põhjustab nahaärritusi, lõpetage toote kandmine koheselt ning pöörduge arsti poole.
- Veenduge, et kinnitus ei kleepuks teiste riiete külge, sest see võib riideid kahjustada.

JUHISED:

Meditsiiniline geel kaitseb nahka kõndimise ja treeningu ajal. Geelpadi toimib puhvrina, mis kaitseb tundlikku nukkide piirkonda, et vältida valulikku hõõrdumist.

KAVANDATUD KASUTUSVIIS JA OMADUSED: Seda ortoosi saab kanda diskreetselt kingade, sokkide ja sukkade all, andes teile märkamatu kaitse. Ortoosi on võimalik kanda kõiksuguste jalatsitega, ka teie kõige elegantsema kingapaariga.

See toode on mõeldud kasutamiseks otse nahal.



1

Avage toode ning pange varbad otsapidi läbi avause.



2

Veenduge, et asetate ortoosi nii, et suur varvas asuks ortoosi osas, mille otsas on ava.

Tõmmake jala tagakülje läbi suure avause.

HOOLDUSJUHISED

Pesemisjuhised

- Käsipesu alla 30 kraadi.
- Ärge pleegitage. Kasutage neutraalset pesuvahendit, mis ei sisalda valgendavaid ega pleegitavaid koostisosi.
- Kuivatage toodet hea ventilatsiooniga paigas, mis on eemal otsesest päikesevalgusest, st varjus või siseruumis. Mitte kuivatada kuivatis.
- Mitte triikida.
- Mitte keemiliselt puhastada.

Hoiustamisjuhised

Ärge pange toodet välja otsese päikesevalguse, kõrge temperatuuri või muude tingimuste kätte, mis võivad seda kahjustada. Hoida kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELi piirkonnas koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete vales käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb toode ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud toote tagastamiseks kasutage palun tagastussüsteeme või võtke ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta keskkonnoahutuks ümbertöötlemiseks.



Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.