

FIXEDFEET

Deformuotų pėdų korektorius



NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.

Išgydykite didžiojo kojos piršto sąnario skausmą šiuo neinvaziniu, nechirurginiu būdu.

PAKUOTĖJE YRA:

1 pora deformuotų pėdų korekcijos įtvarų

GAMINIO SPECIFIKACIJOS:

Medžiaga: Nailonas, Poliuretanas

Dydis: S (36-38)/M (39-42)

ĮSPĖJIMAI

- Nenaudokite šio gaminio kitaip, nei paaiškinta šioje naudojimo instrukcijoje, nes galite susižaloti.
- Jei gaminys dirgina odą, nedelsdami nustokite jį dėvėti ir kreipkitės į gydytoją.
- Įsitikinkite, kad užsegimas neliečia kitų drabužių, nes jis gali juos sugadinti.

NURODYMAI:

Medicininis gelis apsaugo odą vaikstant ir sportuojant. Gelio pagalvėlė veikia kaip barjeras, apsaugantis jautrų iškrypusį kauliuką nuo skausmingo trynimio.

NUMATYTA PASKIRTIS IR CHARAKTERISTIKOS: Šį apsauginį įtvarą galima dėvėti po batais, kojiniėmis ir pėdkelnėmis, kad apsauga būtų nepastebima. Jį galima dėvėti su visų rūšių batais, įskaitant pačius elegantiškiausius.

Šis gaminys skirtas dėvėti tiesiai ant odos.



1

Atidarykite gaminį ir pro angą įkiškite pirštų galiukus.



2

Didysis kojos pirštas turi būti ten, kur yra nedidelė skylutė.

Užmaukite įtvaną taip, kad galinė pėdos dalis tilptų į didelę angą.

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Skalbimo instrukcijos

- Plaukite rankomis žemesnėje nei 30 laipsnių temperatūroje.
- Nebalinkite. Naudokite neutralią plovimo priemonę, kurios sudėtyje nėra balinamųjų ingredientų.
- Džiovinkite gaminį gerai vėdinamoje, nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje, t. y. šešėlyje arba patalpoje. Nedžiovinkite džiovyklėje.
- Nelyginkite.
- Nevalykite sausuoju būdu.

Laikymo instrukcijos

Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, aukštoje temperatūroje ar kitomis sąlygomis, kurios gali jį sugadinti. Laikykite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Perdirbimo ir šalinimo instrukcijos



Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.



CE ženklavimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.