# BG: CUPPY – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

**Име на продукта:** CUPPY
**Описание на модела:** XN-058-3 (модел с функция за затопляне и зареждане)
**Номинално напрежение:** 5V DC
**Номинална мощност:** 5W
**Приложими стандарти:** GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
**Изисквания за USB захранване:** 5V ⎓ 1,5A или повече

---

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Това устройство осигурява контакт с кожата чрез засмукване и вибрации за общо отпускане и комфорт.


Характеристики:

- Регулируемо нагоре засмукване за стимулиране на повърхността на кожата
- Многонасочни вибрации за релаксиращ масажен ефект
- Функция за затопляне за усещане на топлина върху кожата
- Постоянно затопляне за облекчаване на напрежението и повишаване на комфорта

**Бележка:** По подразбиране времето на работа е 30 минути. Презареждащият се модел има време на работа 25 минути. Ако устройството е неактивно 20 минути след спиране, може да се използва отново. Това помага за удължаване на общия експлоатационен живот на продукта.

---

### ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА





1. **Основно устройство (външният вид може леко да варира)**
2. **USB захранващ кабел**
3. **Контролен панел**
4. **Порт за зареждане / захранване**

## НАСТРОЙКА НА ПРОДУКТА

Преди употреба поставете филтърната вата във филтърния щепсел (виж Фигура 1).

Поставете филтърния щепсел в отвора за засмукване на устройството (виж Фигура 2).

Това предотвратява попадане на масла или лосиони в устройството и подпомага дългия му живот.




1. Филтърен щепсел
2. Филтърна вата


## ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Не използвайте устройството върху участъци с разширени вени.
- Не използвайте по време на бременност или менструация.
- Избягвайте употреба веднага след хранене.
- След употреба оставете кожата да се върне до нормална температура преди къпане (приблизително 30–45 минути).
- При работа движете устройството в една постоянна посока.
- Може да се появи зачервяване на кожата поради засмукване; оставете зоната да почине няколко дни преди следваща употреба.
- Основа на устройството се загрява по време на употреба – внимавайте, ако имате намалена чувствителност към топлина.
- Преди изхвърляне на устройството, вътрешната батерия трябва да бъде премахната.
- Винаги се уверявайте, че устройството е изключено преди да извадите батерията.

## СТЪПКИ ЗА РАБОТА

### Преглед на контролния панел

1. Почистете кожата и нанесете малко количество масажно масло или лосион.
2. Натиснете бутона за захранване. Ще се появи червен индикатор. Регулирайте „Топлина“ и „Засмукване“ според предпочитанията.
3. Натиснете бутона **Топлина**, за да изберете между 6 нива на температурата. По-високите нива осигуряват по-силно затопляне.
4. Натиснете бутона **Засмукване**, за да изберете между 6 нива. По-високите нива осигуряват по-силно нагоре издърпване.
5. След употреба натиснете бутона за захранване, за да изключите устройството. Почистете повърхността и съхранявайте на сухо място.




---

**ТЕХНИКИ ЗА МАСАЖ**

- **Врат:** движете отгоре надолу с плавни движения.
- **Гръб:** плъзгайте надолу по гърба.
- **Долни крайници:** движете надолу по краката.
- **Стъпала:** плъзгайте от петата към пръстите.
- **Корем:** използвайте кръгови или движения отгоре надолу.
- **Горни крайници:** движете отгоре надолу по ръцете.
- **Крака:** плъзгайте нагоре по прасците за оформяне и релаксация.

---

**ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ**

1. Използвайте USB източник на захранване, като USB порт на компютър или зарядно 5V ⎓ 1,5A (или по-високо).
2. Устройството не работи по време на зареждане. Изключете го преди употреба.
3. По време на зареждане индикаторната лампа мига; когато е напълно заредено, лампата остава включена.

---

**УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:**



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.

CE

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.