EL: CUPPY – ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: CUPPY
Περιγραφή μοντέλου: XN-058-3 (μοντέλο με θέρμανση και φόρτιση)
Ονομαστική τάση: 5V DC
Ονομαστική ισχύς: 5W
Εφαρμοσμένα πρότυπα: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Απαιτήσεις τροφοδοσίας USB: 5V ⎓ 1,5A ή μεγαλύτερη

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Συσκευή παρέχει επαφή με το δέρμα μέσω αναρρόφησης και δόνησης για γενική χαλάρωση και άνεση.

Χαρακτηριστικά:

- Ρυθμιζόμενη αναρρόφηση προς τα πάνω για διέγερση της επιφάνειας του δέρματος
- Πολυκατευθυντική δόνηση για χαλαρωτική επίδραση μασάζ
- Λειτουργία θέρμανσης για αίσθηση θερμότητας στο δέρμα
- Συνεχής θέρμανση για μείωση της έντασης και αύξηση της άνεσης

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας είναι 30 λεπτά. Το επαναφορτιζόμενο μοντέλο έχει χρόνο λειτουργίας 25 λεπτά. Αν η συσκευή είναι ανενεργή για 20 λεπτά μετά τη διακοπή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Αυτό βοηθά στην παράταση της συνολικής διάρκειας ζωής του προϊόντος.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




1. **Κύρια μονάδα (η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς)**
2. **Καλώδιο τροφοδοσίας USB**
3. **Πίνακας ελέγχου**
4. **Θύρα φόρτισης / εισόδου τροφοδοσίας**

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε το βαμβάκι φίλτρου στο βύσμα φίλτρου (βλ. Σχήμα 1).

Τοποθετήστε το βύσμα φίλτρου στη θύρα αναρρόφησης της συσκευής (βλ. Σχήμα 2).

Αυτό αποτρέπει τη διείσδυση λαδιών ή λοσιόν στη συσκευή και βοηθά στη διατήρηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος.



1. Βύσμα φίλτρου
2. Βαμβάκι φίλτρου


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με κιρσούς.
- Μην χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή περιόδου.
- Αποφύγετε τη χρήση αμέσως μετά το φαγητό.
- Μετά τη χρήση, αφήστε το δέρμα να επανέλθει σε κανονική θερμοκρασία πριν από το μπάνιο (περίπου 30–45 λεπτά).
- Κατά τη λειτουργία, κινείτε τη συσκευή σε μια σταθερή κατεύθυνση.
- Η ερυθρότητα του δέρματος μπορεί να εμφανιστεί λόγω αναρρόφησης· αφήστε την περιοχή να ξεκουραστεί για μερικές ημέρες πριν από τη νέα χρήση.
- Η βάση της συσκευής θερμαίνεται κατά τη χρήση – προσέξτε αν έχετε μειωμένη ευαισθησία στη θερμότητα.
- Πριν απορρίψετε τη συσκευή, η εσωτερική μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

ΒΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Επισκόπηση πίνακα ελέγχου

1. Καθαρίστε το δέρμα και εφαρμόστε μικρή ποσότητα λαδιού ή λοσιόν μασάζ.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Θα ανάψει κόκκινος δείκτης. Ρυθμίστε “Θερμότητα” και “Αναρρόφηση” σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
3. Πατήστε το κουμπί **Θερμότητα** για να επιλέξετε ανάμεσα σε 6 επίπεδα θερμοκρασίας. Τα υψηλότερα επίπεδα παρέχουν ισχυρότερη θέρμανση.
4. Πατήστε το κουμπί **Αναρρόφηση** για να επιλέξετε ανάμεσα σε 6 επίπεδα αναρρόφησης. Τα υψηλότερα επίπεδα παρέχουν ισχυρότερη ανύψωση προς τα πάνω.
5. Μετά τη χρήση, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής και φυλάξτε την σε ξηρό μέρος.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΣΑΖ

- **Λαιμός:** κινήστε από πάνω προς τα κάτω με ομαλές κινήσεις.
- **Πλάτη:** γλιστρήστε προς τα κάτω κατά μήκος της πλάτης.
- **Κάτω άκρα:** κινήστε προς τα κάτω κατά μήκος των ποδιών.
- **Πάτοι ποδιών:** γλιστρήστε από τη φτέρνα προς τα δάχτυλα.
- **Κοιλιά:** χρησιμοποιήστε κυκλικές ή κινήσεις από πάνω προς τα κάτω.
- **Άνω άκρα:** κινήστε από πάνω προς τα κάτω κατά μήκος των χεριών.
- **Πόδια:** γλιστρήστε προς τα πάνω κατά μήκος των μοσχαριών για διαμόρφωση και χαλάρωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1. Χρησιμοποιήστε πηγή τροφοδοσίας USB, όπως θύρα USB υπολογιστή ή φορτιστή 5V ⎓ 1,5A (ή μεγαλύτερη).
2. Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη φόρτιση. Αποσυνδέστε πριν τη χρήση.
3. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει· όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, η λυχνία παραμένει αναμμένη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.

CE

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.