LT: CUPPY – VARTOTOJO VADOVAS

PRODUKTO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Produkto pavadinimas: CUPPY
Modelio aprašymas: XN-058-3 (šilumos ir įkrovimo modelis)
Nominali įtampa: 5V DC
Nominali galia: 5W
Taikomi standartai: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
USB maitinimo reikalavimai: 5V ⎓ 1,5A arba daugiau

PAGRINDINĖS PRODUKTO SAVYBĖS


Šis įrenginys suteikia odos kontaktą per siurbimą ir vibraciją, kad būtų pasiektas bendras atsipalaidavimas ir komfortas.

Savybės:

- Reguliuojamas siurbimas į viršų odos paviršiaus stimuliavimui
- Daugiakryptė vibracija, suteikianti raminamąjį masažo efektą
- Šildymo funkcija, suteikianti šilumos pojūtį ant odos
- Nuolatinis šildymas, mažinantis įtampą ir didinantis komfortą

Pastaba: Numatytoji veikimo trukmė – 30 minučių. Įkraunamasis modelis veikia 25 minutes. Jei įrenginys buvo neaktyvus 20 minučių po sustabdymo, jį galima naudoti vėl. Tai padeda pratęsti produkto bendrą tarnavimo laiką.

PRODUKTO APŽVALGA




1. **Pagrindinis įrenginys (išvaizda gali šiek tiek skirtis)**
2. **USB maitinimo kabelis**
3. **Valdymo skydelis**
4. **Įkrovimo / maitinimo jungtis**

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Prieš naudojimą įdėkite filtro vatą į filtro kištuką (žr. 1 pav.).

Įdėkite filtro kištuką į įrenginio siurbimo angą (žr. 2 pav.).

Tai neleidžia aliejams ar losjonams patekti į įrenginį ir padeda išlaikyti ilgaamžiškumą.



1. Filtro kištukas
2. Filtro vata


SVARBIOS NAUDOTOJO SAUGOS PASTABOS

- Negalima naudoti ant vietų su varikozinėmis venomis.
- Negalima naudoti nėštumo ar menstruacijų metu.
- Venkite naudoti iš karto po valgio.
- Po naudojimo leiskite odai grįžti į normalią temperatūrą prieš maudantis (apie 30–45 minutes).
- Naudojant įrenginį, judinkite jį viena nuolatine kryptimi.
- Dėl siurbimo gali atsirasti odos paraudimas; leiskite sričiai pailsėti kelias dienas prieš kitą naudojimą.
- Įrenginio pagrindas naudojimo metu įkaista – būkite atsargūs, jei jūsų jautrumas šilumai sumažėjęs.
- Prieš šalinant įrenginį reikia pašalinti vidinę bateriją.
- Visada įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas prieš išimdami bateriją.

NAUDOJIMO ŽINGSNIAI

Valdymo skydelio apžvalga

1. Išvalykite odą ir užtepkite nedidelį kiekį masažo aliejaus arba losjono.
2. Paspauskite įjungimo mygtuką. Įsižiebs raudonas indikatorius. Reguliuokite „Šilumą“ ir „Siurbimą“ pagal savo pageidavimus.
3. Paspauskite mygtuką **Šiluma**, kad pasirinktumėte vieną iš 6 temperatūros lygių. Aukštesni lygiai suteikia stipresnį šilumos efektą.
4. Paspauskite mygtuką **Siurbimas**, kad pasirinktumėte vieną iš 6 siurbimo lygių. Aukštesni lygiai suteikia stipresnį trauką į viršų.
5. Po naudojimo paspauskite įjungimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį. Išvalykite įrenginio paviršių ir laikykite sausoje vietoje.



MASAŽO TECHNIKOS

- **Kaklas:** judėkite nuo viršaus į apačią lygiais judesiais.
- **Nugara:** slyskite žemyn per nugarą.
- **Apatinės galūnės:** judėkite žemyn per kojas.
- **Pėdų pado:** slyskite nuo kulno link pirštų.
- **Pilvas:** naudokite apskritimus arba judesius nuo viršaus į apačią.
- **Viršutinės galūnės:** judėkite nuo viršaus į apačią per rankas.
- **Koja:** slyskite aukštyn per blauzdas, siekiant formavimo ir atsipalaidavimo efekto.

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS

1. Naudokite USB maitinimo šaltinį, pvz., kompiuterio USB prievadą arba 5V ⎓ 1,5A (ar daugiau) įkroviklį.
2. Įrenginys neveikia įkraunant. Atjunkite prieš naudojimą.
3. Įkrovimo metu indikatoriaus lemputė mirksi; kai įrenginys pilnai įkrautas, lemputė dega nuolat.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.

CE Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.