PL: CUPPY – INSTRUKCJA OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Nazwa produktu: CUPPY
Opis modelu: XN-058-3 (model z funkcją podgrzewania i ładowania)
Napięcie znamionowe: 5V DC
Moc znamionowa: 5W
Obowiązujące normy: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Wymagania zasilania USB: 5V ⎓ 1,5A lub więcej

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU


Urządzenie zapewnia kontakt skóry z podciśnieniem i wibracją dla ogólnego relaksu i komfortu.

Cechy:

- Regulowane podciśnienie w górę dla stymulacji powierzchni skóry
- Wielokierunkowe wibracje dla relaksującego efektu masażu
- Funkcja podgrzewania dla odczucia ciepła na skórze
- Ciągłe podgrzewanie dla rozluźnienia napięcia i zwiększenia komfortu

Uwaga: Domyślny czas pracy wynosi 30 minut. Model z możliwością ładowania ma czas pracy 25 minut. Jeśli urządzenie pozostanie nieaktywne przez 20 minut po zatrzymaniu, można je ponownie użyć. Pomaga to wydłużyć żywotność produktu.

PRZEGLĄD PRODUKTU




1. **Jednostka główna (wygląd może się nieznacznie różnić)**
2. **Kabel zasilający USB**
3. **Panel Sterowania**
4. **Port Ładowania / Zasilania**

INSTALACJA PRODUKTU

Przed użyciem włóż filtr bawełniany do korka filtra (patrz Rysunek 1).

Umieść korek filtra w otworze ssącym urządzenia (patrz Rysunek 2).

Zapobiega to przedostawaniu się olejów lub balsamów do urządzenia i pomaga w utrzymaniu jego trwałości.



1. Korek filtra
2. Bawełna filtracyjna


WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKA

- Nie używaj urządzenia na obszarach z żylakami.
- Nie używaj w czasie ciąży ani miesiączki.
- Unikaj użycia bezpośrednio po posiłku.
- Po użyciu pozwól skórze wrócić do normalnej temperatury przed kąpielą (około 30–45 minut).
- Podczas użytkowania poruszaj urządzeniem w jednym stałym kierunku.
- Czerwienienie skóry może wystąpić z powodu ssania; pozostaw obszar do odpoczynku przez kilka dni przed ponownym użyciem.
- Podstawa urządzenia nagrzewa się podczas użytkowania – zachowaj ostrożność, jeśli masz zmniejszoną wrażliwość na ciepło.
- Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć baterię wewnętrzną.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed wyjęciem baterii.

KROKI OBSŁUGI

Przegląd panelu sterowania

1. Oczyść skórę i nałóż niewielką ilość olejku lub balsamu do masażu.
2. Naciśnij przycisk zasilania. Zapali się czerwone światło kontrolne. Dostosuj ustawienia „Ciepło” i „Ssanie” według potrzeb.
3. Naciśnij przycisk **Ciepło**, aby wybrać jeden z 6 poziomów temperatury. Wyższe poziomy zapewniają silniejsze nagrzewanie.
4. Naciśnij przycisk **Ssanie**, aby wybrać jeden z 6 poziomów. Wyższe poziomy zapewniają silniejsze podciąganie w górę.
5. Po użyciu naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Wyczyść powierzchnię urządzenia i przechowuj w suchym miejscu.



TECHNIKI MASAŻU

- **Szyja:** poruszaj od góry do dołu płynnymi ruchami.
- **Plecach:** przesuwaj w dół wzdłuż pleców.
- **Dolne kończyny:** poruszaj w dół wzdłuż nóg.
- **Stopy:** przesuwaj od pięty w kierunku palców.
- **Brzuch:** stosuj ruchy okrężne lub od góry w dół.
- **Górne kończyny:** poruszaj od góry do dołu wzdłuż ramion.
- **Nogi:** przesuwaj w górę wzdłuż łydek dla efektu modelowania i relaksu.

INSTRUKCJE ŁADOWANIA

1. Używaj źródła zasilania USB, np. portu USB w komputerze lub ładowarki 5V ⎓ 1,5A (lub wyższej).
2. Urządzenie nie działa podczas ładowania. Odłącz przed użyciem.
3. Podczas ładowania kontrolka miga; po pełnym naładowaniu światło pozostaje włączone.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:

Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.

CE Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.