HU: VIBEFACE – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: VIBEFACE
Modell: 618
Működési feszültség: 3,7 V
Névleges teljesítmény: 5 W
Nettó tömeg: 220 g
Töltési bemenet: 5,0 V ⎓ 1 A
Termék méretei: 290 × 105 × 40 mm

A csomag tartalma:

- 1 × VIBEFACE arcmasszírozó készülék
- 1 × USB töltőkábel
- 1 × Felhasználói kézikönyv

Megjegyzés: A termékek folyamatos fejlesztésére irányuló irányelveinknek megfelelően fenntartjuk a jogot a termék műszaki adatainak és kialakításának előzetes értesítés nélküli módosítására.

BEVEZETÉS

A VIBEFACE az EMS (elektromos izomstimuláció), a BIO mikroáramos technológia és az EP bőrfiatalító technológia fejlett kombinációját kínálja kettős masszírozó görgős kialakítással. A gyengéd mikroáramos stimuláció segít javítani az izmok tónusát, támogatja a bőr feszességét és hozzájárul a fiatalosabb megjelenéshez.

Az ergonomikus kialakítású kettős görgők követik az arc és a test kontúrjait, kényelmes lifting és gyúró masszázst biztosítva. Enyhe nyomás mellett a görgők simán siklanak a bőrön, elősegítve a vérkeringés javítását és a bőrápoló termékek jobb felszívódását.

MŰKÖDÉSI MÓDOK

EMS mód

Az elektromos izomstimuláció segít aktiválni az arcizmokat, javítani az izomtónust és támogatni a bőr rugalmasságát.

BIO mód

A biomimetikus mikroáramos technológia a test természetes elektromos jeleit utánozza, elősegítve a bőr feszességét és revitalizációját.


EP mód

Az elektroporációs technológia segíti a bőrápoló termékek jobb felszívódását, támogatja a kollagéntermelést és csökkentheti a finom vonalak láthatóságát.

TERMÉKJELLEMZŐK

- 3 működési mód: EMS, BIO és EP
- 19 állítható intenzitási szint
- Kettős lifting masszírozó görgők
- Újratölthető lítium akkumulátor
- Egyszerű módváltás egyetlen gombbal

ALKATRÉSZEK



1. **Módkijelző (EMS / BIO / EP)**
2. **Masszírozó görgők**
3. **Töltésjelző lámpa**
4. **Intenzitásszint kijelző**
5. **Intenzitás növelő gomb (+)**
6. **Be-/kikapcsoló / módválasztó gomb**
7. **Intenzitás csökkentő gomb (–)**

A töltésjelző állapota:

- Villogó fehér fény: Töltés folyamatban
- Folyamatos fehér fény: Teljesen feltöltve

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


Használat előtt vigyen fel kis mennyiségű vizet, szérumot, arckrémet vagy arcesszenciát a kezelendő területre. A hidratált bőr javítja a vezetőképességet, egyenletesebb árameloszlást biztosít, és segít csökkenteni az esetleges bizsergő érzést.

Első alkalommal történő használat esetén ajánlott a legalacsonyabb intenzitási szinttel kezdeni, majd szükség szerint fokozatosan növelni azt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék töltése

- Az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket.
- Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőcsatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa az USB végét egy megfelelő 5 V-os áramforráshoz.
- A töltésjelző lámpa töltés közben villog.
- A töltés befejezése után a jelzőfény folyamatosan világít.
- A teljes feltöltés körülbelül 2 órát vesz igénybe.



Be- és kikapcsolás

- Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló / módválasztó gombot körülbelül 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához.
- A kikapcsoláshoz ismét tartsa lenyomva ugyanazt a gombot.

Mód kiválasztása

Röviden nyomja meg a be-/kikapcsoló / módválasztó gombot az EMS, BIO és EP módok közötti váltáshoz.

Az intenzitás beállítása

- Nyomja meg a „+” gombot az intenzitás növeléséhez.
- Nyomja meg a „–” gombot az intenzitás csökkentéséhez.
- A készülék 19 állítható intenzitási szintet kínál.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Alkalmas kezelési területek:

1. Nyak (csak görgős masszázs)
2. Arc
3. Karok
4. Lábak



Arcmasszázs

1. Tisztítsa meg az arcát, majd vigyen fel vizet, szérumot, arckrémet vagy arcesszenciát.
2. Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kívánt módot.
3. Kezdje alacsony intenzitási szinten.
4. Finoman görgesse a készüléket felfelé az álltól az orcák felé.
5. Folytassa a száj sarkaitól a fülek irányába.
6. Mozgassa a készüléket a homlok közepétől kifelé a halántékok felé.
7. Minden mozdulatot lassan végezzen, és ismételje 3–5 percig területenként.

Nyakmasszázs

1. Vigyen fel vizet vagy testápolót a nyak területére.
2. Csak a görgőket használja.
3. Ne használja az EMS módot a nyakon.
4. Mozgassa a görgőket felfelé a nyak tövétől az állkapocsvonal irányába.
5. Ismételje finoman néhány percig.

Karmasszázs

1. Görgesse a készüléket a csuklótól a váll irányába.
2. Használjon mérsékelt nyomást.
3. Minden mozdulatot ismételjen meg többször.

Lábmasszázs

1. Mozgassa a görgőket a bokától a comb irányába.
2. Használjon lassú és egyenletes mozdulatokat.
3. Ismételje meg minden kívánt területen a jobb ellazulás és vérkeringés érdekében.

Ajánlott használati idő

- Arc: 5–10 perc alkalmanként
- Nyak: 3–5 perc alkalmanként
- Karok és lábak: 5–10 perc területenként
- Használja heti 3–5 alkalommal vagy igény szerint

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- A készülék nem vízálló.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Ne öblítse le közvetlenül folyó víz alatt.
- A felületet puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa meg.
- Tisztítás után törölje szárazra egy puha, száraz kendővel.
- A töltőcsatlakozót mindig tartsa szárazon.
- Ne használjon maró, súroló vagy illékony tisztítószereket.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, háromhavonta töltse fel teljesen az akkumulátor teljesítményének megőrzése érdekében.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.

A készüléket minden használat után meg kell tisztítani, hogy megelőzze az olajok, bőrápoló termékek és egyéb maradványok felhalmozódását.

VESZÉLY

Az utasítások be nem tartása személyi sérülést, áramütést vagy tüzet okozhat.

- Csak a mellékelt töltőkábelt vagy a megadott követelményeknek megfelelő kompatibilis töltőkábelt használja.
- Ne helyezze a készüléket tűzbe, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Ne használja a készüléket, ha rendellenesen felforrósodik, szagot áraszt, deformálódik vagy sérülés jeleit mutatja.
- Ne használja a készüléket gyúlékony gázok, folyadékok, aeroszolok, alkohol, benzol vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket orvosi elektronikai berendezésekkel együtt.

FIGYELMEZTETÉS

- Az utasítások be nem tartása sérülést, bőrirritációt vagy a termék károsodását okozhatja.
- Masszázs közben csak enyhe nyomást alkalmazzon.
- Azonnal hagyja abba a használatot, ha kellemetlenséget, fájdalmat, bőrirritációt vagy szokatlan reakciókat tapasztal.
- Ne használjon sérült vagy hibás készüléket.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket.

- Ne használja a készüléket az ebben a kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra.
- Használat előtt távolítsa el az ékszereket, órákat és egyéb fémtárgyakat.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzárva.
- Ne tárolja a készüléket nedves környezetben.
- A készüléket gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek csak felelős felnőtt felügyelete mellett használhatják.

KI NEM HASZNÁLHATJA EZT A TERMÉKET

NE használja ezt a terméket, ha:

- Fémallergiája van.
- Csökkent a bőr érzékenysége.
- Rossz fizikai állapotban van.
- Hajlamos véraláfutásokra vagy purpurára.
- Alkohol hatása alatt áll.
- Rendkívüli fáradtságot érez.
- Bőrfertőzése, dermatitisze vagy nyílt sebe van.
- Vérzékenységi rendellenessége van, például hemofília.
- Terhessége korai szakaszában van, nemrég szült, vagy terhességgel kapcsolatos szövődményei vannak.

Használat előtt konzultáljon orvosával, ha:

- Érzékeny bőre van.
- Orvosi kezelés alatt áll.
- Nemrég műtéten esett át.
- Orvosi implantátummal vagy beültetett elektronikus eszközzel rendelkezik.
- Csontritkulásban vagy csontelváltozásban szenved.
- Az elmúlt 3 hónapban műtéten, lézeres kezelésen vagy mély kémiai hámlasztáson esett át a kezelni kívánt területen.

Ha bármilyen egészségügyi aggálya van, vagy nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő az Ön számára, használat előtt konzultáljon orvosával.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

CE A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.