LT: VIBEFACE – NAUDOTOJO VADOVAS

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas: VIBEFACE
Modelis: 618
Darbinė įtampa: 3,7 V
Nominali galia: 5 W
Grynasis svoris: 220 g
Įkrovimo įvestis: 5,0 V ⎓ 1 A
Produkto matmenys: 290 × 105 × 40 mm

Pakuotės turinys:

- 1 × VIBEFACE veido masažuoklis
- 1 × USB įkrovimo laidas
- 1 × Naudotojo vadovas

Pastaba: Vadovaudamiesi nuolatinio produktų tobulinimo politika, pasiliekame teisę keisti produkto specifikacijas ir dizainą be išankstinio įspėjimo.

ĮVADAS

VIBEFACE sujungia pažangią EMS technologiją (elektrinę raumenų stimuliaciją), BIO mikro srovės technologiją ir EP odos atjauninimo technologiją su dvigubų masažinių volelių dizainu. Švelni mikro srovės stimuliacija padeda pagerinti raumenų tonusą, palaiko odos stangrumą ir prisideda prie jaunatviškesnės išvaizdos.

Ergonomiški dvigubi voleliai tiksliai prisitaiko prie veido ir kūno kontūrų, suteikdami patogų liftingo ir minkymo masažą. Naudojant švelnų spaudimą, voleliai lengvai slysta oda, padeda gerinti kraujotaką ir pagerina odos priežiūros priemonių įsisavinimą.

DARBO REŽIMAI

EMS režimas

Elektrinė raumenų stimuliacija padeda aktyvinti veido raumenis, gerinti raumenų tonusą ir palaikyti odos elastingumą.

BIO režimas

Biomimetinė mikro srovės technologija imituoja natūralius kūno elektrinius signalus, padėdama gerinti odos stangrumą ir atgaivinimą.


EP režimas

Elektroporacijos technologija padeda pagerinti odos priežiūros priemonių įsisavinimą, palaiko kolageno gamybą ir gali sumažinti smulkių raukšlelių matomumą.

PRODUKTO SAVYBĖS

- 3 veikimo režimai: EMS, BIO ir EP
- 19 reguliuojamų intensyvumo lygių
- Dvigubi liftingo masažiniai voleliai
- Įkraunama ličio baterija
- Paprastas režimų perjungimas vienu mygtuku

KOMPONENTAI



1. **Režimo ekranas (EMS / BIO / EP)**
2. **Masažiniai voleliai**
3. **Įkrovimo indikatoriaus lemputė**
4. **Intensyvumo lygio ekranas**
5. **Intensyvumo didinimo mygtukas (+)**
6. **Įjungimo / režimo mygtukas**
7. **Intensyvumo mažinimo mygtukas (–)**

Įkrovimo indikatoriaus būsena:

- Mirksinti balta lemputė: Kraunama
- Nuolat šviečianti balta lemputė: Visiškai įkrauta

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ


Prieš naudojimą užtepkite nedidelį kiekį vandens, serumo, losjono arba veido esencijos ant apdorojamos srities. Sudrėkinta oda pagerina laidumą, užtikrina tolygesnį srovės pasiskirstymą ir padeda sumažinti galimą dilgčiojimo pojūtį.

Pirmą kartą naudojantiems rekomenduojama pradėti nuo žemiausio intensyvumo lygio ir palaipsniui jį didinti pagal poreikį.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Įrenginio įkrovimas

- Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite įrenginį.
- Prijunkite įkrovimo laidą prie įkrovimo prievado.
- USB galą prijunkite prie tinkamo 5 V maitinimo šaltinio.
- Įkrovimo metu indikatoriaus lemputė mirksi.
- Kai įkrovimas baigtas, indikatoriaus lemputė šviečia nuolat.
- Pilnas įkrovimas trunka maždaug 2 valandas.



Įjungimas ir išjungimas

- Paspauskite ir palaikykite įjungimo / režimo mygtuką maždaug 2 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį.
- Dar kartą paspauskite ir palaikykite tą patį mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį.

Režimo pasirinkimas

Trumpai paspauskite įjungimo / režimo mygtuką, kad perjungtumėte EMS, BIO ir EP režimus.

Intensyvumo reguliavimas

- Paspauskite mygtuką „+“, kad padidintumėte intensyvumą.
- Paspauskite mygtuką „–“, kad sumažintumėte intensyvumą.
- Įrenginys siūlo 19 reguliuojamų intensyvumo lygių.

KAIP NAUDOTI

Tinkamos naudojimo sritys:

1. Kaklas (tik masažas voleliais)
2. Veidas
3. Rankos
4. Kojos



Veido masažas

1. Nuvalykite veidą ir užtepkite vandens, serumo, losjono arba veido esencijos.
2. Įjunkite įrenginį ir pasirinkite norimą režimą.
3. Pradėkite nuo žemo intensyvumo lygio.
4. Švelniai ridenkite įrenginį aukštyn nuo smakro link skruostų.
5. Tęskite nuo burnos kampučių link ausų.
6. Judinkite įrenginį nuo kaktos centro į išorę link smilkinių.
7. Kiekvieną judesį atlikite lėtai ir kartokite 3–5 minutes kiekvienoje srityje.

Kaklo masažas

1. Užtepkite vandens arba losjono kaklo srityje.
2. Naudokite tik volelius.
3. Nenaudokite EMS režimo ant kaklo.
4. Judinkite volelius aukštyn nuo kaklo pagrindo link žandikaulio linijos.
5. Švelniai kartokite kelias minutes.

Rankų masažas

1. Judinkite volelius aukštyn nuo riešo link peties.
2. Naudokite vidutinį spaudimą.
3. Kiekvieną judesį pakartokite kelis kartus.

Kojų masažas

1. Judinkite volelius aukštyn nuo kulkšnies link šlaunies.
2. Naudokite lėtus ir tolygius judesius.
3. Kartokite visose norimose srityse, kad pagerintumėte atsipalaidavimą ir kraujotaką.

Rekomenduojamas naudojimo laikas

- Veidas: 5–10 minučių vienam seansui
- Kaklas: 3–5 minutės vienam seansui
- Rankos ir kojos: 5–10 minučių kiekvienai sričiai
- Naudokite 3–5 kartus per savaitę arba pagal poreikį

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Prieš valydami išjunkite įrenginį.
- Įrenginys nėra atsparus vandeniui.
- Nemerkite įrenginio į vandenį.
- Neplaukite įrenginio tiesiogiai po tekančiu vandeniu.
- Paviršių valykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
- Po valymo nušluostykite minkšta, sausa šluoste.
- Įkrovimo prievadas visada turi būti sausas.
- Nenaudokite ėsdinančių, abrazyvinių ar lakiųjų valiklių.
- Jei įrenginys nebus naudojamas ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite kas 3 mėnesius, kad išlaikytumėte baterijos veikimą.

SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš naudodami šį produktą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.

Įrenginį reikia valyti po kiekvieno naudojimo, kad nesikauptų aliejai, odos priežiūros priemonės ir kiti likučiai.

PAVOJUS

Šių instrukcijų nesilaikymas gali sukelti kūno sužalojimus, elektros smūgį arba gaisrą.

- Naudokite tik pridedamą įkrovimo laidą arba suderinamą laidą, atitinkantį nurodytus reikalavimus.
- Nedėkite įrenginio į ugnį ir nelaikykite jo aukštoje temperatūroje.
- Nenaudokite įrenginio, jei jis neįprastai įkaista, skleidžia kvapą, deformuojasi arba turi pažeidimo požymių.
- Nenaudokite įrenginio šalia degių dujų, skysčių, aerozolių, alkoholio, benzeno ar sprogstamųjų medžiagų.
- Nenaudokite įrenginio kartu su medicinine elektronine įranga.

ATSARGIAI

- Šių instrukcijų nesilaikymas gali sukelti sužalojimus, odos sudirginimą arba produkto pažeidimą.
- Masažo metu naudokite tik švelnų spaudimą.
- Nedelsdami nutraukite naudojimą, jei atsiranda diskomfortas, skausmas, odos sudirginimas arba neįprastos reakcijos.
- Nenaudokite pažeisto arba netinkamai veikiančio įrenginio.

- Prieš valymą ar priežiūrą išjunkite įrenginį.
- Nenaudokite įrenginio kitais tikslais nei aprašyta šiame vadove.
- Prieš naudojimą nusiimkite papuošalus, laikrodžius ir kitus metalinius daiktus.
- Pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nelaikykite įrenginio drėgnoje aplinkoje.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ar asmenims, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos, be atsakingo suaugusiojo priežiūros.

KAS NETURĖTŲ NAUDOTI ŠIO PRODUKTO

NENAUDOKITE šio produkto, jei:

- Esate alergiški metalams.
- Turite sumažėjusį odos jautrumą.
- Esate prastos fizinės būklės.
- Esate linkę į mėlynes arba purpurą.
- Esate apsvaigę nuo alkoholio.
- Jaučiate didelį nuovargį.
- Turite odos infekcijų, dermatitą arba atvirų žaizdų.
- Turite kraujavimo sutrikimų, tokių kaip hemofilija.
- Esate ankstyvoje nėštumo stadijoje, neseniai pagimdėte arba turite su nėštumu susijusių komplikacijų.

Prieš naudojimą pasitarkite su gydytoju, jei:

- Turite jautrią odą.
- Jums taikomas medicininis gydymas.
- Neseniai jums buvo atlikta operacija.
- Turite medicininių implantų arba implantuotų elektroninių prietaisų.
- Sergate osteoporoze arba turite kaulų anomalijų.
- Per pastaruosius 3 mėnesius numatytoje apdoroti srityje jums buvo atlikta operacija, lazerinė procedūra arba gilus cheminis šveitimas.

Jei turite kokių nors medicininių abejonių arba nesate tikri, ar šis produktas jums tinkamas, prieš naudojimą pasitarkite su gydytoju.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.

CE Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.