

AT: LUMEVAGLOW – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTPARAMETER

Produktname: LUMEVAGLOW

Produktmodell-Nr.: ES-1081

Ladespannung: 5V, 1A

Nennleistung: 2,5W

Batteriemodell-Nr.: 602535

Batterieparameter: 3,7V, 500mAh

Ladezeit: 2 Stunden

Produktgröße: 89x47x120mm

Ausführungsstandard: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Arbeitszeit: Das Gerät wechselt nach 4 Minuten in den Standby-Modus und schaltet sich nach 1 Minute Inaktivität automatisch aus.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Dieses Produkt wurde für die Hautreinigung, EMS-Pflege und Feuchtigkeitspflege bei warmer Temperatur entwickelt. Es integriert positive und negative Ionen, Hochfrequenzvibration, rotes Licht, blaues Licht und grünes Licht.

- **Positive und Negative Ionen:** Mit dem Prinzip der Anziehung entgegengesetzter Ladungen helfen bioelektrische Ströme, tiefsitzenden Schmutz aus den Poren zu entfernen, während kosmetische Inhaltsstoffe tief in die Haut eindringen.
- **Vibration:** Verbessert die Hautstraffung, Elastizität und den Stoffwechsel durch mechanische Vibration und Spannungsstimulation.
- **Warme Massage:** Fördert die Aufnahme, verbessert die Hautstruktur und verleiht ein pralles, jugendliches Aussehen.
- **Rotes Licht:** Dringt tief ein, um Kollagen zu revitalisieren, die Haut aufzuhellen und feine Linien und Falten zu reduzieren.
- **Blaues Licht:** Regt die Kollagensynthese an, verjüngt die Haut, strafft schlaaffe Bereiche, verfeinert die Poren und verbessert fettige, empfindliche und zu Akne neigende Haut.
- **Grünes Licht:** Fördert die Sauerstoffnutzung, verbessert die Mikrozirkulation der Haut, beschleunigt den Lymphabfluss, reduziert Schwellungen und beruhigt die Haut.

PRODUKTMERKMALE

CLEAN-Modus (Reinigung und Export): Entfernt tiefsitzenden Schmutz, verfeinert die Poren, verblasst Verfärbungen und hilft bei der Behandlung von Akne.

EMS-Modus (EMS-Pflege): Verbessert die Hautaufnahme von Hautpflegeprodukten, stimuliert die Hautaktivität und unterstützt die Hautverjüngung, Aufhellung und Faltenreduzierung.

HOT-Modus (Warme Anwendung): Regt die Durchblutung an, verbessert die Hautstraffung und Elastizität und erhält die Hautfeuchtigkeit für ein jugendliches Strahlen.

PRODUKTEKOMPONENTEN



1. Verjüngungsgerätkopf
2. Rotes, blaues und grünes Licht
3. Schaltindikatorlicht
4. Funktionsindikatorlicht
5. Funktionsregelung (Ein/Aus)
6. USB-Ladeanschluss

HINWEISE ZUR VERWENDUNG

1. Halten Sie die Einschalttaste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Es kann nicht während des Ladevorgangs verwendet werden.
2. Halten Sie während der Anwendung die Induktionsstangen an beiden Seiten des Geräts, um den Stromkreis mit dem Körper zu schließen.
3. Das Gerät verwendet Mikrostrom-Ionentechnologie, daher ist ein leichtes Kribbeln normal.
4. Bei der Entfernung von tiefsitzendem Schmutz verwenden Sie ein Make-up-Entferner oder Reinigungswasser – verwenden Sie keine Gesichtspflegemittel oder Reinigungsöle.
 - Verwenden Sie zunächst das Gerät, um tiefsitzende Unreinheiten zu entfernen, und reinigen Sie dann den Oberflächenschmutz mit einem Gesichtereiniger.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Es wird nicht empfohlen für Personen, die eine Gesichtsplastische Chirurgie hinter sich haben, Metallimplantate besitzen oder schwanger sind.
2. Wischen Sie den Einführungskopf mit einem Tuch ab. Waschen Sie ihn nicht mit Wasser und berühren Sie keine Metallflächen.

3. Halten Sie das Gerät von Badezimmern und feuchten Umgebungen fern, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
 4. Jede Funktion nur einmal pro Tag verwenden, mit einer empfohlenen Reihenfolge von drei Modi pro Anwendung.
 5. Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Gesicht und am Hals vorgesehen – vermeiden Sie Bereiche mit Akne, Unreinheiten oder Rötungen.
 - Personen mit empfindlicher Haut sollten es nur einmal pro Woche verwenden.
 6. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Die Reinigung mit einem feuchten Tuch bei eingeschaltetem Gerät kann leichte Stromschläge verursachen.
 7. Verwenden Sie keine korrosiven Lösungen (z.B. Alkohol, Aceton, Benzin), um das Gerät zu reinigen, da dies Fehlfunktionen, Risse oder Verfärbungen verursachen kann.
-

GEBRAUCHSANLEITUNG

CLEAN-Modus (Reinigung und Export)

- Entfernt effektiv Schmutz aus den Poren und verbessert die Hauttransparenz. Vermeiden Sie dicke Wattepad.
- Kombiniert mit grünem Licht, um die Sauerstoffnutzung zu fördern, die Mikrozirkulation zu verbessern und die Haut zu beruhigen.

Schritte:

1. Halten Sie die Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt, um in den "CLEAN"-Modus zu wechseln (grünes Licht).
2. Tragen Sie gleichmäßig Make-up-Entferner oder Reinigungswasser auf die Haut auf. (Das Gerät ist nicht wasserdicht – sprühen Sie kein Wasser direkt darauf.)
3. Halten Sie die Metall-Induktionsstäbe auf beiden Seiten, um den Ionenstromkreis zu vervollständigen.
4. Führen Sie das Gerät nach oben entlang des Gesichts und des Nackens.

EMS-Modus (Elektromuskel-Stimulation)

- Stimuliere und entspanne die Haut, damit Hautpflegeprodukte tief eindringen.
- Kombiniert mit rotem Licht zur Revitalisierung von Kollagen, Hautaufhellung und Faltenreduzierung.

Schritte:

1. Halten Sie die Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt, um zu starten, und drücken Sie erneut, um in den "EMS"-Modus zu wechseln (rotes Licht).
2. Tragen Sie gleichmäßig Toner oder Lotion auf die Haut auf.
3. Halten Sie die Metall-Induktionsstäbe, um den Ionenstromkreis zu vervollständigen.
4. Führen Sie das Gerät nach oben entlang des Gesichts und des Nackens.



HOT-Modus (Warme Anwendung)

- Weckt und entspannt die Haut sanft, stellt die Ausstrahlung und Elastizität wieder her.
- Kombiniert mit blauem Licht, um die Kollagensynthese zu stimulieren, die Poren zu verfeinern und fettige, empfindliche oder zu Akne neigende Haut zu behandeln.

Schritte:

1. Halten Sie die Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt, um zu starten, und drücken Sie zweimal, um in den "HOT"-Modus zu wechseln (blaues Licht).
2. Tragen Sie gleichmäßig eine Gesichtsmaske oder ein Serum auf die Haut auf.
3. Halten Sie die Metall-Induktionsstäbe, um den Ionenstromkreis zu vervollständigen.
4. Führen Sie das Gerät nach oben entlang des Gesichts und des Nackens.

EMPFOHLENE BEWEGUNGEN



1. Von Kinn zur Wange anheben.
2. Von der Wange zum äußeren Augenbereich anheben.
3. Vom Nacken zum Kinn anheben.
4. Vom Kinn bis zum Kieferbereich anheben.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.