

RO: LUMEVAGLOW – MANUAL DE UTILIZARE

PARAMETRII PRODUSULUI

Nume produs: LUMEVAGLOW

Model produs: ES-1081

Tensiune de încărcare: 5V, 1A

Putere nominală: 2,5W

Model baterie: 602535

Parametri baterie: 3,7V, 500mAh

Timp de încărcare: 2 ore

Dimensiuni produs: 89x47x120mm

Standard de execuție: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Timp de funcționare: Dispozitivul intră în modul standby după 4 minute și se oprește automat după 1 minut de inactivitate.

PREZENTARE GENERALĂ A FUNCȚIILOR

Acest produs este conceput pentru curățarea pielii, îngrijirea EMS și hidratarea la temperaturi calde. Integrează ioni pozitivi și negativi, vibrații de înaltă frecvență, lumină roșie, albastră și verde.

- **Ioni pozitivi și negativi:** Utilizând principiul atracției dintre sarcinile opuse, curenții bioelectrici ajută la extragerea impurităților adânc infiltrate în pori, în timp ce ingredientele cosmetice pătrund în profunzimea pielii.
 - **Vibrații:** Îmbunătățesc fermitatea pielii, elasticitatea și metabolismul prin vibrații mecanice și stimulare electrică.
 - **Masaj cald:** Favorizează absorbția, îmbunătățește textura pielii și conferă un aspect plin și tineresc.
 - **Lumină roșie:** Pătrunde profund pentru a revitaliza colagenul, ilumina pielea și reduce liniile fine și ridurile.
 - **Lumină albastră:** Stimulează sinteza colagenului, reîmprospătează pielea, tonifică zonele lăsate, rafinează porii și îmbunătățește aspectul pielii grase, sensibile și predispuse la acnee.
 - **Lumină verde:** Îmbunătățește utilizarea oxigenului, stimulează microcirculația pielii, accelerează drenajul limfatic, reduce umflăturile și calmează pielea.
-


CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

Mod CLEAN (Curățare și Exportare): Îndepărtează impuritățile adânc infiltrate, micșorează porii, estompează decolorările și ajută la tratarea acneei.

Mod EMS (Îngrijire EMS): Îmbunătățește absorbția produselor de îngrijire a pielii, stimulează activitatea pielii și contribuie la reîntinerire, albire și reducerea ridurilor.

Mod HOT (Import Termic): Stimulează circulația, îmbunătățește fermitatea și elasticitatea pielii și menține hidratarea pentru un aspect tânăr.

COMPONENTELE PRODUSULUI



1. Cap de întinerire al dispozitivului
2. Lumină roșie, albastră și verde
3. Lumină indicatoare a treptelor
4. Lumină indicatoare a funcțiilor
5. Reglare funcții (Pornire/Oprire)
6. Interfață de încărcare USB

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 1,5 secunde pentru a porni dispozitivul. Nu poate fi utilizat în timpul încărcării.
2. În timpul utilizării, țineți barele de inducție de pe ambele părți pentru a completa circuitul cu corpul.
3. Dispozitivul utilizează tehnologia ionică cu microcurent, astfel încât o ușoară senzație de furnicături este normală.
4. Pentru extragerea impurităților adânci, utilizați demachiant sau apă micelară—nu folosiți geluri de curățare sau uleiuri demachiante.
 - Mai întâi folosiți dispozitivul pentru a extrage impuritățile profunde, apoi spălați murdăria de suprafață cu un gel de curățare.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Nu este recomandat persoanelor care au suferit intervenții de chirurgie plastică facială, au implanturi metalice sau sunt însărcinate.

2. Ștergeți capul de introducere cu un șervețel. Nu spălați cu apă și nu atingeți suprafețele metalice.
 3. Păstrați dispozitivul departe de băi și medii umede pentru a evita scurtcircuitele.
 4. Folosiți fiecare mod doar o dată pe zi, cu o secvență recomandată de trei moduri per utilizare.
 5. Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării pe față și gât—evitați zonele cu acnee, imperfecțiuni sau roșeață.
 - Persoanele cu piele sensibilă ar trebui să îl utilizeze doar o dată pe săptămână.
 6. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de efectuarea întreținerii. Curățarea cu un prosop umed în timp ce este pornit poate provoca șocuri electrice ușoare.
 7. Nu utilizați soluții corozive (de ex. alcool, acetonă, benzină) pentru curățarea dispozitivului, deoarece acestea pot cauza defecțiuni, crăpături sau decolorare.
-

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mod CLEAN (Curățare și Exportare)

- Îndepărtează eficient impuritățile din pori și îmbunătățește transparența pielii. Evitați utilizarea dischetelor groase de bumbac.
- Combinat cu lumină verde pentru a îmbunătăți utilizarea oxigenului, stimula microcirculația și calma pielea.

Pași:

1. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 1 secundă pentru a intra în modul „CLEAN” (indicator luminos verde).
2. Aplicați uniform demachiant sau loțiune de curățare pe piele. (Dispozitivul nu este rezistent la apă—nu pulverizați apă direct pe acesta.)
3. Țineți barele metalice de inducție pe ambele părți pentru a completa circuitul ionic.
4. Glisați dispozitivul în sus de-a lungul feței și gâtului.

Mod EMS (Stimulare Electromusculară)

- Stimulează și relaxează pielea, ajutând produsele de îngrijire să pătrundă în profunzime.
- Combinat cu lumină roșie pentru revitalizarea colagenului, iluminarea pielii și reducerea ridurilor.

Pași:

1. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 1 secundă pentru a porni dispozitivul, apoi apăsați din nou pentru a intra în modul „EMS” (indicator luminos roșu).
2. Aplicați uniform toner sau loțiune pe piele.
3. Țineți barele metalice de inducție pentru a completa circuitul ionic.
4. Glisați dispozitivul în sus de-a lungul feței și gâtului.

Mod HOT (Import Termic)

- Trezește și relaxează ușor pielea, redându-i strălucirea și elasticitatea.
- Combinat cu lumină albastră pentru a stimula sinteza colagenului, rafina porii și trata pielea grasă, sensibilă sau predispusă la acnee.

Pasi:

1. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 1 secundă pentru a porni dispozitivul, apoi apăsați de două ori pentru a intra în modul „HOT” (indicator luminos albastru).
 2. Aplicați uniform o mască facială sau un ser pe piele.
 3. Țineți barele metalice de inducție pentru a completa circuitul ionic.
 4. Glisați dispozitivul în sus de-a lungul feței și gâtului.
-

MIȘCĂRI RECOMANDATE



1. Ridicare din bărbie spre obraz.
 2. Ridicare din obraz spre zona exterioară a ochiului.
 3. Ridicare din gât spre bărbie.
 4. Ridicare din bărbie spre linia maxilarului.
-

INSTRUCȚIUNI PENTRU REICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.