

FIXEDFEET

Korektor palca



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda.

Izliječite bol u zglobu nožnog palca ovim neinvazivnom, nekirurškom napravom za korekciju palca.

PAKIRANJE UKLJUČUJE:

1 par korektora palca

TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU:

Materijal: najlon, poliuretan

Veličina: S (36 – 38) / M (39 – 42)

UPOZORENJA

- Ovaj proizvod upotrebljavajte samo na način opisan u korisničkom priručniku, u suprotnom može doći do oštećenja ili ozljede.
- Ako proizvod izazove iritaciju kože, odmah prekinite upotrebu i posavjetujte se s liječnikom.
- Pripazite da zatvarač ne uhvati drugu odjeću jer na taj način možete oštetiti odjeću.

UPUTE:

Gel medicinske razine štiti kožu tijekom hodanja i vježbanja. Jastučić s gelom štiti osjetljivo područje iskrivljenja palca kako ne bi došlo do iritacije.

NAMJENA I OSOBINE: Ova zaštita od iskrivljenja prstiju može se diskretno nositi ispod cipela, čarapa i najlonki i neće se primijetiti. Može se nositi u svim vrstama cipela, uključujući vaš najelegantniji par.

Ovaj proizvod namijenjen je izravnom nošenju na koži.



1

Otvorite proizvod i vrhove prstiju provucite kroz otvor.



2

Obavezno stavite palac u dio s rupicom na vrhu.

Povucite kako bi stražnja strana stopala mogla proći kroz veliki otvor.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE

Upute za pranje

- Perite na ruke na temperaturi ispod 30 stupnjeva.
- Nemojte izbjeljivati. Upotrebljavajte neutralni deterdžent koji ne sadrži izbjeljivače.
- Osušite proizvod na mjestu s dobrom ventilacijom, dalje od izravne sunčeve svjetlosti, npr. u sjeni ili u prostoriji. Nemojte sušiti u sušilici.
- Nemojte glačati.
- Nije prikladno za kemijsko čišćenje.

Upute za spremanje

Proizvod nemojte izravnoj sunčevoj svjetlosti, visokim temperaturama ili drugim uvjetima koji mogu prouzročiti štetu. Čuvajte ga na suhom mjestu i dobro prozračenom mjestu.

Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojemu ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.