# LV: CUPPY – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

### PRODUKTA TEHNISKIE PARAMETRI

**Produkta nosaukums:** CUPPY
**Modeļa apraksts:** XN-058-3 (ar sildīšanas un uzlādes funkciju)
**Nominalā spriegums:** 5V DC
**Nominalā jauda:** 5W
**Piemērojamie standarti:** GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
**USB barošanas prasības:** 5V ⎓ 1,5A vai vairāk

---

### PRODUKTA PAMATĪPAŠĪBAS

Šī ierīce nodrošina saskari ar ādu, izmantojot sūkšanu un vibrāciju, lai veicinātu vispārēju relaksāciju un komfortu.


Ierīces īpašības:

- Regulējama augšupejoša sūkšana ādas virsmas stimulēšanai
- Daudzvirzienu vibrācija relaksējošam masāžas efektam
- Sildīšanas funkcija ādas siltuma sajūtai
- Nepārtraukta sildīšana spriedzes mazināšanai un komforta palielināšanai

**Piezīme:** Noklusējuma darba laiks ir 30 minūtes. Uzlādējamajam modelim darba laiks ir 25 minūtes. Ja ierīce pēc apstāšanās ir bijusi neaktīva 20 minūtes, to var izmantot atkārtoti. Tas palīdz pagarināt produkta kopējo kalpošanas laiku.

---

### PRODUKTA PĀRSKATS





1. **Galvenā ierīce (izskats var nedaudz atšķirties)**
2. **USB barošanas kabelis**
3. **Kontrolpaneļa panelis**
4. **Uzlādēšanas / barošanas ports**

## PRODUKTA UZSTĀDĪŠANA

Pirms ierīces lietošanas ievietojiet filtra vati filtra kontaktdakšā (skatīt 1. attēlu).

Ievietojiet filtra kontaktdakšu ierīces sūkšanas atverē (skatīt 2. attēlu).

Tas novērš eļļu vai losjonu iekļūšanu ierīcē un palīdz saglabāt produkta ilgstošu darbību.




1. Filtra kontaktdakša
2. Filtra vate


## SVARĪGI LIETOTĀJA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Nelietojiet ierīci uz vietām ar varikozām vēnām.
- Nelietojiet grūtniecības vai menstruāciju laikā.
- Izturieties no ierīces lietošanas tieši pēc ēšanas.
- Pēc lietošanas ļaujiet ādai atgriezties normālā temperatūrā pirms dušas (aptuveni 30–45 minūtes).
- Lietojot ierīci, pārvietojiet to vienā pastāvīgā virzienā.
- Ādas apsārtums var rasties sūkšanas dēļ; atļaujiet zonai atpūsties vairākas dienas pirms nākamās lietošanas.
- Ierīces pamatne lietošanas laikā sakarst – uzmanieties, ja jums ir samazināta jutība pret siltumu.
- Pirms ierīces utilizācijas ir jāizņem iekšējā baterija.
- Vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta pirms baterijas noņemšanas.

## LIETOŠANAS SOĻI

### Kontrolpaneļa pārskats

1. Tīriet ādu un uzklājiet nelielu daudzumu masāžas eļļas vai losjona.
2. Nospiediet barošanas pogu. Ieslēgsies sarkans indikators. Regulējiet “Siltums” un “Sūkšana” pēc savas izvēles.
3. Nospiediet pogu **Siltums**, lai izvēlētos vienu no 6 temperatūras līmeņiem. Augstāki līmeņi nodrošina spēcīgāku siltumu.
4. Nospiediet pogu **Sūkšana**, lai izvēlētos vienu no 6 sūkšanas līmeņiem. Augstāki līmeņi nodrošina spēcīgāku vilkšanu uz augšu.
5. Pēc lietošanas nospiediet barošanas pogu, lai izslēgtu ierīci. Notīriet ierīces virsmu un glabājiet sausā vietā.




---

**MASĀŽAS TEHNIKAS**

- **Ķakls:** pārvietojiet no augšas uz leju ar gludiem kustības vilcieniem.
- **Mugura:** slīdiet uz leju pa muguru.
- **Apaļkāji:** pārvietojiet uz leju pa kājām.
- **Pēdas:** slīdiet no papēža uz pirkstiem.
- **Vēders:** izmantojiet apļveida vai kustības no augšas uz leju.
- **Augšējās ekstremitātes:** pārvietojiet no augšas uz leju pa rokām.
- **Kājas:** slīdiet uz augšu pa teļiem, lai iegūtu formējošu un relaksējošu efektu.

---

**UZLĀDĒŠANAS NORĀDĪJUMI**

1. Lietojiet USB barošanas avotu, piemēram, datora USB portu vai lādētāju 5V ⎓ 1,5A (vai vairāk).
2. Ierīce nedarbojas uzlādes laikā. Atvienojiet to pirms lietošanas.
3. Uzlādēšanas laikā indikatora gaisma mirgo; kad ierīce pilnībā uzlādēta, indikators deg nepārtraukti.

---

**INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN UTILIZĀCIJU:**

Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamos kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.

CE Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.